

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-fk-02-express-realizacja-p-3108.html>

**Usługa
EXPRESS**



Fotel do pobierania krwi FK-02 Express z opcją podnóżka

Cena brutto	1 296,00 zł
Cena netto	1 200,00 zł
Dostępność	WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-02

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi FK-02 Express – profesjonalne stanowisko do pobrań i iniekcji

Fotel do pobierania krwi FK-02 Express to specjalistyczny mebel medyczny przeznaczony do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur wykonywanych w pozycji siedzącej lub półleżącej. Model został zaprojektowany z myślą o placówkach, które potrzebują stabilnego i funkcjonalnego stanowiska do codziennej pracy, a jednocześnie zależy im na **krótkim terminie realizacji**.

FK-02 Express sprawdzi się w **gabinetach zabiegowych, przychodniach, punktach pobrań, poradniach, oddziałach ambulatoryjnych oraz punktach krwiodawstwa**. Dzięki regulowanym elementom ułatwia prawidłowe ułożenie pacjenta i komfortową pracę personelu podczas pobrania materiału, podania leku lub wykonania iniekcji.

Dlaczego warto wybrać model FK-02 Express?

Najważniejszą przewagą tego wariantu jest połączenie **praktycznej konstrukcji medycznej z realizacją zamówienia do 5 dni roboczych**. To dobre rozwiązanie dla placówek, które chcą szybko doposażyć punkt pobrań bez rezygnacji z funkcjonalności i wygodnego użytkowania.

- regulacja oparcia w zakresie **0-85°**,
- regulowane podłokietniki ułatwiające ułożenie kończyny górnej,
- stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
- nośność do **150 kg**,
- możliwość doposażenia fotela w dodatkowe elementy.

To nie jest rozbudowany fotel dializacyjny ani model zabiegowy z regulacją wysokości. **FK-02 Express** został pomyślany jako wygodne, trwałe i czytelnie skonfigurowane stanowisko do standardowych pobrań krwi i iniekcji, gdzie liczy się prostota obsługi, stabilność oraz sprawna dostępność produktu.

USŁUGA EXPRESS - REALIZACJA W 5 DNI ROBOCZYCH!!!

Komfort pacjenta i ergonomia pracy personelu

W codziennej pracy punktu pobrań istotne jest nie tylko samo siedzisko, ale także możliwość wygodnego ustawienia ręki,

pleców i całej sylwetki pacjenta. Właśnie dlatego model FK-02 Express wyposażono w **regulowane podłokietniki**, które pomagają ustabilizować kończynę górną podczas pobrania. Regulowane oparcie umożliwia lepsze dopasowanie pozycji do stanu pacjenta i charakteru wykonywanego świadczenia.

W razie potrzeby fotel można rozbudować o **podgłówek** oraz **podnóżek**, co zwiększa komfort podczas dłuższego użytkowania lub procedur wymagających bardziej odciążonej pozycji pacjenta.

Parametry techniczne

- wysokość: **100 cm**,
- szerokość siedziska / szerokość całkowita: **50 / 71 cm**,
- głębokość: **80 cm**,
- długość całkowita po rozłożeniu: **143 cm**,
- wysokość siedziska: **50 cm**,
- masa własna: **30 kg**,
- maksymalne obciążenie: **150 kg**,
- regulacja wysokości podłokietników: **25 cm**,
- regulacja wysokości podgłówka: **15 cm**,
- regulacja oparcia: **0-85°**,
- regulacja podnóżka: **0-90°**.

Wyposażenie dodatkowe i konfiguracja

Model FK-02 Express można dopasować do potrzeb placówki poprzez wybór koloru tapicerki oraz wybranych opcji dodatkowych. Na karcie produktu dostępne są między innymi:

- podgłówek,
- podnóżek,
- pokrowiec na podnóżek,
- metalowy stolik na narzędzia,
- tapicerka w wersji standardowej lub Prestige.

Dzięki temu fotel można skonfigurować zarówno do standardowego punktu pobrań, jak i do gabinetu, w którym wykonuje się także iniekcje lub procedury wymagające bardziej komfortowego ułożenia pacjenta.

Jako wyposażenie placówki medycznej

FK-02 Express to rozwiązanie dla placówek, które oczekują od wyposażenia medycznego trwałości, prostego użytkowania i czytelnych parametrów technicznych. Model jest objęty **12-miesięczną gwarancją**. Według aktualnej karty produkt jest **wyprodukowany w kraju, wpisany do rejestru wyrobów medycznych i oferowany ze stawką 8% VAT**.

Zobacz również: [fotele do pobierania krwi](#), [fotel do pobierania krwi FK-01 Express](#) oraz [fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga](#).

Najczęściej zadawane pytania o fotel do pobierania krwi FK-02 Express

1. Do czego służy fotel do pobierania krwi FK-02 Express?

Fotel FK-02 Express jest przeznaczony do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur wykonywanych w pozycji siedzącej lub półleżącej. To model przygotowany do codziennej pracy w placówkach, które potrzebują stabilnego i funkcjonalnego stanowiska do obsługi pacjenta.

2. Czy fotel FK-02 Express nadaje się do przychodni i punktów pobrań?

Tak. Ten model sprawdzi się w gabinetach zabiegowych, przychodniach, punktach pobrań, poradniach, oddziałach ambulatoryjnych oraz punktach krwiodawstwa. Dzięki regulowanym podłokietnikom i regulowanemu oparciu ułatwia wygodne ułożenie pacjenta podczas pobrania lub iniekcji.

3. Czy podnóżek jest w standardzie?

Nie. Podnóżek jest dostępny jako opcja dodatkowa, podobnie jak podgłówek, pokrowiec na podnóżek oraz metalowy stolik na narzędzia. To pozwala dopasować konfigurację fotela do potrzeb konkretnej placówki.

4. Jakie są najważniejsze parametry techniczne fotela FK-02 Express?

Model ma maksymalne obciążenie do 150 kg, regulację oparcia w zakresie 0–85°, wysokość siedziska 50 cm oraz długość całkowitą po rozłożeniu 143 cm. Konstrukcja została przygotowana do intensywnego użytkowania w codziennej pracy medycznej.

5. Co oznacza wersja Express?

Wersja Express oznacza skrócony termin realizacji zamówienia. Czas wysyłki dla modelu FK-02 Express wynosi 5 dni, co może mieć znaczenie dla placówek, które chcą szybko doposażyć stanowisko do pobrań.

6. Czy fotel FK-02 Express można dopasować do potrzeb gabinetu?

Tak. Dzięki temu model można skonfigurować zarówno do standardowego punktu pobrań, jak i do gabinetu, w którym wykonuje się również iniekcje lub inne krótkie procedury ambulatoryjne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: nie wybrano , S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL9003

Podglówek do fotela WS: Nie , Podglówek zwykły (+ 151,00 zł)

Podnóżek do fotela WS: Nie , Tak (+ 394,00 zł)

Pokrowiec na podnóżek: Nie , Tak (+ 81,00 zł)

Metalowy stolik na narzędzia: Nie , Tak (+ 178,00 zł)