

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-p-56.html>



Fotel do pobierania krwi z zagłówkiem

Cena brutto	1 400,00 zł
Cena netto	1 296,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	9 tygodni
Numer katalogowy	SM-KTS-FL-1

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi z zagłówkiem to specjalistyczne stanowisko medyczne przeznaczone do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur wykonywanych w pozycji siedzącej. Model został zaprojektowany z myślą o gabinetach zabiegowych, punktach pobrań, laboratoriach, szpitalach i sanatoriach, w których liczy się stabilność konstrukcji, komfort pacjenta oraz sprawna organizacja pracy personelu.

Wyróżnikiem tego modelu jest **zagłówek**, dzięki któremu stanowisko może pełnić również **funkcję fotela laryngologicznego**. Podłokietnik zintegrowany z oparciem oraz możliwość regulacji położenia podłokietników i oparcia ułatwiają wygodne ułożenie kończyny do pobrania z prawego lub lewego przedramienia. To dobry wybór wszędzie tam, gdzie potrzebne jest proste, trwałe i funkcjonalne wyposażenie do codziennej pracy.

Najważniejsze zalety

- fotel do pobierania krwi z zagłówkiem do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych i laboratoriów,
- regulowane oparcie ułatwiające dopasowanie pozycji pacjenta,
- regulowane podłokietniki wspierające stabilne ułożenie kończyny górnej,
- zagłówek zwiększający komfort pacjenta podczas pobrań, iniekcji i krótkich procedur,
- możliwość wykorzystania także jako fotel laryngologiczny w wybranych zastosowaniach,
- stabilna stalowa rama malowana proszkowo,
- stopki antypoślizgowe poprawiające bezpieczeństwo użytkowania,
- miękkie siedzisko, oparcie, podłokietniki i zagłówek,
- tapicerka łatwa do czyszczenia i dezynfekcji,
- możliwość wyboru koloru obicia.

Fotel FL-1 do pobierania krwi, iniekcji i krótkich procedur

Model sprawdza się jako fotel do pobierania krwi, fotel do iniekcji oraz stabilne stanowisko do krótkich procedur wykonywanych w pozycji siedzącej. Może być wykorzystywany w punktach pobrań, przychodniach, gabinetach zabiegowych, laboratoriach analitycznych, oddziałach szpitalnych oraz sanatoriach.

Zagłówek, regulowane oparcie i regulowane podłokietniki ułatwiają wygodne ułożenie pacjenta oraz stabilne podparcie ręki podczas pobrania krwi. Dzięki temu fotel dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się szybkie przygotowanie stanowiska, komfort pacjenta i wygodna praca personelu.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi z zagłówkiem
Numer katalogowy	SM-KTS-FL-1
Typ	Fotel / stanowisko do pobierania krwi i iniekcji
Zastosowanie	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, szpital, sanatorium
Zagłówek	Tak
Regulacja oparcia	Tak
Regulowane podłokietniki	Tak
Konstrukcja	Stalowa rama malowana proszkowo
Stopki	Antypoślizgowe
Tapicerka	Łatwa do czyszczenia i dezynfekcji
Całkowita szerokość	80 cm
Całkowita długość	78 cm
Szerokość podstawy	65,5 cm
Długość podstawy	73 cm
Całkowita wysokość	112 / 128 cm
Waga	20 kg
Dopuszczalne obciążenie	120 kg

Kiedy wybrać fotel FL-1 do pobierania krwi z zagłówkiem?

Fotel FL-1 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje stabilnego fotela do pobierania krwi, iniekcji i krótkich procedur medycznych, ale ważny jest również większy komfort pacjenta niż w prostym krześle do pobrań. Zagłówek, regulowane oparcie i regulowane podłokietniki ułatwiają wygodne ułożenie pacjenta, a stalowa konstrukcja, stopki antypoślizgowe i tapicerka łatwa do czyszczenia dobrze sprawdzają się w codziennej pracy gabinetu zabiegowego, punktu pobrań, laboratorium lub przychodni.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#), [rozkładany fotel do poboru krwi z pozycją Trendelenburga](#) oraz [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#).

FAQ

Do czego służy fotel do pobierania krwi z zagłówkiem?

Fotel jest przeznaczony do pobierania krwi, wykonywania iniekcji oraz innych krótkich procedur medycznych realizowanych w pozycji siedzącej. Sprawdza się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, przychodniach i na oddziałach szpitalnych.

Czy fotel zapewnia wygodne ułożenie ręki podczas pobrania?

Tak. Model posiada podłokietnik zintegrowany z oparciem oraz możliwość regulacji położenia podłokietników i oparcia, co ułatwia odpowiednie ułożenie kończyny i poprawia komfort pacjenta podczas zabiegu.

Czy ten model nadaje się tylko do pobierania krwi?

Nie. Dzięki obecności zagłówka fotel może być wykorzystywany również podczas innych krótkich procedur ambulatoryjnych, a także jako fotel laryngologiczny w wybranych zastosowaniach.

Czy fotel jest stabilny i bezpieczny w codziennym użytkowaniu?

Tak. Konstrukcja opiera się na stalowej ramie malowanej proszkowo, a stopki antypoślizgowe zwiększają stabilność podczas wsiadania, siadania i wykonywania procedur medycznych.

Czy tapicerka fotela jest łatwa do utrzymania w czystości?

Tak. Tapicerka została przystosowana do codziennego użytkowania w placówkach medycznych i można ją łatwo czyścić, co

ułatwia utrzymanie odpowiedniego standardu higieny.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela?

Dopuszczalne obciążenie fotela wynosi 120 kg.

Czym ten model różni się od prostego krzesła do pobierania krwi?

Ten model ma zagłówek, regulowane oparcie i regulowane podłokietniki, dlatego oferuje większy komfort pacjenta niż proste krzesło do pobrań. Sprawdza się w placówkach, które potrzebują stabilnego fotela do regularnych pobrań krwi, iniekcji i krótkich procedur medycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24