

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-rozkladany-p-1698.html>



Fotel do pobierania krwi JFK-2 z regulacją oparcia

Cena brutto	1 430,00 zł
Cena netto	1 324,07 zł
Cena poprzednia	1 589,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	31-08-2026
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JFK2

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi JFK-2 z regulacją oparcia to rozkładany fotel medyczny przeznaczony do pobrań krwi, iniekcji oraz krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w gabinetach zabiegowych, punktach pobrań, laboratoriach, przychodniach i oddziałach szpitalnych. Model wyróżnia się regulacją oparcia w zakresie 93°-180°, dzięki czemu pozwala ustawić pacjenta w pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej.

JFK-2 jest dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują bardziej elastycznego fotela niż standardowe modele siedzące, ale nie wymagają od razu pozycji Trendelenburga. Regulowane podłokietniki, stabilna stalowa konstrukcja i zmywalna tapicerka pomagają utrzymać wygodne, bezpieczne i higieniczne stanowisko pracy.

Rozkładany fotel JFK-2 do pobierania krwi z regulacją oparcia 93°-180°

Najważniejszą cechą fotela jest **regulowane oparcie w zakresie 93°-180°**, które pozwala dopasować pozycję pacjenta od siedzącej do półleżącej i leżącej. To ważne zarówno dla komfortu w trakcie pobrania krwi, jak i dla organizacji pracy personelu w sytuacjach, gdy potrzebne jest szybkie odchylenie pacjenta.

Fotel wyposażono również w **dwa regulowane podłokietniki**, które można dopasować do warunków zabiegu oraz strony pobrania. Takie rozwiązanie ułatwia ustawienie kończyny w stabilnej i wygodnej pozycji, a jednocześnie zwiększa ergonomię pracy personelu.

Konstrukcja i wykończenie

Model JFK-2 posiada **stabilną konstrukcję stalową** malowaną proszkowo oraz tapicerowane elementy podparcia. Siedzisko, oparcie i podłokietniki zostały przygotowane z myślą o intensywnym użytkowaniu w środowisku medycznym, gdzie znaczenie mają trwałość, łatwe utrzymanie czystości i estetyczny wygląd wyposażenia.

Dużym atutem jest także możliwość dopasowania wykończenia do wnętrza placówki — dostępne są różne warianty kolorystyczne tapicerki oraz wybrane kolory stelaża, a opcjonalnie można dobrać także **półkę boczną**.

Zastosowanie

- punkty pobrań krwi,
- gabinety zabiegowe i lekarskie,
- przychodnie i laboratoria diagnostyczne,
- oddziały szpitalne i placówki medyczne wykonujące iniekcje oraz pobrania.

Najważniejsze cechy użytkowe modelu JFK-2

- rozkładany fotel do pobierania krwi JFK-2 do punktów pobrań i gabinetów zabiegowych,
- regulacja oparcia w zakresie 93°-180°,
- możliwość ustawienia pacjenta w pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej,
- regulowane podłokietniki ułatwiające stabilne podparcie kończyny górnej,
- regulacja wysokości podłokietników w zakresie 0-20 cm,
- regulacja kąta podłokietników w poziomie do 180°,
- podłokietniki o wymiarach 40 x 15 cm,
- stabilna konstrukcja stalowa do codziennej pracy w placówkach medycznych,
- zmywalna tapicerka ułatwiająca utrzymanie higieny,
- maksymalne obciążenie do 130 kg.

JFK-2, FK-02 czy fotel z Trendelenburgiem?

JFK-2 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje rozkładanego fotela do pobierania krwi z szeroką regulacją oparcia, ale bez konieczności wyboru modelu z pozycją Trendelenburga. Regulacja oparcia 93°-180° pozwala ustawić pacjenta w pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej, co zwiększa komfort podczas dłuższych procedur albo osłabienia pacjenta.

Jeżeli szukasz modelu z opcją podnóżka, sprawdź [fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka](#). Jeśli potrzebujesz prostszego modelu do standardowych pobrań, porównaj [fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem](#). Gdy placówka wymaga ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga, sprawdź [rozkładany fotel do poboru krwi z pozycją Trendelenburga](#).

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi JFK-2 z regulacją oparcia
Numer katalogowy	SM-J-JFK2
Typ	Rozkładany fotel / stanowisko do pobierania krwi i iniekcji
Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, oddział szpitalny
Regulacja oparcia	93°-180°
Pozycja pacjenta	Siedząca, półleżąca lub leżąca
Regulowane podłokietniki	Tak
Regulacja wysokości podłokietników	0-20 cm
Regulacja kąta podłokietników	Do 180° w poziomie
Wymiar podłokietników	40 x 15 cm
Konstrukcja	Stalowa
Tapicerka	Zmywalna, przeznaczona do placówek medycznych
Maksymalne obciążenie	130 kg

Dla kogo będzie odpowiedni?

To dobry wybór dla placówek, które szukają **rozkładanego fotela do pobierania krwi** z praktyczną regulacją, stabilną konstrukcją i możliwością dopasowania konfiguracji do standardu pracy w gabinecie. Model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ważne są bezpieczeństwo pacjenta, ergonomia pracy i trwałość mebla medycznego.

Zobacz również kategorię [fotele do pobierania krwi](#), [fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka](#), [fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem](#), [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#) oraz [rozkładany fotel do poboru krwi z pozycją Trendelenburga](#).

FAQ

Czy fotel JFK-2 nadaje się wyłącznie do pobierania krwi?

Nie. Model JFK-2 sprawdza się nie tylko w punktach pobrań, ale również w gabinetach zabiegowych, przychodniach, laboratoriach i innych placówkach medycznych wykonujących iniekcje oraz procedury wymagające stabilnego podparcia kończyny górnej.

Jak działa regulacja oparcia w tym fotelu?

Fotel posiada regulację kąta oparcia w zakresie 93°-180°, co pozwala ustawić pacjenta w pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej. To ułatwia dopasowanie pozycji do rodzaju procedury oraz poprawia komfort pacjenta podczas dłuższego pobrania lub osłabienia po zabiegu.

Czy podłokietniki są regulowane?

Tak. Fotel wyposażono w dwa podłokietniki o wymiarach 40 × 15 cm z regulacją wysokości w zakresie 0-20 cm oraz regulacją kąta w poziomie do 180°. Ułatwia to ustawienie ręki pacjenta w wygodnej i stabilnej pozycji.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela?

Dopuszczalne obciążenie modelu JFK-2 wynosi 130 kg. Stabilna stalowa konstrukcja została zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu w placówkach medycznych.

Czy fotel jest łatwy do utrzymania w czystości?

Tak. Tapicerowane elementy oraz konstrukcja fotela zostały przygotowane do użytkowania w środowisku medycznym, gdzie liczy się sprawne czyszczenie i estetyczny wygląd wyposażenia.

Czym ten model różni się od prostego stanowiska do pobierania krwi?

Najważniejszą różnicą jest rozkładane oparcie oraz szerszy zakres regulacji, dzięki czemu model JFK-2 zapewnia większy komfort pacjenta i daje personelowi większą elastyczność podczas wykonywania procedur.

Czym JFK-2 różni się od FK-02?

JFK-2 ma szerszy zakres regulacji oparcia 93°-180°, dlatego pozwala ustawić pacjenta również w pozycji leżącej. FK-02 jest modelem z opcją podnóżka i będzie dobrym wyborem wtedy, gdy najważniejsze jest podparcie nóg oraz wygodniejsza pozycja siedząca lub półleżąca.

Czy JFK-2 ma pozycję Trendelenburga?

Nie, JFK-2 jest rozkładanym fotelem z regulacją oparcia, ale nie należy go opisywać jako modelu z pozycją Trendelenburga. Jeśli placówka potrzebuje takiej funkcji, warto wybrać osobny fotel do poboru krwi z pozycją Trendelenburga.

Do jakich placówek najlepiej pasuje fotel JFK-2?

Fotel JFK-2 sprawdzi się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, laboratoriach, przychodniach i oddziałach szpitalnych, gdzie potrzebny jest rozkładany fotel do pobierania krwi, iniekcji i krótkich procedur medycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: nie wybrano , 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz półkę boczną J: nie , tak (+ 218,00 zł)