

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-wp-1-z-dwoma-podlokiemnikami-p-2358.html>



Stanowisko do iniekcji i pobierania krwi WP-1 z dwoma podłokietnikami

Cena brutto	1 510,00 zł
Cena netto	1 398,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PK-Wp-1
Kod producenta	WP1-02-T_

Opis produktu

Stanowisko WP-1 do iniekcji, szczepień i pobierania krwi

Stanowisko do iniekcji i pobierania krwi WP-1 z dwoma podłokietnikami to kompaktowe wyposażenie medyczne przeznaczone do pobrań krwi, iniekcji oraz szczepień wykonywanych w pozycji siedzącej.

Najważniejszą cechą tego wariantu są dwa podłokietniki, które ułatwiają ułożenie kończyny górnej i dopasowanie pozycji pacjenta do przebiegu procedury. To dobry wybór tam, gdzie liczy się wygodny dostęp do obu stron oraz powtarzalna organizacja stanowiska bez konieczności stosowania bardziej rozbudowanego fotela z tacą czy regulowanym siedziskiem.

Najważniejsze zalety modelu WP-1

- stanowisko do iniekcji WP-1 z dwoma regulowanymi podłokietnikami,
- odpowiednie do pobrań krwi, iniekcji i szczepień wykonywanych w pozycji siedzącej,
- regulacja wysokości i obrotu podłokietników ułatwiająca ustawienie kończyny górnej,
- zakres regulacji wysokości podłokietników 580-930 mm,
- tapicerowane siedzisko, oparcie i podpórki,
- stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor biały,
- stopki nastawne z możliwością poziomowania,
- elastyczne stopki o dużej wytrzymałości ograniczające ryzyko poślizgu,
- kompaktowe wymiary całkowite 695 × 640 × 950 mm,
- dobry wybór do gabinetów zabiegowych, punktów pobrań, laboratoriów i przychodni.

Wykonanie i higiena użytkowania

Konstrukcja stanowiska opiera się na stalowym stelażu lakierowanym proszkowo na kolor biały. Elementy tapicerowane zostały wykonane z materiału przystosowanego do codziennego utrzymania w czystości oraz dezynfekcji, co ma znaczenie w pracy ambulatoryjnej i zabiegowej. Model można dopasować kolorystycznie do wnętrza placówki dzięki dostępnej paletce tapicerek.

Kiedy wybrać ten model

WP-1 będzie odpowiedni dla placówek, które potrzebują stanowiska prostego, trwałego i wygodnego, ale bez rozbudowanych funkcji siedziska. Jeżeli zależy Ci na dwóch podpórkach pod kończyny górne i klasycznej konstrukcji do codziennych pobrań, iniekcji lub szczepień, ten model będzie trafnym wyborem.

WP-1, WP-2 czy stanowisko z jedną podpórką?

WP-1 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje stabilnego stanowiska do iniekcji, szczepień i pobierania krwi z dwoma regulowanymi podłokietnikami. Dwie podpórki ułatwiają organizację pracy przy procedurach wykonywanych na lewej lub prawej kończynie górnej, bez konieczności stosowania bardziej rozbudowanego modelu z obrotowym siedziskiem lub dodatkową tacą. WP-2 będzie lepszym wyborem wtedy, gdy potrzebna jest taca oraz większa funkcjonalność stanowiska, a wariant z jedną podpórką sprawdzi się w mniejszych gabinetach i przy prostszych procedurach.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stanowisko do iniekcji WP-1 z dwoma podłokietnikami
Numer katalogowy	SM-TMBY-PK-Wp-1
Typ	Stanowisko do iniekcji, szczepień i pobierania krwi
Zastosowanie	Iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Gabinet zabiegowy, punkt pobrań, laboratorium, przychodnia, poradnia, placówka medyczna
Konstrukcja	Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało
Stopki	Nastawne, z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o dużej wytrzymałości
Siedzisko	Tapicerowane
Oparcie	Tapicerowane
Podłokietniki / podpórki	2 tapicerowane podłokietniki z regulacją wysokości i obrotu
Zakres regulacji wysokości podłokietników	580–930 mm
Wymiary oparcia	390 × 390 mm
Wymiary siedziska	500 × 450 mm
Wymiary podłokietnika	125 × 500 mm
Wysokość siedziska od podłoża	510 mm
Wymiary całkowite	695 × 640 × 950 mm (szer. × gł. × wys.)

Kiedy wybrać stanowisko WP-1?

Stanowisko WP-1 będzie dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują klasycznego, stabilnego i łatwego w utrzymaniu stanowiska do iniekcji, szczepień oraz pobierania krwi. Model sprawdzi się wtedy, gdy najważniejsze są dwa regulowane podłokietniki, kompaktowa konstrukcja, tapicerowane elementy podparcia, stopki poziomujące oraz możliwość wygodnej pracy z pacjentem w pozycji siedzącej.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [stanowisko do poboru krwi WP-2 ze zmiennym położeniem siedziska](#), [krzesło do pobierania krwi z jednym regulowanym podłokietnikiem](#) oraz [fotel do pobierania krwi JFK 4 z dwoma regulowanymi podłokietnikami](#).

FAQ

Do czego służy stanowisko do iniekcji WP-1?

Stanowisko do iniekcji WP-1 służy do wykonywania iniekcji, szczepień, pobrań krwi oraz krótkich procedur ambulatoryjnych w pozycji siedzącej. Sprawdza się w gabinetach zabiegowych, punktach pobrań, laboratoriach, przychodniach i innych placówkach medycznych.

Czy stanowisko WP-1 ma dwa podłokietniki?

Tak. Model WP-1 posiada dwa tapicerowane podłokietniki, które ułatwiają stabilne podparcie kończyny górnej pacjenta. Dzięki temu stanowisko może być wygodnie wykorzystywane przy procedurach wykonywanych na lewej lub prawej ręce.

Jaki jest zakres regulacji wysokości podłokietników?

Zakres regulacji wysokości podłokietników wynosi 580–930 mm. Podłokietniki mają również regulację obrotu, co ułatwia dopasowanie ustawienia podpórki do pacjenta, rodzaju procedury i organizacji pracy personelu.

Czy siedzisko ma regulację wysokości?

Nie. W modelu WP-1 regulowane są podłokietniki, natomiast siedzisko ma stałą wysokość 510 mm od podłoża. Jeśli potrzebny jest model z większą regulacją ustawienia siedziska, warto porównać WP-1 z innymi stanowiskami do pobierania krwi.

Z czego wykonany jest stelaż stanowiska WP-1?

Stelaż stanowiska WP-1 jest wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na biało. Konstrukcja została wyposażona w stopki nastawne, które umożliwiają poziomowanie stanowiska na twardym podłożu.

Czy stanowisko WP-1 można wypoziomować?

Tak. Model WP-1 posiada stopki nastawne z możliwością poziomowania. Stopki są wykonane z elastycznego materiału o dużej wytrzymałości, co pomaga ograniczyć efekt poślizgu i poprawia stabilność stanowiska podczas użytkowania.

Jakie są wymiary stanowiska do iniekcji WP-1?

Wymiary całkowite stanowiska WP-1 wynoszą 695 × 640 × 950 mm. Siedzisko ma wymiary 500 × 450 mm, oparcie 390 × 390 mm, a pojedynczy podłokietnik 125 × 500 mm.

Czym WP-1 różni się od stanowiska z jednym podłokietnikiem?

WP-1 ma dwa regulowane podłokietniki, dlatego daje większą elastyczność podczas wykonywania iniekcji, szczepień i pobrań krwi z lewej lub prawej ręki pacjenta. Model z jednym podłokietnikiem może być wystarczający tam, gdzie procedury są wykonywane w prostszym, jednostronnym układzie stanowiska.

Czym WP-1 różni się od WP-2?

WP-1 to kompaktowe stanowisko do iniekcji i pobierania krwi z dwoma regulowanymi podłokietnikami. WP-2 jest bardziej rozbudowanym modelem, dlatego warto go rozważyć wtedy, gdy placówka potrzebuje dodatkowych funkcji, takich jak zmienne położenie siedziska lub dodatkowe elementy organizacji pracy.

Czy dostępna jest wersja ze stelażem ze stali kwasoodpornej?

Jeżeli potrzebne jest stanowisko wykonane ze stali kwasoodpornej, warto sprawdzić dostępne warianty lub modele pokrewne w ofercie. WP-1 w opisanej wersji posiada stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące