

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-z-podnozkiem-p-1648.html>

Fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka



Cena brutto	1 296,00 zł
Cena netto	1 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-02

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka

Fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka to regulowany fotel medyczny przeznaczony do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych, przychodni, laboratoriów diagnostycznych oraz oddziałów szpitalnych. Model sprawdza się przy pobieraniu krwi, iniekcjach, szczepieniach i krótkich procedurach ambulatoryjnych, szczególnie tam, gdzie pacjent powinien mieć możliwość wygodniejszego ułożenia ciała niż w standardowym fotelu do pobrań. Regulowane oparcie, podłokietniki oraz opcjonalny podnóżek pomagają dopasować pozycję pacjenta do rodzaju procedury i poprawiają ergonomię pracy personelu.

Najważniejsze cechy użytkowe modelu FK-02

- fotel do pobierania krwi FK-02 do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych i laboratoriów,
- regulowane oparcie w zakresie od 0° do 85°,
- możliwość doposażenia fotela w regulowany podnóżek,
- regulacja podnóżka w zakresie od +5° do -93°,
- możliwość ustawienia pacjenta w wygodniejszej pozycji siedzącej lub półleżącej,
- regulowane podłokietniki ułatwiające stabilne podparcie kończyny górnej,
- regulacja wysokości podłokietników w zakresie 25 cm,
- opcjonalny podgłówek z regulacją wysokości 15 cm,
- długość całkowita po rozłożeniu 143 cm,
- maksymalne obciążenie do 150 kg,
- stabilna konstrukcja do codziennej pracy w placówkach medycznych.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-02
Typ	Fotel / stanowisko do pobierania krwi i iniekcji
Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, szczepienia, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, oddział szpitalny
Wysokość całkowita	100 cm
Szerokość siedziska / całkowita	50 / 71 cm
Głębokość	80 cm
Długość całkowita po rozłożeniu	143 cm

Wysokość siedziska	50 cm
Masa własna	30 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Regulacja wysokości podglówka	15 cm
Regulacja wysokości podłokietników	25 cm
Regulacja oparcia	0° do 85°
Regulacja podnóżka	+5° do -93°
Podglówek	Za dopłatą
Podnóżek	Za dopłatą

Zastosowanie w punktach pobrań, gabinetach i laboratoriach

Fotel FK-02 sprawdzi się w placówkach wykonujących regularne pobrania krwi, iniekcje, szczepienia oraz krótkie procedury medyczne. Może być stosowany w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, laboratoriach diagnostycznych, poradniach specjalistycznych, przychodniach POZ, oddziałach szpitalnych oraz izbach przyjęć.

Wariant z możliwością doposażenia w podnóżek będzie szczególnie przydatny tam, gdzie placówka chce zapewnić pacjentowi wygodniejsze ułożenie niż w standardowym fotelu do pobrań. Regulacja oparcia i opcjonalnego podnóżka pozwala lepiej dopasować pozycję pacjenta do procedury oraz poprawić komfort w czasie dłuższego siedzenia.

FK-01, FK-02 czy fotel rozkładany z Trendelenburgiem?

FK-02 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje bardziej komfortowego fotela niż standardowy FK-01. Regulowane oparcie, regulowane podłokietniki oraz możliwość doposażenia w podnóżek sprawiają, że model FK-02 lepiej sprawdza się przy pobraniach krwi, iniekcjach i procedurach, w których pacjent powinien mieć wygodniejsze podparcie nóg. Jeśli wystarczy prostszy model bez podnóżka, dobrym wyborem może być FK-01. Jeżeli natomiast potrzebne jest szersze ułożenie pacjenta, pozycja półleżąca lub pozycja Trendelenburga, warto rozważyć model rozkładany.

Personalizacja i dopasowanie do placówki

Model FK-02 można dopasować do wyglądu gabinetu dzięki wariantom kolorystycznym tapicerki i stelaża. Pozwala to zachować spójny, profesjonalny wygląd wyposażenia w punkcie pobrań, laboratorium, gabinecie zabiegowym lub przychodni. Opcjonalny podglówek i opcjonalny podnóżek umożliwiają dopasowanie konfiguracji fotela do realnych potrzeb placówki.

Dlaczego warto wybrać fotel FK-02?

FK-02 to dobry wybór dla placówek, które potrzebują stabilnego, regulowanego fotela do codziennych pobrań krwi i iniekcji, ale chcą zapewnić pacjentowi większy komfort niż w podstawowym fotelu do pobrań. Model łączy prostą obsługę, regulowane elementy podparcia, możliwość doposażenia w podnóżek oraz parametry odpowiednie do intensywnej pracy w gabinetach medycznych, punktach pobrań i laboratoriach.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem](#), [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#) oraz [fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga](#).

FAQ

Czy fotel FK-02 nadaje się do pobierania krwi i iniekcji?

Tak. Fotel FK-02 jest przeznaczony do pobierania krwi, iniekcji, szczepień oraz krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej lub półleżącej. Sprawdza się w punktach pobrań, gabinetach zabiegowych, laboratoriach i przychodniach.

Czym FK-02 różni się od FK-01?

FK-02 jest bardziej rozbudowanym wariantem niż FK-01, ponieważ oprócz regulowanego oparcia i podłokietników daje możliwość doposażenia fotela w regulowany podnóżek. To lepszy wybór wtedy, gdy placówka chce zapewnić pacjentowi wygodniejsze ułożenie podczas pobrania krwi lub iniekcji.

Czy podnóżek jest w standardzie?

Nie. W tym modelu podnóżek jest dostępny za dopłatą. Po doposażeniu fotela podnóżek umożliwia regulację w zakresie od +5° do -93°, co pomaga wygodnie ustawić pacjenta podczas procedury.

Czy podglówek jest w standardzie?

Nie. Podglówek jest dostępny jako opcja dodatkowa za dopłatą. Jego regulacja wysokości wynosi 15 cm, co pozwala lepiej dopasować podparcie do pacjenta.

Czy fotel FK-02 pozwala ustawić pacjenta w pozycji półleżącej?

Tak. Regulowane oparcie oraz możliwość doposażenia fotela w regulowany podnóżek pozwalają wygodnie ustawić pacjenta, również w pozycji półleżącej. Jest to przydatne w gabinetach zabiegowych i punktach pobrań, gdzie komfort pacjenta ma duże znaczenie.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela FK-02?

Maksymalne obciążenie fotela FK-02 wynosi 150 kg. Stabilna konstrukcja sprawia, że model dobrze nadaje się do codziennej pracy w placówkach medycznych.

Czym różni się FK-02 od FK-02 Express?

FK-02 i FK-02 Express należą do tej samej grupy modeli, ale wersja Express jest nastawiona na szybszą realizację. Przed wyborem warto porównać dostępność, opcje konfiguracji, czas wysyłki oraz możliwość doposażenia fotela w dodatkowe elementy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Wybierz kolor tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 324,00 zł) , Prestig N02 (+ 324,00 zł) , Prestig N03 (+ 324,00 zł) , Prestig N04 (+ 324,00 zł) , Prestig N05 (+ 324,00 zł) , Prestig N06 (+ 324,00 zł) , Prestig N07 (+ 324,00 zł)

Podglówek do fotela WS: Nie , Podglówek zwykły (+ 151,00 zł)

Podnóżek do fotela WS: Nie , Tak (+ 394,00 zł)

Pokrowiec na podnóżek: Nie , Tak (+ 81,00 zł)

Metalowy stolik na narzędzia: Nie , Tak (+ 178,00 zł)