

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-pobierania-krwi-z-regulowanym-oparciem-plecow-p-1489.html>



Fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	1 018,52 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-01

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem

Fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem to stabilny model do punktów pobrań, przychodni, laboratoriów diagnostycznych i gabinetów zabiegowych, w których wykonywane są standardowe pobrania krwi, iniekcje, szczepienia oraz krótkie procedury ambulatoryjne. Regulowane oparcie pleców i dwa podłokietniki pomagają wygodnie ustawić pacjenta w pozycji siedzącej, a prosta konstrukcja sprawia, że fotel dobrze nadaje się do codziennej, powtarzalnej pracy personelu medycznego.

FK-01 jest dobrym wyborem do punktów pobrań, przychodni, laboratoriów diagnostycznych i gabinetów zabiegowych, w których potrzebny jest funkcjonalny fotel do regularnej pracy, ale bez konieczności wyboru bardziej rozbudowanego modelu z podnóżkiem, pozycją półleżącą lub regulacją elektryczną. To praktyczne stanowisko do standardowych pobrań, gdzie liczy się stabilność, szybkie przygotowanie pacjenta i łatwa organizacja pracy personelu.

Najważniejsze cechy użytkowe modelu FK-01

- fotel do pobierania krwi FK-01 do punktów pobrań, przychodni i gabinetów zabiegowych,
- regulowane oparcie pleców poprawiające komfort pacjenta podczas pobrania lub iniekcji,
- dwa podłokietniki z regulacją ułatwiające stabilne podparcie kończyny górnej,
- możliwość pracy na lewym i prawym przedramieniu pacjenta,
- stabilny stelaż ze stali malowanej proszkowo,
- wysokość siedziska 50 cm,
- maksymalne obciążenie do 150 kg,
- możliwość doposażenia fotela w podgłówek,
- dostępne warianty kolorystyczne tapicerki i stelaża,
- praktyczna konstrukcja do codziennego użytkowania w placówkach medycznych.

Zastosowanie w gabinetach, punktach pobrań i laboratoriach

Model FK-01 sprawdzi się w placówkach, które regularnie wykonują pobrania krwi, szczepienia, iniekcje oraz krótkie procedury ambulatoryjne. To praktyczny fotel do punktu pobrań, przychodni, laboratorium diagnostycznego, gabinetu zabiegowego, poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego oraz izby przyjęć.

Regulowane oparcie i dwa podłokietniki pomagają wygodnie ustawić pacjenta do procedury, a jednocześnie nie rozbudowują konstrukcji tak mocno jak modele z podnóżkiem lub pozycją Trendelenburga. Dzięki temu FK-01 jest dobrym wyborem tam, gdzie potrzebny jest prosty, stabilny i przewidywalny fotel do codziennej pracy.

Jeżeli potrzebujesz większego komfortu ułożenia nóg pacjenta, lepszym wyborem może być model FK-02 z podnóżkiem. Jeśli placówka wymaga możliwości ustawienia pacjenta w pozycji półleżącej lub Trendelenburga, warto porównać ten model z fotelem rozkładanym. FK-01 pozostaje dobrym wyborem wtedy, gdy najważniejsza jest prosta obsługa, stabilność, regulowane oparcie i dwa podłokietniki do standardowych pobrań oraz iniekcji.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi FK-01 z regulowanym oparciem
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-01
Typ	Fotel / stanowisko do pobierania krwi i iniekcji
Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, szczepienia, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, oddział szpitalny
Regulacja oparcia	Tak
Podłokietniki	2 regulowane podłokietniki
Regulacja wysokości podłokietników	25 cm
Podgłówek	Opcja dodatkowa / za dopłatą
Regulacja wysokości podgłówka	25 cm
Wysokość całkowita	100 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Szerokość siedziska	50 cm
Szerokość całkowita	71 cm
Głębokość	80 cm
Masa własna	24 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo
Kolor tapicerki i stelaża	Warianty do wyboru

Kiedy wybrać fotel FK-01 do pobierania krwi?

Fotel FK-01 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne jest wygodne i trwałe stanowisko do standardowych pobrań krwi, iniekcji oraz szczepień w pozycji siedzącej. To praktyczny model do codziennej pracy w placówkach medycznych, w których liczy się stabilne podparcie kończyny górnej pacjenta, regulowane oparcie, dwa podłokietniki i prosta obsługa bez rozbudowanych mechanizmów.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do pobierania krwi FK-02 z opcją podnóżka](#), [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#) oraz [fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga](#).

FAQ

Czy fotel FK-01 nadaje się do pobierania krwi i wykonywania iniekcji?

Tak. Fotel FK-01 został zaprojektowany do pobrań krwi, iniekcji oraz innych krótkich procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej. Dzięki regulowanemu oparciu i dwóm podłokietnikom ułatwia prawidłowe ułożenie pacjenta podczas zabiegu.

Czy podłokietniki można regulować?

Tak. Model FK-01 wyposażono w dwa podłokietniki z regulacją, co pozwala dopasować ich położenie do rodzaju procedury oraz wzrostu pacjenta. To ułatwia pobranie krwi zarówno z lewej, jak i z prawej kończyny górnej.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela?

Maksymalne obciążenie fotela do pobierania krwi FK-01 wynosi 150 kg. Stabilna konstrukcja stalowa sprawia, że model dobrze sprawdza się w codziennej pracy w placówkach medycznych.

Czy fotel FK-01 można doposażyć w podgłówek?

Tak. Ten model może zostać wyposażony w podgłówek dostępny jako opcja dodatkowa. To praktyczne rozwiązanie dla placówek, które chcą zwiększyć komfort pacjenta podczas dłuższego siedzenia.

Do jakich placówek medycznych pasuje fotel FK-01?

Model FK-01 sprawdzi się w punktach pobrań, laboratoriach diagnostycznych, gabinetach zabiegowych, poradniach, przychodniach POZ oraz na oddziałach szpitalnych. To funkcjonalne stanowisko do codziennego wykonywania pobrań i iniekcji.

Czym różni się FK-01 od FK-01 Express?

FK-01 to standardowy model fotela do pobierania krwi z regulowanym oparciem i dwoma podłokietnikami. Wersja FK-01 Express jest wariantem nastawionym na szybszą realizację, dlatego warto porównać oba produkty pod kątem dostępności, konfiguracji kolorystycznej i czasu dostawy.

Czym różni się FK-01 od FK-02 z podnóżkiem?

FK-01 jest prostszym fotelem do pobierania krwi w pozycji siedzącej, bez podnóżka. FK-02 z podnóżkiem będzie lepszym wyborem, jeśli placówka chce zapewnić pacjentowi wygodniejsze podparcie nóg lub potrzebuje bardziej rozbudowanego stanowiska do dłuższych procedur.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podgłówek do fotela WS: Nie , Podgłówek zwykły (+ 151,00 zł)