

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-poboru-krwi-rozkładany-p-3357.html>

Fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga



Cena brutto	3 618,00 zł
Cena netto	3 350,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-SPK-FK-04

Opis produktu

Rozkładany fotel do pobierania krwi FK-04 do punktu pobrań

Fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga to model przeznaczony do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych, przychodni i placówek medycznych, w których ważne jest wygodne ułożenie pacjenta podczas pobrania krwi, iniekcji lub krótkiej procedury ambulatoryjnej. Rozkładana konstrukcja oraz możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga zwiększają funkcjonalność stanowiska i pozwalają lepiej dopasować fotel do potrzeb pacjenta oraz personelu.

Model FK-04 wyróżnia się możliwością rozłożenia fotela i ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga, dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie oprócz standardowego pobrania krwi ważne jest szybkie reagowanie na osłabienie, omdlenie lub konieczność wygodniejszego ułożenia pacjenta.

To rozwiązanie dobrze sprawdza się w **laboratoriach, punktach pobrań, przychodniach, gabinetach zabiegowych i szpitalach**, gdzie liczy się powtarzalność pracy, łatwość utrzymania czystości oraz możliwość szybkiego dostosowania pozycji pacjenta do sytuacji klinicznej.

Dlaczego ten fotel do pobierania krwi sprawdza się w codziennej pracy?

Konstrukcja oparta na **stali malowanej proszkowo** zapewnia trwałość i odporność na intensywne użytkowanie w środowisku medycznym. Tapicerowane elementy ułatwiają utrzymanie stanowiska w czystości, a forma fotela wspiera prawidłowe ułożenie pacjenta podczas procedury. To ważne zarówno z punktu widzenia ergonomii pracy personelu, jak i poczucia bezpieczeństwa osoby badanej.

Regulacja pozycji i bezpieczeństwo pacjenta

Fotel wyposażono w regulację siedziska oraz podnóżka obsługiwaną za pomocą **sprężyny gazowej**. Pozwala to płynnie zmieniać ustawienie i dopasować pozycję do rodzaju wykonywanego świadczenia. Istotną zaletą modelu jest możliwość uzyskania **pozycji Trendelenburga**, co może być pomocne w sytuacjach nagłego osłabienia pacjenta podczas pobrania krwi lub innego zabiegu ambulatoryjnego.

Komfort dla pacjenta, ergonomia dla personelu

W codziennej praktyce medycznej znaczenie ma nie tylko samo wyposażenie, ale również to, jak wpływa ono na przebieg procedury. Odpowiednio wyprofilowany fotel do poboru krwi ułatwia stabilne ułożenie kończyn górnych, ogranicza niepotrzebne napięcie mięśniowe u pacjenta i usprawnia pracę personelu wykonującego procedurę. Dzięki temu stanowisko może wspierać sprawną organizację pracy w punkcie pobrań i gabinecie zabiegowym.

Łatwa dezynfekcja i przygotowanie stanowiska

W placówkach medycznych duże znaczenie ma możliwość szybkiego przygotowania stanowiska dla kolejnego pacjenta. Zastosowane materiały oraz prosta, funkcjonalna forma fotela ułatwiają bieżące czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z lokalnymi procedurami higienicznymi obowiązującymi w danej jednostce.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga
Typ	Rozkładany fotel do pobierania krwi / fotel zabiegowy
Zastosowanie	Punkty pobrań, laboratoria, przychodnie, gabinety zabiegowe, iniekcje, kroplówki
Pozycja Trendelenburga	Tak
Regulacja oparcia	0°-85°
Regulacja podnóżka	+5° do -90°
Regulowane podłokietniki	Tak
Podnózek	W standardzie
Podgłówek	Opcja dodatkowa / za dopłatą
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo
Tapicerka	Materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji
Maksymalne obciążenie	150 kg
Wysokość	100 cm
Szerokość siedziska	50 cm
Długość po rozłożeniu	143 cm
Waga fotela	30 kg

Najważniejsze cechy fotela

- rozkładany fotel do pobierania krwi FK-04 do punktów pobrań i gabinetów zabiegowych,
- możliwość ustawienia pacjenta w pozycji Trendelenburga,
- regulacja oparcia w zakresie 0°-85°,
- regulacja podnóżka w zakresie +5° do -90°,
- regulowane podłokietniki do stabilnego ułożenia kończyny górnej,
- podnózek w standardzie, podgłówek jako opcja za dopłatą,
- stabilna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo,
- tapicerka ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję,
- maksymalne obciążenie 150 kg.

Dlaczego warto wybrać ten fotel do poboru krwi

Fotel został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy w punktach pobrań. Stabilna konstrukcja oraz możliwość szybkiej regulacji pozycji pacjenta pozwalają przeprowadzić procedurę pobrania krwi w sposób bezpieczny i komfortowy. Regulowane podłokietniki umożliwiają wygodne ułożenie przedramienia pacjenta, co ułatwia pracę personelu medycznego.

Zastosowanie

- punkty pobrań i laboratoria diagnostyczne,
- przychodnie POZ i poradnie specjalistyczne,
- gabinet zabiegowy i gabinet iniekcyjny,
- oddziały szpitalne i stacje dziennego pobytu,
- miejsca wykonywania kroplówek, zastrzyków i krótkich procedur ambulatoryjnych.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości](#), [fotel do pobierania krwi z podnóżkiem](#) oraz [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#).

Fotel do poboru krwi rozkładany to praktyczne rozwiązanie dla placówek, które oczekują stabilnego, ergonomicznego i łatwego w utrzymaniu stanowiska do pracy z pacjentem. Dobrze dobrany fotel poprawia organizację procedur, zwiększa komfort badania i wspiera bezpieczne przeprowadzenie pobrania krwi oraz innych świadczeń ambulatoryjnych.

FAQ

1. Do jakich zastosowań przeznaczony jest fotel do poboru krwi rozkładany?

Fotel przeznaczony jest do pobierania krwi, podawania kroplówek, wykonywania iniekcji oraz innych krótkich procedur ambulatoryjnych w laboratoriach, przychodniach, punktach pobrań i gabinetach zabiegowych.

2. Czy fotel można rozłożyć do pozycji leżącej?

Tak, fotel posiada regulację oparcia i podnóżka, dzięki czemu można ustawić go również w pozycji leżącej, co zwiększa komfort pacjenta i ułatwia pracę personelu medycznego.

3. Czy fotel umożliwia ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga?

Tak, model pozwala na ustawienie pozycji Trendelenburga, co może być pomocne w przypadku osłabienia lub zastąpienia pacjenta podczas zabiegu.

4. Czy fotel jest wygodny dla pacjenta podczas dłuższego siedzenia?

Tak, fotel został zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta. Wyprofilowane oparcie, siedzisko, podnóżek oraz podłokietniki pomagają utrzymać stabilną i wygodną pozycję podczas procedury.

5. Czy powierzchnia fotela jest łatwa do utrzymania w czystości?

Tak, fotel wykonano z materiałów odpowiednich do zastosowań medycznych, co ułatwia bieżące czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce.

6. Jakie jest maksymalne obciążenie fotela?

Maksymalne obciążenie fotela wynosi 150 kg.

7. Czy podłokietniki można regulować?

Tak, fotel posiada regulowane podłokietniki, co pozwala lepiej dopasować ustawienie do pacjenta i rodzaju wykonywanej procedury.

8. Dla jakich placówek ten fotel będzie odpowiedni?

Model sprawdzi się w laboratoriach, punktach pobrań, szpitalach, przychodniach, poradniach specjalistycznych oraz gabinetach zabiegowych.

9. Czy fotel FK-04 nadaje się do punktu pobrań?

Tak, fotel FK-04 jest przeznaczony do punktów pobrań, laboratoriów, przychodni i gabinetów zabiegowych. Rozkładana konstrukcja, regulowane podłokietniki, podnóżek i możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga pomagają dopasować ułożenie pacjenta do procedury.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 (biały) , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , Prestig N01 (+ 345,00 zł) , Prestig N02 (+ 345,00 zł) , Prestig N03 (+ 345,00 zł) , Prestig N04 (+ 345,00 zł) , Prestig N05 (+ 345,00 zł) , Prestig N06 (+ 345,00 zł) , Prestig N07 (+ 345,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: brak , RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Podglówek do fotela WS: Nie , Podglówek zwykły (+ 151,00 zł)

Pokrowiec na podnóżek: Nie , Tak (+ 81,00 zł)

Metalowy stolik na narzędzia: Nie , Tak (+ 178,00 zł)