

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-do-poboru-krwi-ze-zmiennym-polozeniem-siedziska-p-2360.html>



Fotel do poboru krwi WP-2 z obrotowym siedziskiem i tacą

Cena brutto	1 490,00 zł
Cena netto	1 379,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-PK-Wp-2
Kod producenta	WP2-1-ST-T_WT1WP.33 0x125.KO.SZ

Opis produktu

Fotel WP-2 do poboru krwi z obrotowym siedziskiem 360°

Fotel do poboru krwi WP-2 to kompaktowe stanowisko przeznaczone do pobrań krwi, iniekcji oraz wybranych procedur ambulatoryjnych wykonywanych w pozycji siedzącej. Model został zaprojektowany z myślą o gabinetach zabiegowych, punktach pobrań, laboratoriach i placówkach medycznych, w których liczy się stabilność stanowiska, wygoda pacjenta oraz dobra organizacja pracy personelu.

Najważniejszą cechą tego modelu jest **obrotowe siedzisko 360°** oraz **regulacja wysokości siedziska w zakresie 445-565 mm**. Dzięki temu stanowisko można łatwo dopasować do wzrostu pacjenta i warunków pracy personelu. Fotel sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygodne, ale nieprzesadnie rozbudowane stanowisko do codziennej pracy.

Najważniejsze cechy modelu WP-2

- obrotowe siedzisko 360°,
- regulacja wysokości siedziska: 445-565 mm,
- kompaktowa konstrukcja do pracy w pozycji siedzącej,
- tapicerowane siedzisko, oparcie i podparcie kończyny górnej,
- taca ze stali kwasoodpornej, ułatwiająca organizację stanowiska,
- stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało.

Zastosowanie w punktach pobrań, gabinetach i laboratoriach

Model WP-2 jest odpowiedni do codziennego pobierania krwi, wykonywania iniekcji oraz organizacji stanowiska zabiegowego w placówkach, które potrzebują trwałego i łatwego w utrzymaniu mebla medycznego. To dobry wybór do miejsc, gdzie nie jest potrzebny fotel rozkładany z podnóżkiem, ale ważna jest regulacja wysokości, stabilna podstawa i wygodny dostęp do pacjenta.

Wykonanie, higiena pracy i taca ze stali kwasoodpornej

Fotel WP-2 posiada stalowy stelaż lakierowany proszkowo na biało oraz tapicerowane elementy wykonane z materiału zmywalnego i odpornego na dezynfekcję. Dzięki temu model dobrze sprawdza się w codziennej pracy gabinetowej, gdzie ważne jest utrzymanie czystości stanowiska po kolejnych pacjentach.

Praktyczna taca ze stali kwasoodpornej 0H18N9 ułatwia organizację pracy podczas pobrań krwi, iniekcji i szczepień. Można na niej wygodnie odłożyć drobne akcesoria wykorzystywane przy procedurze, co poprawia ergonomię stanowiska i porządek w

miejscu pracy.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel WP-2 do poboru krwi z obrotowym siedziskiem i tacą
Numer katalogowy	SM-TMBY-PK-Wp-2
Kod producenta	WP2-1-ST-T -WT1WP.330x125.KO.SZ
Typ	Fotel / stanowisko do poboru krwi, iniekcji i szczepień
Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, szczepienia, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, poradnia, placówka medyczna
Siedzisko	Obrotowe 360°
Regulacja wysokości siedziska	445-565 mm
Wymiary siedziska	410 × 360 mm
Wymiary oparcia	410 × 360 mm
Wymiary podłokietnika	130 × 400 mm
Taca	Ze stali kwasoodpornej 0H18N9
Wymiary tacy	320 × 115 × 17 mm
Konstrukcja	Stelaż stalowy lakierowany proszkowo na biało
Tapicerka	Materiał zmywalny, odporny na dezynfekcję
Wymiary całkowite	790 × 635 × 870-990 mm (szer. × gł. × wys.)

WP-2, WP-1 czy stanowisko z jednym podłokietnikiem?

WP-2 warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje stanowiska do poboru krwi, iniekcji i szczepień z obrotowym siedziskiem 360°, regulacją wysokości oraz praktyczną tacą ze stali kwasoodpornej. Model będzie lepszym wyborem niż klasyczne stanowisko z dwoma podpórkami wtedy, gdy ważne jest szybkie dopasowanie pozycji pacjenta, wygodniejsza organizacja pracy oraz podręczne miejsce na drobne akcesoria zabiegowe. WP-1 sprawdzi się jako prostsze stanowisko z dwoma podłokietnikami, a krzesło z jednym podłokietnikiem będzie dobrym rozwiązaniem do mniejszych gabinetów i podstawowych procedur.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [stanowisko WP-1 do iniekcji i pobierania krwi z dwoma podłokietnikami](#), [krzesło do pobierania krwi z jednym regulowanym podłokietnikiem](#) oraz [fotel do pobierania krwi JFK 4 z dwoma regulowanymi podłokietnikami](#).

Produkt wytwarzany jest w ramach systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 13485:2016, przy zachowaniu wymagań środowiskowych obowiązujących w procesie produkcyjnym.

FAQ

Do czego służy fotel WP-2 do poboru krwi?

Fotel WP-2 służy do pobierania krwi, wykonywania iniekcji, szczepień oraz krótkich procedur ambulatoryjnych w pozycji siedzącej. Sprawdza się w punktach pobrań, laboratoriach, gabinetach zabiegowych, przychodniach i poradniach.

Czy siedzisko w modelu WP-2 jest obrotowe?

Tak. Model WP-2 posiada siedzisko obrotowe 360°, co ułatwia ustawienie pacjenta i organizację pracy personelu przy stanowisku.

Jaki jest zakres regulacji wysokości siedziska?

Zakres regulacji wysokości siedziska wynosi 445-565 mm. Dzięki temu stanowisko można lepiej dopasować do pacjenta, personelu oraz warunków pracy w gabinecie.

Czy fotel WP-2 ma tacę?

Tak. Model WP-2 jest wyposażony w tacę ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Taca ułatwia odłożenie drobnych akcesoriów używanych podczas pobierania krwi, iniekcji lub szczepienia.

Czym WP-2 różni się od WP-1?

WP-2 ma obrotowe siedzisko 360°, regulację wysokości siedziska 445-565 mm oraz tacę ze stali kwasoodpornej. WP-1 jest prostszym stanowiskiem z dwoma regulowanymi podłokietnikami, bez obrotowego siedziska i bez tacy.

Czy WP-2 jest fotelem rozkładanym?

Nie. WP-2 jest kompaktowym fotelem / stanowiskiem do pracy w pozycji siedzącej. Jeśli potrzebny jest model rozkładany, warto sprawdzić osobne fotele do pobierania krwi z regulowanym oparciem lub pozycją Trendelenburga.

Jakie są wymiary całkowite modelu WP-2?

Wymiary całkowite fotela WP-2 wynoszą 790 × 635 × 870-990 mm. Zakres wysokości wynika z regulacji wysokości siedziska.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące