

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-jfg-2-p-825.html>

Fotel ginekologiczny JFG 2



Cena brutto	5 492,00 zł
Cena netto	5 085,19 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-FG-JFG2

Opis produktu

Fotel ginekologiczny posiada bardzo stabilną i wytrzymałą konstrukcję, wykonaną ze specjalnych profili stalowych zabezpieczonych proszkowo lakierem. Jego użytkowanie zapewnia pełen komfort dla lekarzy i pacjentów. Oparcie i podkolanniki są regulowane. Dla zwiększenia wygody w oparciu został zamontowany podgłówek. W stole można uzyskać pozycję leżącą, Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Standardowa wersja posiada pojemnik ze stali nierdzewnej oraz zamontowany w stelażu specjalny podest, służący do wejścia i zejścia z fotela. Fotel jest stosowany w szpitalach, przychodniach i gabinetach medycznych.

Fotel standardowo wykonany jest w tapicerce bezzwowej.

Wyposażenie standardowe, cechy:

- fotel o stałej wysokości
- podstawa wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
- tapicerka bezzwowa, skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
- siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych (możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
- zdejmowany podnóżek
- podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)
- pojemnik ze stali nierdzewnej
- zintegrowany stopień

Wyposażenie opcjonalne:

- wieszak na podkład w rolce
- uchwyty rąk (kpl)
- stojak kroplówki
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)

Dane techniczne:

-
- szerokość: 65 cm
 - wysokość: 85 cm
 - dopuszczalne obciążenie: 150 kg
 - waga: 86 kg
 - kąt nachylenia oparcia pleców: od 0 ° do +80 °
 - długość (z podporą nóg): 188 cm
 - długość (bez podpory nóg): 138 cm
 - kąt przechyłu Trendelenburga: od 0 ° do +25 °
 - kąt przechyłu anty-Trendelenburga: od 0 ° do +15 °

*** Fotel na zdjęciu wykonany jest w tapicerce szwowej.**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor podkolanników: nie , czarny , tapicerowany (+ 146,00 zł)

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Podpórki pod stopy J: nie , tak (+ 1 774,00 zł)

Wybierz wysokość: brak , 60cm , 65cm , 70cm , 75cm , 80cm , 85cm

Uchwyt rąk (komplet) J: nie , tak (+ 341,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)

Wybierz wieszak na kroplówkę J: nie , tak (+ 434,00 zł)