

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-jfg-3-3-silniki-trendelenburg-bezszwowa-tapicerka-p-884.html>



Fotel ginekologiczny JFG 3 – 3 silniki, Trendelenburg, bezszwowa tapicerka

Cena brutto	9 342,00 zł
Cena netto	8 650,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-FG-JFG3

Opis produktu

Fotel ginekologiczny JFG 3 – szybkie ustawienie pozycji, spokojne badanie i łatwa dezynfekcja

JFG 3 to fotel do badań i zabiegów, który realnie skraca „czas ustawiania” stanowiska: jeden pilot steruje trzema silnikami, więc bez zbędnych przełączeń dopasowujesz wysokość, oparcie i siedzisko do procedury oraz preferencji pacjentki. Do tego bezszwowa tapicerka ułatwia utrzymanie higieny między pacjentami, a podest wejściowy w standardzie poprawia komfort wchodzenia i schodzenia z fotela.

Najważniejsze funkcje w standardzie

- 3 silniki + pilot ręczny: regulacja wysokości, siedziska i oparcia
- pozycja leżąca oraz Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- regulowane podkolanniki (komplet) – ustawiane w wielu płaszczyznach
- zdejmowany podnóżek
- pojemnik ze stali nierdzewnej
- stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo (standardowo biała)
- tapicerka bezszwowa, skóropodobna (Standard line)

Dane techniczne

- Szerokość: 65 cm
- Długość: 188 cm (z podporą nóg) / 138 cm (bez podpory nóg)
- Wysokość: 65–101 cm (regulacja elektryczna)
- Kąt oparcia: 0° do +75°
- Trendelenburg: 0° do +20° / anty-Trendelenburg: 0° do +15°
- Udźwig: 150 kg • Waga: ok. 70 kg

Personalizacja i opcje doposażenia (dobierz pod swój gabinet)

Możesz dobrać m.in. kółka (zamiast stopek), kolor stelaża wg RAL, pilot nożny (także wersję LUX), uchwyty rąk, wieszak na papier w rolce, stojak kroplówki oraz wariant podnóżka „z łamaczem”. Dostępne są też rozszerzone warianty tapicerki (np. linia winylowa Exclusive).

Uzupełnij wyposażenie gabinetu

-
- [Zobacz wszystkie fotele ginekologiczne](#)
 - [Parawany medyczne do zapewnienia intymności](#)
 - [Stoliki zabiegowe – narzędzia zawsze pod ręką](#)

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: stopki , kola (+ 202,00 zł)

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Kolor podkolanników: nie , czarny , tapicerowany (+ 146,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz pilot: ręczny (reg.wysokości oraz leża) , nożny (reg. wysokości) ręczny (reg. leża) (+ 515,00 zł)

Podpórki pod stopy J: nie , tak (+ 1 774,00 zł)

Uchwyt rąk (komplet) J: nie , tak (+ 341,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)

Wybierz wieszak na kroplówkę J: nie , tak (+ 434,00 zł)

Zdejmowany podnóżek: bez łamacza , z łamaczem (+ 362,00 zł)