

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-jfg4-o-p-1525.html>

Fotel ginekologiczny JFG4 O

Cena brutto	10 240,00 zł
Cena netto	9 481,48 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JFG4-O

Opis produktu

Prezentowany **fotel ginekologiczny model JFG-4 O** charakteryzuje się nowoczesną, **stalową konstrukcją, którą pokryto farbą proszkową**. W projektowaniu fotela ginekologicznego **JFG-4 O** producent postawił na komfort i funkcjonalność. Z jednej strony jest idealnym narzędziem pracy dla lekarzy z drugiej komfortowym i przyjaznym przyrządem do badań i zabiegów dla pacjenta. Atutem fotela jest **regulowane oparcie z podgłówkiem, demontowany podnóżek i regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki**. Zarówno wysokość, jak i kąt nachylenia oparcia **siedziska reguluje się elektrycznie za pomocą pilota ręcznego**. Ponadto konstrukcja fotela umożliwia ustawienie pozycji leżącej Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Standardowo fotel wyposażony jest w pojemnik ze stali nierdzewnej, natomiast blat pokryty jest wysokiej jakości materiałem skóropodobnym, który dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej. Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze białym.

"O" - w nazwie fotela oznacza obudowę oparcia.

Wyposażenie standardowe, cechy:

- podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
- tapicerka bezszwowa, skóropodobna standard line (kolory 1-25)
- oparcie regulowane za pomocą pilota ręcznego
- siedzisko regulowane za pomocą pilota ręcznego (możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
- wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego
- 3 silniki sterowane jednym pilotem ręcznym (do regulacji wysokości, siedziska oraz oparcia fotela)
- zdejmowany podnóżek
- podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)
- pojemnik ze stali nierdzewnej
- obudowa oparcia "O"

Wyposażenie opcjonalne:

- wieszak na podkład w rolce
- uchwyty rąk (kpl)
- stojak kroplówki
- pilot ręczny (reg. wysokości oraz leża) lub pilot nożny (reg. wysokości), pilot ręczny (reg. leża)
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112)
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)

-
- zdejmowany podnóżek z opcją regulacji (na łamaczach)

Dane techniczne:

- długość (z podporą nóg): 188 cm
- długość (bez podpory nóg): 138 cm
- szerokość: 65 cm
- wysokość regulowana elektrycznie: od 65 cm do 98 cm
- kąt przechyłu Trendelenburga: od 0 ° do + 20 °
- kąt przechyłu anty-Trendelenburga: od 0 ° do + 15 °
- kąt nachylenia oparcia pleców: od 0 ° do + 75 °
- waga: 104 kg
- dopuszczalne obciążenie: 150 kg.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)

Kolor podkolanników: nie , czarny , tapicerowany (+ 146,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 mat (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Wybierz pilot: ręczny (reg.wysokości oraz leża) , nożny (reg. wysokości) ręczny (reg. leża) (+ 515,00 zł)

Podpórki pod stopy J: nie , tak (+ 1 774,00 zł)

Uchwyt rąk (komplet) J: nie , tak (+ 341,00 zł)

Wybierz wieszak na papier J: nie , tak (+ 116,00 zł)

Wybierz wieszak na kroplówkę J: nie , tak (+ 434,00 zł)

Wersja fotela J: na gumowych stopkach , na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 202,00 zł)

Zdejmowany podnóżek: bez łamacza , z łamaczem (+ 362,00 zł)