

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-o-stalej-wysokosci-p-3029.html>



Fotel ginekologiczny o stałej wysokości

Cena brutto	6 156,00 zł
Cena netto	5 700,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-FG-KS

Opis produktu

Fotel ginekologiczny o stałej wysokości 85cm.

Fotel ginekologiczny jest wykorzystywany w **szpitalach położniczych, gabinetach lekarskich i przychodniach medycznych**.

Leże fotela ginekologicznego składa się z dwóch części, z możliwością **regulacji za pomocą sprężyn gazowych**.

Produkt posiada **stalową konstrukcję**, a w podstawie obudowanej tworzywem ABS znajduje się **stopień metalowy składany**, który pomaga pacjentce wejście i zejście z fotela. Dodatkowo fotel posiada **komplet euro szyn** montowanych po bokach siedziska, **komplet podkolanników** oraz **miskę ze stali nierdzewnej** umieszczonej pod siedziskiem.

Cechy produktu:

- do szpitali położniczych, gabinetów lekarskich, przychodni medycznych
- dwuczęściowe leże
- regulacja leża
- stalowa konstrukcja
- podstawa obudowana tworzywem ABS
- stopień składany
- komplet euro szyn
- komplet podkolanników
- miska ze stali nierdzewnej
- funkcjonalny
- komfort użytkowania
- estetyczny wygląd

Dane techniczne:

- długość: 139cm
- szerokość: 65cm
- wysokość: 85cm
- regulacja kąta oparcia: 0° do 75° za pomocą sprężyny gazowej
- pozycja Anty-Trendelenburga -15° do 0° za pomocą sprężyny gazowej
- masa własna: 70kg
- maksymalne obciążenie: 160kg

Wypożyczenie dodatkowe:

-
- wieszak na papier
 - uchwyt rąk
 - demontowany podnóżek
 - wieszak na kroplówkę
 - podpórka do iniekcji

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł), N02 (+ 324,00 zł), N03 (+ 324,00 zł), N04 (+ 324,00 zł), N05 (+ 324,00 zł)

Kolor stelaża WS: biały 9003

Uchwyty rąk WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 300,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 100,00 zł)

Demontowany podnóżek WS: Nie , Tak (+ 730,00 zł)

Podpórka do iniekcji WS: Nie , Tak (+ 620,00 zł)