

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-r02-p-1573.html>

Fotel ginekologiczny R02

Cena brutto	10 260,00 zł
Cena netto	9 500,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-FG-R02

Opis produktu

Fotel ginekologiczny posiada bardzo stabilną konstrukcję, wykonaną ze stali i pokrytej warstwą lakieru. Dla zwiększenia trwałości fotela i jego części, wszystkie elementy ruchome fotela zostały wykonane ze stali nierdzewnej a mechanizm podnoszenia fotela jest elektryczny i został wyposażony w łożyska. Sterowanie podnoszeniem fotela odbywa się za pomocą pilota przewodowego. Leże wykonane jest z trzech części i demontowanego podnóżka. Oparcie i siedzisko są regulowane za pomocą siłowników elektrycznych. Fotel może uzyskać pozycję leżącą ale tylko po uprzednim ustawieniu podnóżka. Fotel standardowo jest wyposażony w regulowane podłokietniki oraz pojemnik ze stali nierdzewnej. Jest wykorzystywany w szpitalach położniczych, gabinetach lekarskich i przychodniach medycznych.

Cechy fotela :

- leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka
- elektrycznie regulowana wysokość
- oparcie fotela oraz siedzisko regulowane za pomocą siłowników elektrycznych
- gwarantowana trwałość, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela
- w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia
- pojemnik na przyrządy wykonany ze stali nierdzewnej
- stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- wysoka funkcjonalność
- maksymalne bezpieczeństwo
- komfort użytkowania
- estetyczny wygląd
- oparcie i siedzisko pokryte materiałem dostępnym w wielu kolorach
- łatwy do dezynfekcji

Parametry techniczne:

- długość bez podnóżka: 139 cm
- długość z podnóżkiem: 190 cm
- szerokość: 65 cm
- wysokość: od 65 do 100 cm
- pozycja Trendelenburga: od 0° do 20°
- pozycja anty- Trendelenburga: od -15° do 0°
- kąt regulacji oparcia: od 0° do 75°
- masa własna: 90 kg
- maksymalne obciążenie: 150 kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł), N02 (+ 324,00 zł), N03 (+ 324,00 zł), N04 (+ 324,00 zł), N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Pilot nożny: nie , tak (+ 360,00 zł)

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 799,00 zł)

Uchwyty rąk WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 100,00 zł)