

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-s01-p-1574.html>



Fotel ginekologiczny S01

Cena brutto	5 151,00 zł
Cena netto	4 769,44 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-FG-S01

Opis produktu

Fotel ginekologiczny posiada konstrukcję stalową, pokrytą warstwą lakieru. W celu zwiększenia jego żywotności wszystkie elementy ruchome wykonane są ze stali nierdzewnej. Leże jest trzyczęściowe gdzie po zastosowaniu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą. Podnóżek jest elementem który można z łatwością montować i demontować w stole. Oparcie fotela jest regulowane za pomocą amortyzatora (sprężyny gazowej). Standardowo fotel ma na swoim wyposażeniu podkolanniki z dużym zakresem regulacji, pojemnik ze stali nierdzewnej oraz podest. Fotel stanowi idealne wyposażenie oddziałów ginekologicznych i gabinetów lekarskich.

Cechy fotela:

- leże składa się z trzech części
- demontowany podnóżek
- stała wysokość
- oparcie fotela regulowane jest za pomocą sprężyny gazowej
- gwarantowana trwałość, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela
- w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia
- pojemnik na przyrządy wykonany ze stali nierdzewnej
- składany podest umożliwiający wejście i zejście z fotela
- stabilna stalowa konstrukcja malowana farbą proszkowo
- wysoka funkcjonalność
- maksymalne bezpieczeństwo
- komfort użytkowania
- estetyczny wygląd
- oparcie i siedzisko pokryte materiałem dostępnym w wielu kolorach
- łatwy do dezynfekcji

Parametry techniczne:

- długość: bez podnóżka: 139 cm
- długość z podnóżkiem: 190 cm
- szerokość: 65 cm
- wysokość: 85 cm
- kąt regulacji oparcia: od 0° do 75°
- wysokość stopnia: 25 cm
- masa własna: 70 kg
- maksymalne obciążenie: 150 kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 790,00 zł)

Uchwyty rąk WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 100,00 zł)