

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-s02-p-1576.html>

Fotel ginekologiczny S02



Cena brutto	5 491,00 zł
Cena netto	5 084,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-FG-S02

Opis produktu

Fotel ginekologiczny posiada stalową konstrukcję, która została pokryta warstwą lakieru. Aby zwiększyć jego żywotność, wszystkie elementy ruchome zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jego leże jest trzyczęściowe gdzie po zastosowaniu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą. Podnóżek jest bardzo funkcjonalny, można go z łatwością montować i demontować do stołu. Przedstawiony sprzęt medyczny posiada bardzo wygodne oparcie, które jest regulowane za pomocą amortyzatora (sprężyny gazowej). Standardowo fotel w swoim wyposażeniu zawiera podłokietniki z dużym zakresem regulacji, pojemnik ze stali nierdzewnej oraz podest ułatwiający wejścia i wyjścia z fotela. Fotel stanowi idealne wyposażenie oddziałów ginekologicznych i gabinetów lekarskich.

Cechy fotela:

- leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka
- stała wysokość
- oparcie fotela oraz siedzisko regulowane jest za pomocą sprężyn gazowych
- gwarantowana trwałość, dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej w elementach ruchomych fotela
- w pełni łożyskowany mechanizm podnoszenia
- pojemnik na przyrządy wykonany ze stali nierdzewnej
- stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo
- składany podest
- wysoka funkcjonalność
- maksymalne bezpieczeństwo
- komfort użytkowania
- estetyczny wygląd
- oparcie i siedzisko pokryte materiałem dostępnym w wielu kolorach
- łatwy do dezynfekcji

Parametry techniczne:

- długość bez podnóżka: 139 cm
- długość z podnóżkiem: 190 cm
- szerokość: 65 cm
- wysokość: 85 cm
- pozycja Trendelenburga: od 0° do 20°
- pozycja anty-Trendelenburga: -15° do 0°
- kąt regulacji oparcia: od 0° do 70°
- wysokość stopnia: 25 cm
- masa własna: 70 kg

-
- maksymalne obciążenie: 150 kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL7016 , RAL9003 , RAL9006

Kółka jezdne WS: nie , tak (+ 790,00 zł)

Uchwyty rąk WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 100,00 zł)