

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-ginekologiczny-z-regulacja-wysokosci-p-3028.html>



Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości

Cena brutto	11 178,00 zł
Cena netto	10 350,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-WS-FG-K01

Opis produktu

Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości w zakresie 55-95cm.

Fotel posiada bardzo stabilną konstrukcję, a dzięki zastosowaniu **obudowy z tworzywa ABS** prezentuje się bardzo elegancko.

Dzięki zastosowaniu **trzech niezależnych siłowników** elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym ma bardzo dobre parametry techniczne co zapewni w pełni funkcjonalny produkt. Fotel do gabinetu ginekologicznego **posiada regulację kąta oparcia**

0° do 74°. Standardowo fotel wyposażony jest w **euro szyny montowane po bokach siedziska**, podkolanniki oraz miskę ze stali nierdzewnej, która znajduje się pod siedziskiem.

Cechy produktu:

- fotel ginekologiczny
- regulacja wysokości 55-95cm
- obudowa z tworzywa ABS
- trzy niezależne siłowniki elektryczne
- regulacja kąta oparcia
- euro szyny
- podkolanniki
- miska
- elegancki
- funkcjonalny

Dane techniczne:

- długość: 135cm
- szerokość: 57cm
- wysokość: 55-95cm
- regulacja kąta nachylenia: 0° do 74° za pomocą siłownika elektrycznego
- pozycja Trendelenburga: 0° do 19° za pomocą siłownika elektrycznego
- pozycja Anty-Trendelenburga: -6° do 0° za pomocą siłownika elektrycznego
- masa własna: 90kg
- maksymalne obciążenie: 200kg

Opcje dodatkowe:

-
- wieszak na papier
 - uchwyt rąk
 - demontowany podnóżek
 - pilot nożny
 - wieszak na kroplówkę
 - podpórka do iniekcji

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , N01 (+ 324,00 zł) , N02 (+ 324,00 zł) , N03 (+ 324,00 zł) , N04 (+ 324,00 zł) , N05 (+ 324,00 zł)

Wybierz kolor stelaża WS: RAL9003

Pilot nożny: nie , tak (+ 650,00 zł)

Uchwyty rąk WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 307,00 zł)

Demontowany podnóżek WS: Nie , Tak (+ 730,00 zł)

Wieszak na papier WS: nie , tak (+ 100,00 zł)

Podpórka do iniekcji WS: Nie , Tak (+ 620,00 zł)