

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-laryngologiczny-p-2238.html>

Fotel laryngologiczny

Numer katalogowy

SM-FL-KTS-SL-1



Opis produktu

Stanowisko laryngologiczne

Stanowi wyposażenie gabinetów lekarskich, jednostek służby zdrowia oraz placówek medycznych.

Produkt posiada solidną konstrukcję, która pozwala na maksymalne wykorzystanie go. Stanowisko laryngologiczne jest wykonane z dobrej jakości materiałów, które zapewniają ładny i estetyczny wygląd, a do tego bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Tapicerka stanowiska jest łatwo zmywalna. Podłokietniki wykonane są z tworzywa, pozwalają na przyjęcie wygodnej pozycji przez pacjenta oraz podtrzymanie się w trakcie zabiegu i badania. Dzięki regulacji wysokości siedziska zapewnia komfort pracy osobie przeprowadzającej badanie jak i jego pacjentowi. Przedstawiony sprzęt medyczny posiada również regulowany zagłówek, który jest wykonany z pianki poliuretanowej trzyma głowę stabilnie i uniemożliwia poruszanie nią podczas zabiegu.

Budowa

- Zagłówek
- Tapicerowane oparcie stanowiska
- Tapicerowane siedzisko stanowiska
- Tworzywowe podłokietniki
- Chromowana regulowana kolumna gazowa z podstawą chromowaną
-

Dane techniczne:

Model	SL-1
Min. wysokość, mm	450
Max. wysokość, mm	620
Szerokość całkowita, mm	650
Wysokość oparcia, mm	480
Zakres regulacji zagłówek, mm	0-225
Szerokość siedziska, mm	460

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki KTS: 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21