

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-rehabilitacyjny-dla-osoby-niepelnosprawnej-p-3224.html>



Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego FRT

Cena brutto	4 745,00 zł
Cena netto	4 393,52 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-TM-FR-FRT

Opis produktu

Fotel do rehabilitacji kolana z pasami stabilizacyjnymi i obciążnikami

Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego FRT to specjalistyczny sprzęt przeznaczony do terapii i rehabilitacji kolana. Model umożliwia stabilizację pacjenta, regulację pozycji oraz stopniowe dozowanie oporu dzięki zestawowi 8 obciążników po 1 kg.

Ta karta dotyczy modelu **FRT**, czyli fotela ukierunkowanego na ćwiczenia stawu kolanowego. Nie jest to model FRT-B przeznaczony do ćwiczeń oporowych barku i kończyn.

Najważniejsze cechy fotela FRT do rehabilitacji kolana

- **Przeznaczenie:** ćwiczenia i rehabilitacja stawu kolanowego.
- **Stabilizacja pacjenta:** 3 pasy stabilizacyjne wspierające kontrolowane ułożenie podczas terapii.
- **Regulacja długości:** możliwość dopasowania fotela do wzrostu i budowy pacjenta za pomocą pokręteł regulacyjnych.
- **Regulacja oparcia:** zakres od 0° do 85°, z płynną obsługą przy użyciu sprężyny gazowej.
- **Regulowane główce:** 2 główce o regulowanej wysokości umieszczone z przodu fotela.
- **Obciążniki:** 8 sztuk po 1 kg do stopniowego zwiększania intensywności ćwiczeń.
- **Kolor tapicerki:** możliwość wyboru koloru z dostępnej palety TMO.

Stabilizacja pacjenta podczas ćwiczeń stawu kolanowego

Fotel FRT został wyposażony w **3 pasy stabilizacyjne**, które pomagają utrzymać pacjenta w kontrolowanej pozycji podczas ćwiczeń. Stabilizacja jest szczególnie ważna w terapii kolana, ponieważ ogranicza niekontrolowane ruchy i ułatwia prowadzenie ćwiczeń w powtarzalny sposób.

Regulacja długości i kąta oparcia

Model FRT posiada regulację długości, która pozwala dopasować ustawienie fotela do budowy pacjenta. Oparcie można regulować w zakresie **od 0° do 85°**, a zastosowana sprężyna gazowa ułatwia zmianę pozycji podczas przygotowania do ćwiczeń.

Regulowane główce i obciążniki 8 × 1 kg

Z przodu fotela znajdują się **2 regulowane główce**, które umożliwiają dopasowanie podparcia do pozycji pacjenta i

charakteru terapii. W zestawie znajduje się również **8 obciążników po 1 kg**, pozwalających stopniowo zwiększać obciążenie podczas ćwiczeń stawu kolanowego.

Zastosowanie fotela rehabilitacyjnego FRT

Fotel rehabilitacyjny FRT sprawdza się w gabinetach fizjoterapeutycznych, placówkach rehabilitacyjnych oraz w rehabilitacji domowej prowadzonej zgodnie z zaleceniami specjalisty. Może być wykorzystywany w terapii po urazach, po zabiegach ortopedycznych oraz w procesie stopniowego przywracania ruchomości i siły w obrębie stawu kolanowego.

Dla kogo przeznaczony jest fotel do ćwiczeń kolana FRT?

- dla gabinetów fizjoterapeutycznych prowadzących terapię stawu kolanowego,
- dla placówek rehabilitacyjnych pracujących z pacjentami po urazach kolana,
- dla pacjentów po zabiegach ortopedycznych, jeśli ćwiczenia są prowadzone zgodnie z zaleceniami terapeuty,
- dla sportowców wymagających stopniowego powrotu do sprawności po kontuzjach kolana,
- dla rehabilitacji domowej, gdy sprzęt jest dobierany do zaleconego programu ćwiczeń.

FRT a FRT-B – ważne rozróżnienie modeli

Model **FRT** należy opisywać i dobierać jako fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń stawu kolanowego. Jeżeli potrzebny jest sprzęt do ćwiczeń oporowych barku i kończyn, właściwą kartą jest osobny model **FRT-B**. Rozdzielenie tych modeli ułatwia prawidłowy dobór urządzenia i ogranicza ryzyko pomylenia zastosowań.

Dane techniczne fotela rehabilitacyjnego FRT

Model	FRT
Przeznaczenie	ćwiczenia i rehabilitacja stawu kolanowego
Długość	168 cm
Szerokość	100 cm
Wysokość	155 cm
Maksymalne obciążenie	160 kg
Waga fotela	48 kg
Obciążniki	8 sztuk po 1 kg
Pasy stabilizacyjne	3 pasy stabilizacyjne
Regulacja oparcia	od 0° do 85°, sprężyna gazowa
Regulacja długości	tak, za pomocą pokręteł regulacyjnych
Główce	2 regulowane główce z przodu fotela
Kolor tapicerki	do wyboru z dostępnej palety
Numer katalogowy	SM-TM-FR-FRT

Najczęściej zadawane pytania o fotel rehabilitacyjny FRT

Do czego służy fotel rehabilitacyjny FRT?

Fotel rehabilitacyjny FRT służy do ćwiczeń i rehabilitacji stawu kolanowego. Umożliwia stabilizację pacjenta, regulację pozycji oraz stopniowe dozowanie oporu podczas terapii kolana.

Czy fotel FRT jest przeznaczony do rehabilitacji kolana?

Tak. Model FRT jest przeznaczony do ćwiczeń stawu kolanowego i może być stosowany w rehabilitacji po urazach, po zabiegach ortopedycznych oraz w terapii prowadzonej zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Czym różni się fotel FRT od FRT-B?

Fotel FRT dotyczy ćwiczeń stawu kolanowego. Model FRT-B jest osobnym produktem przeznaczonym do ćwiczeń oporowych barku i kończyn, dlatego tych dwóch kart nie należy opisywać tymi samymi frazami.

Czy fotel rehabilitacyjny FRT ma obciążniki?

Tak. W zestawie znajduje się 8 obciążników po 1 kg, które pozwalają stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń podczas rehabilitacji stawu kolanowego.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela FRT?

Maksymalne obciążenie fotela rehabilitacyjnego FRT wynosi 160 kg zgodnie z danymi producenta.

Dobierz właściwy model fotela rehabilitacyjnego

Jeśli szukasz fotela do ćwiczeń kolana, właściwym modelem jest prezentowany tutaj fotel rehabilitacyjny FRT. Jeśli potrzebny jest sprzęt do ćwiczeń barku i kończyn, sprawdź osobny model FRT-B.

- [Zobacz wszystkie fotele rehabilitacyjne do ćwiczeń](#)
- [Fotel FRT-B do ćwiczeń oporowych barku i kończyn](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMO: 1-biel , 8 - zieleń medyczna , 12 - granat , 15 - czerń , 16 - błękit , 17 - zieleń trawiasta , 20 - beż , 21 - piasek , 22 - pistacja , 23 - niebieski , 25 - bordo , 27 - turkus , 29 - szarość , 30 - czerwień , 31 - pomarańcz , 53 - cytryna , 55 - fiolet , 56 - róż , 57 - mleczna czekolada , 58 - espresso , 59 - antracyt , 60 - kawa z mlekiem