

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-rozkladany-do-spania-p-2432.html>



Fotel dla opiekuna i rodzica do szpitala ASTER z funkcją leżanki

Cena brutto	2 600,00 zł
Cena netto	2 407,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-RB-F-ASTER

Opis produktu

Manualny fotel dla opiekuna i rodzica do szpitala z funkcją leżanki

Fotel dla opiekuna ASTER to manualny fotel do szpitala, domu opieki i oddziału pediatrycznego, który w ciągu dnia pełni funkcję wygodnego siedziska do czuwania przy pacjencie, a po zmianie pozycji umożliwia odpoczynek w formie leżanki. To praktyczne rozwiązanie dla rodzica lub opiekuna, który potrzebuje miejsca do siedzenia, nocnego odpoczynku lub krótkiego snu bez konieczności stosowania zasilania elektrycznego.

Dzięki ergonomicznie wyprofilowanemu oparciu typu **WINGS**, stabilnej konstrukcji stalowej oraz tapicerce łatwej w utrzymaniu czystości, fotel może być wykorzystywany w salach chorych, oddziałach pediatrycznych, domach opieki i innych przestrzeniach, w których liczy się komfort, higiena oraz możliwość szybkiego przemieszczenia mebla.

W standardzie fotel wyposażono w praktyczną kieszeń boczną na drobne przedmioty, a opcjonalnie może być uzupełniony o dodatkową kieszeń tylną.

Zastosowanie

Model ASTER został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w miejscach, gdzie opiekun lub rodzic potrzebuje wygodnego siedziska w ciągu dnia i funkcji leżanki w porze nocnej. To praktyczne rozwiązanie do:

- szpitali i oddziałów pediatrycznych,
- domów opieki i zakładów opiekuńczo-leczniczych,
- pokoi opiekunów i stref czuwania przy pacjencie,
- pomieszczeń, w których ważna jest mobilność i łatwe utrzymanie czystości.

Dla kogo sprawdzi się fotel ASTER?

- dla rodzica przebywającego z dzieckiem na oddziale pediatrycznym,
- dla opiekuna czuwającego przy pacjencie w sali chorych,
- dla domów opieki, ZOL-i i placówek opieki długoterminowej,
- dla szpitali, które potrzebują mobilnego fotela z funkcją leżanki,
- dla miejsc, gdzie potrzebne jest siedzisko dzienne i miejsce do odpoczynku nocnego.

Najważniejsze cechy fotela ASTER

- manualna zmiana pozycji bez pilota i bez konieczności podłączania do prądu,

- dwie stałe pozycje użytkowe: siedząca i leżanka,
- zakres pochylenia oparcia od 125° do 145°,
- ergonomiczne oparcie typu WINGS poprawiające komfort podparcia,
- stabilna i wytrzymała konstrukcja stalowa,
- wodoodporna tapicerka łatwa w czyszczeniu,
- 4 kółka TENTE, w tym 2 z hamulcem,
- maksymalne bezpieczne obciążenie robocze: 135 kg.

Parametry techniczne fotela ASTER manualnego

Parametr	Wartość
Wymiary w pozycji siedzącej	68 x 107 x 87 cm
Wymiary w pozycji leżanki	68 x 90 x 162 cm
Siedzisko w pozycji siedzącej	52 x 55 cm
Siedzisko w pozycji leżanki	52 x 99 cm
Wysokość siedziska od podłoża	46 cm
Wymiary oparcia	52 x 70 cm
Kąt oparcia	125° / 145°
Maksymalne obciążenie robocze	135 kg
Kółka	4 sztuki TENTE, w tym 2 z hamulcem

Dlaczego warto wybrać ten model

ASTER jest dobrym wyborem dla placówek, które szukają **kompaktowego fotela dla opiekuna z funkcją leżanki**, ale nie potrzebują wersji elektrycznej. Manualny mechanizm zmiany pozycji pozwala korzystać z fotela bez dodatkowego zasilania, co ułatwia ustawienie go w różnych pomieszczeniach i usprawnia codzienną organizację przestrzeni.

Fotel ASTER manualny czy elektryczny?

Wersja	Dla kogo?	Najważniejsza zaleta
ASTER manualny	Dla placówek, które szukają prostego fotela dla opiekuna lub rodzica do szpitala	Manualna zmiana pozycji, mobilność i brak konieczności podłączania do prądu bez zasilania elektrycznego
ASTER elektryczny	Dla miejsc, gdzie fotel dla opiekuna jest często regulowany i intensywnie użytkowany	Sterowanie pilotem i wygodniejsza zmiana pozycji

Jeżeli potrzebujesz modelu z regulacją pilotem, zobacz także [fotel dla opiekuna ASTER elektryczny](#).

Jeśli porównujesz inne modele do sal chorych, oddziałów pediatrycznych lub domów opieki, zobacz również kategorię [fotele dla opiekuna i rodzica do szpitala](#) oraz kategorię [łóżko-fotel dla rodziców](#). Dla użytkowników, którzy potrzebują sterowania elektrycznego, odpowiednią alternatywą może być [leżanka szpitalna dla rodziców - elektryczna](#).

Bezpieczeństwo i zgodność

Fotel ASTER jest wyrobem medycznym oznakowanym CE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). Model spełnia wymagania normy PN-EN 12182:2012.* Konstrukcja fotela oraz zastosowane materiały są przeznaczone do użytkowania w środowisku ochrony zdrowia, w tym do regularnego czyszczenia, mycia i dezynfekcji.

Jeżeli dla oferowanej konfiguracji dostępne są dodatkowe dokumenty potwierdzające właściwości materiałów lub higienę użytkowania, mogą zostać udostępnione na życzenie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy fotel ASTER wymaga podłączenia do prądu?

Nie. To model manualny — zmiana pozycji odbywa się bez pilota i bez zasilania elektrycznego.

Czy fotel ASTER jest modelem elektrycznym?

Nie. Ten wariant fotela ASTER jest modelem manualnym, dlatego zmiana pozycji odbywa się bez pilota i bez podłączania do prądu. Jeżeli potrzebujesz regulacji elektrycznej, wybierz model ASTER elektryczny.

Gdzie najlepiej sprawdza się ten fotel?

W szpitalach, domach opieki, oddziałach pediatrycznych oraz wszędzie tam, gdzie opiekun potrzebuje miejsca do odpoczynku lub nocnego czuwania.

Czy fotel łatwo utrzymać w czystości?

Tak. Tapicerka jest o właściwościach wodoodpornych i łatwa w czyszczeniu, co jest ważne w środowisku medycznym i opiekuńczym.

Jakie są najważniejsze parametry techniczne?

Model ma 2 pozycje użytkowe, zakres pochylenia 125°-145°, wymiary 68 x 107 x 87 cm w pozycji siedzącej i 68 x 90 x 162 cm w pozycji leżanki oraz maksymalne obciążenie 135 kg.

Czy fotel ASTER nadaje się dla rodzica w szpitalu?

Tak. Fotel ASTER może być stosowany jako miejsce do siedzenia, czuwania i odpoczynku dla rodzica lub opiekuna przebywającego przy pacjencie, szczególnie na oddziałach pediatrycznych i w salach chorych.

Czy fotel ASTER ma funkcję spania?

Fotel ma funkcję leżanki, dzięki czemu po zmianie pozycji może służyć do odpoczynku nocnego lub krótkiego snu opiekuna. Jest to rozwiązanie bardziej kompaktowe niż klasyczne łóżko dla osoby towarzyszącej pacjentowi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki CADET: brak , CHALK (+ 200,00 zł) , COBALT (+ 200,00 zł) , INDIGO (+ 200,00 zł) , PACIFIC (+ 200,00 zł) , TURQUOISE (+ 200,00 zł) , ROYAL (+ 200,00 zł) , ELECTRIC-BLUE (+ 200,00 zł) , LILAC (+ 200,00 zł) , VIOLET (+ 200,00 zł) , SKY (+ 200,00 zł) , DUCK-EGG-BLUE (+ 200,00 zł) , GRAPE (+ 200,00 zł) , INK (+ 200,00 zł) , HYACINTH (+ 200,00 zł) , JADE (+ 200,00 zł) , MOSS (+ 200,00 zł) , WASABI (+ 200,00 zł) , SPRUCE (+ 200,00 zł) , ELM (+ 200,00 zł) , SEAFOAM (+ 200,00 zł) , APPLE (+ 200,00 zł) , FOREST (+ 200,00 zł) , CITRUS (+ 200,00 zł) , LAUREL (+ 200,00 zł) , CACTUS (+ 200,00 zł) , LEMON (+ 200,00 zł) , HAY (+ 200,00 zł) , AMBER (+ 200,00 zł) , TERRACOTTA (+ 200,00 zł) , WINE (+ 200,00 zł) , VERMILLION (+ 200,00 zł) , TANGERINE (+ 200,00 zł) , SCARLET (+ 200,00 zł) , MIST (+ 200,00 zł) , PLUM (+ 200,00 zł) , FUCHSIA (+ 200,00 zł) , PALE-PINK (+ 200,00 zł) , BLUSH (+ 200,00 zł) , MULBERRY (+ 200,00 zł) , THISTLE (+ 200,00 zł) , CERISE (+ 200,00 zł) , PEONY (+ 200,00 zł) , MINK (+ 200,00 zł) , NUTMG (+ 200,00 zł) , CREAM (+ 200,00 zł) , MUSHROOM (+ 200,00 zł) , CHAI (+ 200,00 zł) , COBBLE (+ 200,00 zł) , SILVER (+ 200,00 zł) , DOVE (+ 200,00 zł) , ASH (+ 200,00 zł) , PUTTY (+ 200,00 zł) , PLATINUM (+ 200,00 zł) , GRAPHITE (+ 200,00 zł)

Kolor tapicerki ASTON: brak , Aston-Light-Blue (+ 320,00 zł) , Aston Azure (+ 320,00 zł) , Aston Teal (+ 320,00 zł) , Aston Emerald (+ 320,00 zł) , Aston Light Green (+ 320,00 zł) , Aston Lime (+ 320,00 zł) , Aston Bottle Green (+ 320,00 zł) , Aston Pistachio (+ 320,00 zł) , Aston Gold (+ 320,00 zł) , Aston Mustard (+ 320,00 zł) , Aston Red (+ 320,00 zł) , Aston Magenta (+ 320,00 zł) , Aston Spice (+ 320,00 zł) , Aston Rich Ivory (+ 320,00 zł) , Aston Tan (+ 320,00 zł) , Aston Espresso (+ 320,00 zł) , Aston Buff (+ 320,00 zł) , Aston Chestnut (+ 320,00 zł) , Aston Pewter (+ 320,00 zł) , Aston Zinc (+ 320,00 zł) , Aston Gunmetal (+ 320,00 zł) , Aston Graphite (+ 320,00 zł)

Kolor tapicerki VIENNA: brak , 01 white , 03 almond , 04 cappuccino , 05 taupe , 08 brown , 15 platinum , 16 graphit , 17 black