

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-zabiegowy-do-pobierania-krwi-p-3026.html>



Fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości

Cena brutto	1 168,00 zł
Cena netto	1 081,48 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-JFK 5

Opis produktu

Fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości

Fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości to model przeznaczony do punktów pobrań, gabinetów zabiegowych, przychodni, laboratoriów i placówek medycznych, w których ważna jest ergonomiczna pozycja pacjenta oraz wygodna praca personelu. Hydrauliczna regulacja wysokości ułatwia dopasowanie fotela do wzrostu pacjenta, stanowiska pracy i rodzaju wykonywanej procedury, dlatego model dobrze sprawdza się przy pobieraniu krwi, iniekcjach oraz krótkich zabiegach ambulatoryjnych.

Najważniejszą przewagą tego modelu jest **hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 43-54 cm**. Dzięki niej personel może łatwiej ustawić fotel do aktualnej procedury, a pacjent zyskuje stabilną i wygodną pozycję podczas pobierania krwi lub iniekcji.

Najważniejsze cechy modelu hydraulicznego

- fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości,
- zakres regulacji wysokości: 43-54 cm,
- regulowane podłokietniki w osi góra/dół,
- podłokietniki wykonane z pianki PU,
- tapicerowane siedzisko i oparcie,
- tapicerka skóropodobna lub winylowa w wariantach do wyboru,
- dopuszczalne obciążenie do 130 kg,
- stabilne stanowisko do pobrań krwi, iniekcji i krótkich procedur,
- dobry wybór do punktów pobrań, laboratoriów, przychodni i gabinetów zabiegowych,
- ergonomiczne dopasowanie wysokości pracy personelu.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości
Numer katalogowy	SM-J-JFK 5
Typ	Fotel zabiegowy / fotel do pobierania krwi i iniekcji
Zastosowanie	Pobieranie krwi, iniekcje, krótkie procedury ambulatoryjne
Placówki	Punkt pobrań, gabinet zabiegowy, laboratorium, przychodnia, szpital
Regulacja wysokości	Hydrauliczna
Zakres wysokości	43-54 cm

Szerokość całkowita	84 cm
Szerokość siedziska	48 cm
Głębokość	72 cm
Wymiar podłokietników	35 × 17 cm
Podłokietniki	Regulowane w osi góra/dół, wykonane z pianki PU
Tapicerka	Skóropodobna lub winylowa, warianty do wyboru
Dopuszczalne obciążenie	130 kg
Waga	60 kg

Kiedy wybrać fotel z hydrauliczną regulacją wysokości?

Ten model warto wybrać wtedy, gdy w placówce najważniejsza jest możliwość szybkiego dopasowania wysokości fotela do pacjenta, personelu i rodzaju wykonywanej procedury. Hydrauliczna regulacja wysokości 43-54 cm ułatwia ergonomiczne ustawienie stanowiska podczas codziennych pobrań krwi i iniekcji.

Zastosowanie w placówkach medycznych

Fotel sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygodne, stabilne i powtarzalne stanowisko do pobierania krwi. To dobry wybór dla placówek, które szukają wyposażenia łączącego prostą regulację, komfort pacjenta i praktyczne rozwiązania do codziennej pracy.

Sprawdź również podobne rozwiązania

Zobacz także całą kategorię [foteli, krzeseł i stanowisk do pobierania krwi](#), a także [fotel do poboru krwi rozkładany z pozycją Trendelenburga](#), [stanowisko do iniekcji i pobrań z elektryczną regulacją oparcia](#) oraz [fotel do pobierania krwi dwustronny z regulowanymi podłokietnikami](#).

FAQ

Czy fotel ma hydrauliczną regulację wysokości?

Tak. Fotel posiada hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 43-54 cm, dzięki czemu można łatwiej dopasować ustawienie stanowiska do pacjenta, personelu i rodzaju wykonywanej procedury.

Do czego służy fotel do pobierania krwi z regulacją wysokości?

Fotel służy do pobierania krwi, wykonywania iniekcji oraz krótkich procedur ambulatoryjnych w pozycji siedzącej. Sprawdza się w punktach pobrań, laboratoriach, gabinetach zabiegowych, przychodniach i placówkach medycznych.

Czy podłokietniki są regulowane?

Tak. Model posiada podłokietniki regulowane w osi góra/dół, co ułatwia dopasowanie podparcia ręki pacjenta podczas pobierania krwi lub iniekcji.

Z czego wykonane są podłokietniki?

Podłokietniki wykonano z pianki PU. Takie rozwiązanie zapewnia wygodne podparcie kończyny górnej podczas procedury.

Jakie jest maksymalne obciążenie fotela?

Dopuszczalne obciążenie fotela wynosi 130 kg.

Czym ten model różni się od JFK 4?

Ten model ma hydrauliczną regulację wysokości 43-54 cm, dlatego pozwala łatwiej dopasować wysokość stanowiska pracy. JFK 4 jest prostszym fotelem do pobierania krwi z dwoma regulowanymi podłokietnikami, ale bez hydraulicznej regulacji wysokości.

Czy ten fotel jest modelem rozkładanym?

Nie. To fotel do pobierania krwi z hydrauliczną regulacją wysokości, ale bez funkcji rozkładania oparcia. Jeśli potrzebny jest model rozkładany, warto porównać go z fotelem JFK-2 lub fotelem z pozycją Trendelenburga.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękit , 6 granat , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledyn , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 14 , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 120,00 zł) , 102 miedziowy (+ 120,00 zł) , 106 śliwka (+ 120,00 zł) , 107 morski (+ 120,00 zł) , 108 grafit (+ 120,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 120,00 zł) , 110 rudy (+ 120,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 120,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 120,00 zł)