

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-zabiegowy-jfz-3-z-regulacja-wysokosci-do-badan-i-zabiegow-p-3498.html>



Fotel zabiegowy JFZ 3 z regulacją wysokości do badań i zabiegów

Cena brutto	4 672,00 zł
Cena netto	4 325,93 zł
Cena poprzednia	5 192,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-FZ-J-JFZ-3

Opis produktu

Fotel zabiegowy JFZ 3 - profesjonalne wyposażenie gabinetów i placówek medycznych

Fotel zabiegowy JFZ 3 to model przeznaczony do codziennej pracy w ośrodkach zdrowia, gabinetach zabiegowych, gabinetach lekarskich oraz innych placówkach, w których potrzebne jest stabilne i wygodne stanowisko do badań oraz procedur medycznych. Konstrukcja fotela została zaprojektowana z myślą o komforcie pacjenta, ergonomii personelu i sprawnej organizacji pracy przy stanowisku zabiegowym.

Model JFZ 3 może być wykorzystywany m.in. podczas dializ, pobierania krwi, badań okulistycznych, badań laryngologicznych oraz innych zabiegów i procedur, w których istotne są regulacja wysokości, wygodne podparcie kończyn górnych oraz łatwe dopasowanie pozycji pacjenta do charakteru wykonywanego świadczenia.

Najważniejsze cechy fotela zabiegowego JFZ 3

- regulacja wysokości za pomocą bezprzewodowego pilota ręcznego,
- regulacja oparcia z wykorzystaniem sprężyn gazowych,
- regulowane podłokietniki w standardzie,
- bezszwowa tapicerka skóropodobna Standard Line,
- stabilna podstawa ze stali malowanej proszkowo na kolor biały,
- dwie wersje podstawy: na stopkach lub na kółkach z hamulcem.

Zastosowanie w praktyce medycznej

JFZ 3 to fotel zabiegowy o uniwersalnym zastosowaniu. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie personel potrzebuje wygodnego dostępu do pacjenta, a sam pacjent powinien zachować stabilną i bezpieczną pozycję podczas procedury. Dzięki temu model może pełnić funkcję fotela do badań, fotela do pobierania krwi, fotela pomocniczego do wybranych procedur specjalistycznych, a także wyposażenia stanowisk wykonywania dializ lub terapii wymagających dłuższego przebywania w pozycji siedzącej albo półleżącej.

W placówkach szukających podobnych rozwiązań warto zobaczyć również kategorię [fotele dializacyjne](#) oraz dział [fotele do pobierania krwi](#). Szerszy wybór wyposażenia znajdziesz także w kategorii [meble medyczne](#).

Wersje fotela JFZ 3

JFZ 3 – fotel osadzony na gumowych stopkach, odpowiedni do stanowisk wymagających stabilnego ustawienia.

JFZ 3 K – fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem, polecany tam, gdzie liczy się łatwiejsze przemieszczanie wyposażenia i elastyczna organizacja przestrzeni.

JFZ 3 czy JFZ 3 K – który wariant wybrać?

Wariant	Charakterystyka	Kiedy wybrać?
JFZ 3 na gumowych stopkach	Stabilna wersja stacjonarna do stałego stanowiska badań lub zabiegów.	Gdy fotel ma stać w jednym miejscu, np. w gabinecie zabiegowym, lekarskim, punkcie pobrań lub przy stanowisku badań.
JFZ 3 K na kółkach z hamulcem	Wersja mobilna ułatwiająca przestawianie fotela w obrębie gabinetu lub oddziału.	Gdy placówka potrzebuje elastycznego ustawienia stanowiska i łatwiejszego przemieszczania fotela.

Fotel JFZ 3 do stanowiska badań, pobrań i zabiegów

Fotel zabiegowy JFZ 3 może być centralnym elementem stanowiska do badań, pobierania krwi, dializ, procedur ambulatoryjnych i wybranych zabiegów medycznych. Regulacja wysokości za pomocą bezprzewodowego pilota, regulowane oparcie oraz podłokietniki ułatwiają dopasowanie pozycji pacjenta do rodzaju wykonywanej procedury.

W zależności od organizacji pracy placówki fotel można zestawić ze [stojakiem do kroplówek](#), [stolikiem zabiegowym](#), [stolikiem pod aparaturę diagnostyczną](#) lub [wózkiem medycznym](#) na akcesoria i materiały pomocnicze.

Wyposażenie standardowe

- podstawa wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym,
- tapicerka beższwowa, skóropodobna Standard Line w kolorach 1–25,
- regulacja wysokości sterowana bezprzewodowym pilotem ręcznym,
- regulacja oparcia za pomocą sprężyn gazowych,
- komplet regulowanych podłokietników.

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na podkład w rolce,
- tapicerka winylowa Exclusive Line w kolorach 101–112,
- stojak kroplówki,
- półka boczna,
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (z wyłączeniem koloru białego).

Dlaczego warto wybrać fotel zabiegowy JFZ 3?

Ten model łączy funkcjonalność medycznego fotela zabiegowego z wygodną obsługą i możliwością dopasowania do różnych stanowisk pracy. Regulacja wysokości ułatwia ustawienie ergonomicznej pozycji roboczej, regulowane podłokietniki zwiększają komfort pacjenta, a możliwość wyboru podstawy pozwala lepiej dopasować fotel do warunków konkretnego gabinetu lub pracowni.

JFZ 3 będzie dobrym wyborem dla placówek, które szukają trwałego, estetycznego i praktycznego wyposażenia medycznego do codziennego użytkowania.

Do kompletnego wyposażenia gabinetu zabiegowego, punktu pobrań lub stanowiska badań można dobrać również [stojaki do kroplówek](#), [stoliki zabiegowe](#), [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz [wózki medyczne](#). Zobacz także inne [fotele dializacyjne i zabiegowe](#), [fotele do pobierania krwi](#) oraz pełną kategorię [meble medyczne](#) dostępną w SaleMED.

FAQ

Czy fotel JFZ 3 nadaje się do badań i zabiegów?

Tak. Fotel zabiegowy JFZ 3 jest przeznaczony do gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych, punktów pobrań oraz placówek wykonujących badania i procedury medyczne.

Czy fotel JFZ 3 ma regulację wysokości?

Tak. Model JFZ 3 ma regulację wysokości sterowaną bezprzewodowym pilotem ręcznym, co ułatwia dopasowanie ustawienia fotela do pacjenta i pracy personelu.

Czy JFZ 3 może być używany do dializ?

Tak. Fotel JFZ 3 może być wykorzystywany także podczas dializ i innych procedur, w których potrzebne jest stabilne stanowisko, regulowana wysokość i wygodne podparcie kończyn górnych.

Czym różni się JFZ 3 od JFZ 3 K?

JFZ 3 to wersja na gumowych stopkach, przeznaczona do stabilnego stanowiska pracy. JFZ 3 K to wersja na kółkach jezdnych z hamulcem, która ułatwia przemieszczanie fotela w obrębie gabinetu lub oddziału.

Czy fotel JFZ 3 sprawdzi się w punkcie pobrań?

Tak. Regulowane podłokietniki i możliwość ustawienia wysokości fotela pomagają wygodnie ułożyć pacjenta podczas pobierania krwi i innych procedur wykonywanych przy kończynach górnych.

Jakie wyposażenie opcjonalne można dobrać do fotela?

Opcjonalnie można dobrać wieszak na podkład w rolce, tapicerkę winylową Exclusive Line, stojak kroplówki, półkę boczną oraz stelaż w wybranym kolorze według palety RAL, z wyłączeniem koloru białego.

Jeżeli fotel ma być używany nie tylko do badań, ale także do pobrań, wlewów lub wybranych procedur infuzyjnych, sprawdź również kategorię [fotele do chemioterapii i terapii infuzyjnej](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 101 perła (+ 100,00 zł) , 102 miedziowy (+ 100,00 zł) , 106 śliwka (+ 100,00 zł) , 107 morski (+ 100,00 zł) , 108 grafit (+ 100,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 100,00 zł) , 110 rudy (+ 100,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 100,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 100,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: Pilot bezprzewodowy FZ , Pilot nożny FZ (+ 328,00 zł)

Wybierz wersję fotela JFZ: JFZ2-na gumowych stopkach , JFZ2K-na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 210,00 zł)

Wieszak na papier do FZ: Nie , Tak (+ 120,00 zł)

Stojak kroplówki do FZ: Nie , Tak (+ 451,00 zł)

Półka boczna do FZ: Nie , Tak (+ 391,00 zł)