

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotel-zabiegowy-jfz-4-z-regulacja-wysokosci-do-dializ-i-badan-p-3499.html>



Fotel zabiegowy JFZ 4 z regulacją wysokości do dializ i badań

Cena brutto	5 166,00 zł
Cena netto	4 783,33 zł
Cena poprzednia	5 741,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-FZ-J-JFZ-4

Opis produktu

Fotel zabiegowy JFZ 4 to profesjonalny fotel medyczny przeznaczony do wykonywania badań i zabiegów w gabinetach lekarskich, punktach pobrań, poradniach specjalistycznych oraz ośrodkach zdrowia. Model ten sprawdza się podczas dializ, pobierania krwi, badań okulistycznych, laryngologicznych oraz innych procedur wymagających stabilnego i wygodnego ułożenia pacjenta.

Dzięki **regulacji wysokości sterowanej bezprzewodowym pilotem ręcznym** fotel można łatwo dopasować do potrzeb personelu i rodzaju wykonywanego świadczenia. Regulowane oparcie, podnóżek oraz podłokietniki pozwalają uzyskać odpowiednią pozycję pacjenta, co wpływa na komfort badania, ergonomię pracy i bezpieczeństwo użytkowania w codziennej praktyce medycznej.

Najważniejsze zalety fotela zabiegowego JFZ 4

- **elektryczna regulacja wysokości** za pomocą bezprzewodowego pilota ręcznego,
- **regulacja oparcia i podnóżka** z wykorzystaniem sprężyn gazowych,
- **regulowane podłokietniki**, pomocne podczas pobrań, podań dożylnych i badań,
- **bezszywowa tapicerka skóropodobna**, ułatwiająca utrzymanie czystości,
- **stabilna stalowa konstrukcja** malowana proszkowo,
- **dopuszczalne obciążenie do 150 kg**.

Zastosowanie

JFZ 4 został zaprojektowany z myślą o placówkach, w których liczy się zarówno wygoda pacjenta, jak i sprawna organizacja pracy personelu. Fotel może być wykorzystywany w:

- gabinetach zabiegowych,
- gabinetach lekarskich,
- punktach pobrań krwi,
- stacjach dializ,
- poradniach okulistycznych,
- poradniach laryngologicznych,
- ośrodkach zdrowia i placówkach ambulatoryjnych.

Wersje fotela JFZ 4

- **JFZ 4** – fotel osadzony na gumowych stopkach,

- **JFZ 4 K** – fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem.

JFZ 4 czy JFZ 4 K – który wariant wybrać?

Wariant	Charakterystyka	Kiedy wybrać?
JFZ 4 na gumowych stopkach	Stabilna wersja stacjonarna do stałego stanowiska badań, dializ lub pobrań.	Gdy fotel ma stać w jednym miejscu, np. w gabinecie zabiegowym, punkcie pobrań, poradni specjalistycznej lub przy stanowisku dializ.
JFZ 4 K na kółkach z hamulcem	Wersja mobilna ułatwiająca przestawianie fotela w obrębie gabinetu, oddziału lub sali zabiegowej.	Gdy placówka potrzebuje większej elastyczności ustawienia stanowiska i łatwiejszego przemieszczania fotela.

Fotel JFZ 4 do stanowiska dializ, pobrań i badań

Fotel zabiegowy JFZ 4 może być centralnym elementem stanowiska do dializ, pobierania krwi, badań specjalistycznych oraz procedur ambulatoryjnych. Regulacja wysokości za pomocą bezprzewodowego pilota, regulowane oparcie, podnóżek i podłokietniki ułatwiają dopasowanie pozycji pacjenta do rodzaju wykonywanej procedury.

W zależności od organizacji pracy placówki fotel można zestawić ze [stojakiem do kroplówek](#), [stolikiem zabiegowym](#), [stolikiem pod aparaturę diagnostyczną](#) lub [wózkiem medycznym](#) na akcesoria i materiały pomocnicze.

Wypożyczenie standardowe

- podstawa wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym,
- tapicerka beżowa, skóropodobna standard line (kolory 1-25),
- wysokość regulowana za pomocą bezprzewodowego pilota ręcznego,
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
- podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych,
- komplet regulowanych podłokietników.

Wypożyczenie opcjonalne

- wieszak na podkład w rolce,
- tapicerka winylowa exclusive line (kolory 101-112),
- stojak kroplówki,
- półka boczna,
- stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego).

Dane techniczne fotela zabiegowego JFZ 4

Długość	186 cm
Szerokość	66 cm
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Waga	76 kg
Regulacja kąta nachylenia podnóżka	0° do 25°
Regulacja kąta podłokietników w poziomie	180°
Regulacja kąta oparcia	0° do 70°
Wymiar podłokietników	40 × 15 cm
Wysokość JFZ 4	45-65 cm
Wysokość JFZ 4 K	51-71 cm
Wymiary podstawy	111 × 53 cm

Dlaczego warto wybrać fotel JFZ 4?

JFZ 4 to rozwiązanie dla placówek, które szukają fotela zabiegowego łączącego funkcjonalność, wygodę pacjenta i trwałość konstrukcji. Szeroki zakres regulacji ułatwia przeprowadzenie różnych procedur medycznych, a estetyczne wykończenie pozwala dopasować wyposażenie do standardu nowoczesnego gabinetu. To model, który dobrze sprawdza się zarówno w codziennej pracy punktu pobrań, jak i w bardziej specjalistycznych zastosowaniach.

Do kompletnego wyposażenia gabinetu zabiegowego, punktu pobrań, poradni specjalistycznej lub stanowiska dializ można dobrać również [stojaki do kroplówek](#), [stoliki zabiegowe](#), [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz [wózki medyczne](#). Zobacz także inne [fotele dializacyjne i zabiegowe](#), [fotele do pobierania krwi](#) oraz pełną kategorię [meble medyczne](#) dostępną w SaleMED.

FAQ

Czy fotel JFZ 4 nadaje się do pobierania krwi?

Tak. Regulowane podłokietniki, możliwość ustawienia wygodnej pozycji pacjenta oraz stabilna konstrukcja sprawiają, że model JFZ 4 dobrze sprawdza się w punktach pobrań i gabinetach zabiegowych.

Czy ten model można stosować do dializ?

Tak. Producent przewiduje zastosowanie fotela m.in. do dializ, dlatego model może być wykorzystywany w stacjach dializ i placówkach wykonujących procedury wymagające dłuższego pobytu pacjenta na fotelu.

Jaka jest różnica między wersją JFZ 4 a JFZ 4 K?

JFZ 4 jest osadzony na gumowych stopkach, natomiast JFZ 4 K posiada kółka jezdne z hamulcem, co ułatwia przestawianie fotela w obrębie gabinetu lub sali zabiegowej.

Czy wysokość fotela jest regulowana elektrycznie?

Tak. Wysokość fotela jest regulowana za pomocą bezprzewodowego pilota ręcznego, co pozwala szybko dopasować pozycję do potrzeb pacjenta i personelu.

Czy tapicerka jest łatwa do utrzymania w czystości?

Tak. Fotel wyposażono w bezzwłową tapicerkę skóropodobną, która ułatwia codzienną pielęgnację i utrzymanie odpowiedniego standardu higieny w gabinecie.

Jakie jest dopuszczalne obciążenie fotela JFZ 4?

Dopuszczalne obciążenie fotela zabiegowego JFZ 4 wynosi 150 kg.

Jakie wyposażenie opcjonalne można dobrać do fotela?

Opcjonalnie można dobrać wieszak na podkład w rolce, tapicerkę winylową Exclusive Line, stojak kroplówki, półkę boczną oraz stelaż w wybranym kolorze według palety RAL, z wyłączeniem koloru białego.

Fotel JFZ 4 może być częścią stanowiska zabiegowego, punktu pobrań lub miejsca wykonywania procedur infuzyjnych. Inne modele do podobnych zastosowań znajdziesz w kategorii [fotele dializacyjne i zabiegowe do długich procedur](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Kolor tapicerki J: 1 biały , 4 zieleń medyczna , 5 błękitny , 6 granatowy , 7 ecru , 8 kremowy , 9 seledynowy , 10 niebieski , 11 miodowy , 12 bordowy , 13 czerwony , 15 pomarańczowy , 16 beżowy , 17 turkusowy , 18 czarny , 19 żółty , 20 szary , 21 zielony trawiasty , 22 brązowy , 23 fuksja , 24 fioletowy , 25 limonka , 26 miętowy , 101 perła (+ 110,00 zł) , 102 miedziowy (+ 110,00 zł) , 106 śliwka (+ 110,00 zł) , 107 morski (+ 110,00 zł) , 108 grafit (+ 110,00 zł) , 109 kość słoniowa (+ 110,00 zł) , 110 rudy (+ 110,00 zł) , 111 niebieski jeans (+ 110,00 zł) , 112 jasnoszary (+ 110,00 zł)

Wybierz kolor stelaża RAL J: Biały połysk , 1015 połysk (+ 100,00 zł) , 7016 mat (+ 100,00 zł) , 8019 mat (+ 100,00 zł) , 9005 mat (+ 100,00 zł) , 9006 mat (+ 100,00 zł)

Pilot regulacji elektrycznej J: Pilot bezprzewodowy FZ , Pilot nożny FZ (+ 328,00 zł)

Wybierz wersję fotela JFZ: JFZ 4 – na gumowych stopkach , JFZ 4 K – na kółkach jezdnych z hamulcem (+ 210,00 zł)

Wieszak na papier do FZ: Nie , Tak (+ 121,00 zł)

Stojak kroplówki do FZ: Nie , Tak (+ 451,00 zł)

Półka boczna do FZ: Nie , Tak (+ 391,00 zł)