

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotelik-rehabilitacyjny-dzieciocy-do-samochodu-navigator-p-2409.html>



Fotelik rehabilitacyjny dzieciocy do samochodu - NAVIGATOR

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-TH-600 -NAVIGATOR

Opis produktu

Fotelik NAVIGATOR firmy THOMASHILFEN to nowoczesny i funkcjonalny fotelik posiadający siedzisko zintegrowane z oparciem. Ponadto fotelik posiada możliwość używania w autobusie lub pociągu. Zintegrowane pasy umożliwiają zapięcie fotelika w miejscach innych niż samochód. Pozycjonujący pas 5-punktowy zapewnia bezpieczeństwo, a praktyczne zatrzaski zapobiegają przed skręcaniem pasów. Dodatkowe duże peloty podtrzymują nawet szczupłe dzieci. Złożony fotelik posiada uchwyt i można go wygodnie przenosić. Miękki regulowany w dwóch pozycjach klin zapobiega krzyżowaniu nóg. Miła w dotyku zdejmowana tapicerka przepuszcza powietrze i posiada możliwość prania w 40°C. Duży uchwyt na kubek to miejsce na napoje, przekąski i zabawki.

Cechy fotelika NAVIGATOR:

- 7-stopniowa regulacja zagłówka
- wymiękczone siedzisko z klinem odwodzącym (regulacja w dwóch pozycjach)
- wymiękczone oparcie z bocznymi pelotami podtrzymującymi
- 5-punktowy pas bezpieczeństwa
- klin odwodzący
- pasy bezpieczeństwa do zapięcia poza samochodem
- uchwyt do przenoszenia
- zdejmowana tapicerka, możliwość prania w 40°C
- uchwyt na kubek (prawo lub lewostronne mocowanie)

Fotelik NAVIGATOR jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych:

- grafit
- czerwony
- niebieski

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor fotelika: czerwony , grafit , niebieski

