

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotelik-rehabilitacyjny-samochodowy-major-p-2953.html>



Fotelik rehabilitacyjny samochodowy MAJOR

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-MAJOR

Opis produktu

Fotelik samochodowy MAJOR, jest fotelikiem **wielofunkcyjnym rehabilitacyjnym**. Nowoczesny i funkcjonalny dla dzieci wymagających szczególnej opieki. Fotelik MAJOR jest przeznaczony dla dziecka, które wymaga **stałej rehabilitacji i związanych z tym częstych przejazdów** samochodem. Jego wielofunkcyjna konstrukcja spełnia wszystkie wymagania dotyczące standardowych mocowań i oferuje najważniejsze opcje regulacji. Fotelik waży około 6kg, a jego **maksymalna waga użytkownika 9-36kg**.

Fotelik posiada wiele akcesoriów, dzięki którym można dopasować do indywidualnych potrzeb dziecka tak, aby idealnie nadawał się do codziennych przejazdów, tych dłuższych jak i krótszych.

Produkt został przetestowany i zatwierdzony do użytku wraz z kompletnym osprzętem rehabilitacyjnym. ZAPEWNIĄ MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO. Produkt jest sprzedawany z 8% VAT.

Fotelik sprawdza się w przypadku dzieci z wymienionymi schorzeniami:

- porażenie mózgowe,
- uraz czaszkowo-mózgowy 1. i 2. stopnia,
- rozszczep kręgosłupa,
- zespół Retta,
- autyzm,
- rdzeniowy zanik mięśni.

Wymiary i ciężar	THOMASHILFEN Major
Głębokość fotelika	32 cm
Szerokość fotelika - przód (z podparcami)	31,5 cm (21,5 cm)
Szerokość fotelika - tył (z podparcami)	26 cm (19 cm)
Wysokość oparcia (fotelik)	62-74 cm
Wysokość ramion (prowadnica pasa)	25,5 / 28 / 32 cm / 36/ 42 cm
Zakres odchylenia całego fotelika (z podstawą uchylną)	5,5° / 11° / 16°
Wymiary całkowite (szer. x wys. x gł.)	56 x 71 x 40 cm
Ciężar fotelika	ok. 6 kg
Maksymalna waga użytkownika	9-36 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor fotelika: czerwony , niebieski , zielony , fuchsia , ciemny grafit