

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/fotelik-samochodowy-rehabilitacyjny-pilot-p-2954.html>



Fotelik samochodowy rehabilitacyjny PILOT

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-PILOT

Opis produktu

Fotelik samochodowy PILOT, lekki rehabilitacyjny przestawny. Waży około 5 kg a maksymalna waga jego użytkownika to:

- tyłem: 0 to 10 kg
- przodem: 9 to 18 kg.

Jest to najlżejszy spośród samochodowych fotelików rehabilitacyjnych zwróconych tyłem do kierunku jazdy (**dla dzieci do 10kg wagi ciała**). **Jego codzienne użytkowanie jest bardzo proste.** Produkt zapewnia **bezpieczne oparcie i ochronę delikatnej główki dziecka**. Gdy dziecko jest już większe (powyżej 9 kg) wystarczy obrócić fotelik CO-PILOT przodem do kierunku jazdy. Różne pozycje siedzenia umożliwiają dziecku - zależnie od sytuacji - aktywność, odpoczynek lub sen. **Fotelik jest obszyty ciepłą i miękką tapicerką, posiada przewiewny pokrowiec**, który można całkowicie zdjąć i prać go w temperaturze 40 stopni. Fotelik można ustawić przodem do kierunku jazdy **w 3 wygodnych pozycjach do siedzenia i pozycji wypoczynkowej.**

Dużym atutem fotelika jest **jego lekkość**. Rodzice i opiekunowie z pewnością docenią możliwość przewożenia dziecka kilkoma pojazdami bez wyjmowania go z fotelika i bez konieczności dźwigania.

ŁATWY MONTAŻ

Wyposażenie rehabilitacyjne, w tym:

- poduszka odwodząca,
- podparcia biodrowe,
- zagłówek

Dostępne kolory tapicerki:

- szary
- czerwony
- niebieski
- zielony
- magenta

Wymiary i ciężar	THOMASHILFEN Co-Pilot
Głębokość fotelika	29.5 cm
Szerokość fotelika - przód	23.5 cm (20,5 cm z podparciami biodrowymi)
Szerokość fotelika - tył	20 cm (14.5 cm z podparciami biodrowymi)
Wysokość oparcia (fotelik)	51 cm
Wysokość ramion (prowadnica pasa)	19 / 25 / 31 cm /
Zakres odchylenia całego fotelika	tyłem do kierunku jazdy - 45° przodem do kierunku jazdy - 0° / 10° / 20°
Wymiary całkowite (szer. x wys. x gł.)	42 x 62,5 x 43 cm
Ciężar fotelika	ca. 5 kg
Maksymalna waga użytkownika	tyłem: 0 to 10 kg przodem: 9 to 18 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor fotelika: magenta , szary , czerwony , niebieski , zielony