

Dane aktualne na dzień: 28-08-2026 06:11

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/glowica-ultradzwiekowa-su-5-p-993.html>

Głowica ultradźwiękowa SU-5



Cena brutto	1 200,00 zł
Cena netto	1 111,11 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-EE-GU-SU-5

Opis produktu

Produkt z kategorii: **głowice ultradźwiękowe**

Głowica ultradźwiękowa posiada powierzchnię terapeutyczną 5cm². Maksymalna moc średnia głowicy wynosi 12,5W, natomiast szczytowa moc impulsu to 15W. Częstotliwość ultradźwięków to 1MHz lub 3,3MHz.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.