

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/gorset-ledzwiowo-krzyzowy-p-1074.html>



Gorset lędźwiowo-krzyżowy

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

**SM-TGO-C GLK 706/SM-
TGO-R GLK 70**

Opis produktu

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wykonany został z elastycznej tkaniny kompresyjnej - przestrzennej, która daje jednocześnie bardzo dobrą stabilizację oraz z trwałość i komfort użytkowania.

Gorset stosowany jest m.in. w celu odbarczenia korzeni nerwowych, stabilizacji kręgosłupa a także zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Gorset ma wysokość odpowiednią dla stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Produkowany jest w sześciu rozmiarach **S do XXXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Gorset dostępny jest w kolorze białym

Rozmiar gorsetu (obwód pasa):

S - 70 - 80 cm
M - 80 - 90 cm
L - 90 - 100 cm
XL - 100 - 110 cm
XXL - 110 - 120 cm
XXXL - 120 - 135 cm

Cechy gorsetu:

- wykonana z tkaniny kompresyjnej o wysokiej elastyczności
 - składa się z 3 części:
- materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep
 - elastycznych stałek odciążających i stabilizujących kręgosłup
 - regulowanych pasów dociągających pozwalających na dostosowanie miejsca i siły stabilizacji
-
- wykorzystanie tkaniny przestrzennej - idealna stabilizacja
 - wysokość gorsetu odpowiednia dla stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
 - trwały i komfortowy w użytkowaniu
 - znajduje zastosowanie w leczeniu dolegliwości bólowych
 - stosowany w celu odbarczenia korzeni nerwowych
 - dostępny w kolorze białym lub czarnym

-
- dostępne 6 rozmiarów (obwodów)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Gorset zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- dyskopatia
- procesy zapalne stawów kręgosłupa
- bóle przeciążeniowe
- zmiany zwyrodnieniowe
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni grzbietu
- w trakcie leczenia pooperacyjnego
- w czasie rehabilitacji pourazowej

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (obwód pasa): S - 70 - 80 cm , M - 80 - 90 cm , L - 90 - 100 cm , XL - 100 - 110 cm , XL - 100 - 110 cm , XXL - 110 - 120 cm , XXXL - 120 - 135 cm