

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/homedics-modulair-sr-cmc10h-opaska-kompresyjna-na-lydke-z-cieplem-p-3487.html>



HoMedics Modulair SR-CMC10H - opaska kompresyjna na łydkę z ciepłem

Cena brutto **159,00 zł**

Cena netto **129,27 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-DL-H-SR-CMC10H**

Opis produktu

HoMedics SR-CMC10H - opaska kompresyjna na łydkę z funkcją ciepła

HoMedics Modulair SR-CMC10H to opaska kompresyjna na łydkę przeznaczona do domowego masażu uciskowego. Łączy **kompresję powietrzną, funkcję ciepła, 4 programy masażu** oraz **5 poziomów intensywności**, dzięki czemu można dopasować działanie do własnych potrzeb i komfortu.

To praktyczne rozwiązanie dla osób, które odczuwają zmęczenie łydek po pracy stojącej, długim siedzeniu, spacerach, treningu, podróży lub intensywnym dniu. Opaska działa punktowo na łydkę, dlatego sprawdzi się wtedy, gdy nie potrzebujesz dużego masażera obejmującego całe nogi, ale chcesz skupić masaż dokładnie na miejscu, które najczęściej jest napięte i przeciążone.

Produkt dostępny z magazynu - szybka wysyłka bez oczekiwania na sprowadzenie towaru.

Ważne: opaska wymaga sterownika HoMedics Modulair

HoMedics SR-CMC10H nie działa samodzielnie. Jest to opaska do systemu HoMedics Modulair, dlatego do jej uruchomienia wymagany jest **sterownik HoMedics Modulair SR-CMX10**. Sterownik zasila opaskę, umożliwia wybór programu masażu, poziomu intensywności oraz obsługę funkcji ciepła.

Jeżeli masz już sterownik Modulair, możesz kupić samą opaskę i rozbudować swój zestaw. Jeżeli kupujesz pierwszy produkt z tej serii, wybierz opcję ze sterownikiem lub sprawdź kompletny zestaw do masażu łydek.

[Zobacz sterownik HoMedics Modulair SR-CMX10 wymagany do działania opaski](#)

[Sprawdź kompletny zestaw HoMedics Modulair do masażu łydek](#)

Dlaczego warto wybrać opaskę kompresyjną HoMedics SR-CMC10H?

- **Masaż kompresyjny łydki** - rytmiczny ucisk powietrzny daje przyjemne odczucie rozluźnienia i pracy na zmęczonym obszarze nogi.
- **Funkcja ciepła** - delikatne podgrzewanie zwiększa komfort masażu i pomaga stworzyć warunki do odpoczynku po aktywnym dniu.
- **4 programy masażu** - możliwość wyboru trybu pracy w zależności od preferencji użytkownika.

- **5 poziomów intensywności** – od delikatniejszego ucisku po bardziej wyraźną kompresję.
- **Regulowane zapięcie na rzep** – szybkie zakładanie i stabilne dopasowanie opaski do łydki.
- **Kompaktowa forma** – opaska zajmuje mniej miejsca niż klasyczny masażer do nóg.
- **System Modulair** – jeden sterownik może współpracować z różnymi kompatybilnymi opaskami HoMedics.
- **Szybka wysyłka z magazynu SaleMED** – produkt dostępny od ręki.

Dla kogo jest masażer kompresyjny na łydkę HoMedics?

Opaska HoMedics SR-CMC10H sprawdzi się u osób, które chcą zadbać o komfort łydek w domu, bez dużego urządzenia i bez skomplikowanej obsługi. To dobry wybór dla osób pracujących na stojąco, dużo chodzących, trenujących, spędzających wiele godzin przy biurku lub często podróżujących.

Produkt może być używany jako element domowego relaksu po pracy, wieczornej rutyny odpoczynku lub regeneracji po aktywności fizycznej. Dzięki regulacji intensywności można zacząć od łagodniejszego programu i stopniowo dopasować ucisk do własnego komfortu.

Opaska na łydkę zamiast dużego masażera do nóg

Nie każdy potrzebuje pełnego masażera obejmującego stopy, łydki i uda. W wielu sytuacjach wystarczy urządzenie, które działa punktowo na łydkę – szczególnie wtedy, gdy to właśnie ta część nogi jest najbardziej zmęczona po całym dniu.

HoMedics SR-CMC10H jest lekki, kompaktowy i łatwy w przechowywaniu. Można go szybko założyć, uruchomić i korzystać z masażu w domu, podczas odpoczynku na kanapie lub po treningu. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć masażer zawsze pod ręką, ale nie chcą przechowywać dużego sprzętu.

Jak działa kompresja powietrzna?

Kompresja powietrzna polega na rytmicznym napełnianiu i opróżnianiu komór powietrznych w opasce. Użytkownik odczuwa wtedy powtarzalny ucisk na łydce, który daje wrażenie masażu i pomaga odprężyć zmęczony obszar nogi.

W połączeniu z funkcją ciepła masaż staje się bardziej komfortowy, szczególnie po dniu, w którym nogi były długo obciążone. Możliwość wyboru programu i intensywności pozwala dopasować działanie do aktualnego samopoczucia.

System HoMedics Modulair – jeden sterownik, kilka możliwości

Seria HoMedics Modulair została zaprojektowana modułowo. Oznacza to, że kompatybilne opaski mogą współpracować z jednym sterownikiem. Dzięki temu można zacząć od jednej opaski, a później rozbudować zestaw o kolejne elementy z tej samej linii.

Jeżeli zależy Ci głównie na masażu łydki, model SR-CMC10H będzie dobrym wyborem. Jeżeli chcesz kupić urządzenie gotowe do użycia od razu po rozpakowaniu, wybierz kompletny zestaw z kontrolerem.

[Zobacz gotowy zestaw do masażu łydek HoMedics Modulair ze sterownikiem](#)

Kiedy warto kupić samą opaskę SR-CMC10H?

Samą opaskę HoMedics SR-CMC10H warto wybrać wtedy, gdy masz już sterownik HoMedics Modulair SR-CMX10 i chcesz rozbudować swój system o masaż łydki. To także dobre rozwiązanie, jeśli chcesz wymienić lub dobrać dodatkową opaskę do posiadanego zestawu.

Jeżeli nie masz jeszcze sterownika, sama opaska nie będzie działać. W takiej sytuacji lepiej dobrać sterownik osobno lub od razu kupić kompletny zestaw HoMedics Modulair do masażu łydek.

Najważniejsze parametry HoMedics SR-CMC10H

Model	HoMedics Modulair SR-CMC10H
Typ produktu	opaska kompresyjna / masażer kompresyjny na łydkę
Rodzaj masażu	kompresja powietrzna
Programy masażu	4 programy
Poziomy intensywności	5 poziomów
Funkcja ciepła	tak
Mocowanie	regulowane paski na rzep
Kolor	szary
Wymiary	15 × 30 × 8 cm
Waga	ok. 350 g
Wymagany sterownik	HoMedics Modulair SR-CMX10 – sprzedawany osobno

Co znajduje się w zestawie?

- opaska kompresyjna na łydkę HoMedics Modulair SR-CMC10H,
- skrócona instrukcja obsługi.

Uwaga: sterownik HoMedics Modulair SR-CMX10 nie jest częścią podstawowego zestawu opaski. Sterownik można dokupić osobno lub wybrać gotowy zestaw do masażu łydek.

Dlaczego warto kupić HoMedics SR-CMC10H w SaleMED?

- **Produkt dostępny od ręki** – szybka wysyłka z magazynu, bez długiego oczekiwania.
- **Jasna informacja o kompatybilności** – od razu wiesz, czy potrzebujesz samej opaski, sterownika czy pełnego zestawu.
- **Możliwość dobrania sterownika** – możesz skompletować system HoMedics Modulair zgodnie z potrzebami.
- **Zakup w polskim sklepie** – wygodny kontakt, faktura VAT i obsługa zamówienia w Polsce.
- **Pomoc w wyborze** – możesz zapytać, czy lepsza będzie sama opaska, sterownik czy gotowy zestaw.

[Zobacz również masażery limfatyczne i urządzenia do presoterapii](#)

[Sprawdź także masażery do stóp i łydek](#)

FAQ – najczęstsze pytania

Czy opaska HoMedics SR-CMC10H działa bez sterownika?

Nie. Opaska kompresyjna HoMedics SR-CMC10H wymaga sterownika HoMedics Modulair SR-CMX10. Sterownik zasila opaskę i umożliwia wybór programu masażu, poziomu intensywności oraz funkcji ciepła.

Czy sterownik jest w zestawie?

Nie. W podstawowym zestawie znajduje się opaska kompresyjna na łydkę oraz skrócona instrukcja obsługi. Sterownik HoMedics Modulair SR-CMX10 jest sprzedawany osobno.

Kiedy wybrać samą opaskę, a kiedy zestaw ze sterownikiem?

Samą opaskę wybierz wtedy, gdy masz już sterownik HoMedics Modulair. Jeżeli kupujesz pierwszy produkt z tej serii, wybierz sterownik osobno lub gotowy zestaw do masażu łydek.

Dla kogo jest opaska kompresyjna na łydkę?

Opaska jest przeznaczona dla osób, które chcą zadbać o komfort łydek po pracy stojącej, długim siedzeniu, spacerach, treningu lub podróży. Sprawdzi się jako element domowego relaksu i regeneracji nóg.

Czy opaska pasuje na lewą i prawą łydkę?

Tak. Opaska może być używana na wybranej łydce. Regulowane paski na rzep pozwalają dopasować ją do nogi i stabilnie utrzymać podczas masażu.

Czym HoMedics SR-CMC10H różni się od dużego masażera do nóg?

HoMedics SR-CMC10H działa punktowo na łydkę i jest częścią systemu Modulair. Zamiast dużego urządzenia na całe nogi otrzymujesz kompaktową opaskę, którą można rozbudować o inne kompatybilne elementy.

Czy produkt jest wyrobem medycznym?

Produkt służy do masażu, relaksu i poprawy komfortu w warunkach domowych. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnostyki ani terapii prowadzonej przez specjalistę. W przypadku chorób układu krążenia, zakrzepicy, obrzęków niewiadomego pochodzenia, stanów zapalnych, ciąży lub innych problemów zdrowotnych należy skonsultować użycie z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup sterownik Modulair: Nie , Tak (+ 239,00 zł)