

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/hydrauliczna-wozkowanna-p-3260.html>

Hydrauliczna wózkowanna



Cena brutto	11 200,00 zł
Cena netto	10 370,37 zł
Czas wysyłki	3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-INW-WTK-C213 EVO AT

Opis produktu

Hydrauliczna wózkowanna - idealne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

Wózek transportowo-kąpielowy, nazywany także wózkowanną, to innowacyjne urządzenie, które łączy funkcje łóżka kąpielowego i wanny. Stworzony specjalnie z myślą o komforcie i bezpieczeństwie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i neurologicznymi, umożliwia łatwą i bezpieczną kąpiel w pozycji leżącej. Dzięki solidnej konstrukcji i hydraulicznej regulacji wysokości, korzystanie z niego jest proste zarówno dla pacjentów, jak i opiekunów.

Główne cechy i zalety wózkowanny:

- **Stabilna konstrukcja:** Wykonana ze stali standardowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.
- **Wanna z PCV:** Wyposażona w wygodną poduszkę oraz odpływ, zapewniając pełen komfort użytkownika.
- **Hydrauliczna regulacja wysokości:** Pozwala dostosować łóżko kąpielowe do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- **Bezpieczne koła skrętne:** Z indywidualną blokadą, ułatwiają manewrowanie wózkiem transportowym nawet w ciasnych przestrzeniach.

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita 73 cm
- Długość całkowita 209,5 cm
- Wysokość całkowita 87-125,5 cm
- Szerokość dna wanny 56 cm
- Długość dna wanny 186 cm
- Wysokość do dna wanny 54,5-93 cm
- Waga 70 kg
- Obciążenie dopuszczalne 180 kg
- Pozycja Trendelenburga 0-6°
- Pozycja anty-Trendelenburga 0-10°
- Średnica kół 20 cm

Zastosowanie wózkowanny:

To łóżko kąpielowe dla niepełnosprawnych idealnie sprawdza się w szpitalach, domach opieki oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Umożliwia wygodne mycie osób obłożnie chorych oraz tych, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z tradycyjnych wanien czy pryszniców. Funkcja transportowa oraz możliwość ustawienia **w pozycji Trendelenburga** zwiększają wszechstronność tego rozwiązania.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.