

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/inhalator-do-nebulizacji-kompresyjny-p-2422.html>



## Inhalator do nebulizacji kompresyjny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>125,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>115,74 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-405B</b> |

### Opis produktu

#### INHALATOR DO NEBULIZACJI KOMPRESYJNY

Jest to nowego typu urządzenie medyczne, które służy do skutecznej inhalacji układu oddechowego przez wdychanie rozpylanych płynów. Inhalator stosowany jest przy leczeniu astmy, przewlekłych chorób płuc oraz innych schorzeń układu oddechowego. Atutem nebulizatora jest jego niewielki rozmiar, niska waga oraz cicha i płynna praca. W zestawie zawiera maskę dla osoby dorosłej i dziecka, zawiera on również ustnik.

#### Cechy inhalatora:

- do leczenia przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych
- do leczenia nawracającego zapalenia zatok przynosowych
- do leczenia zapalenia oskrzeli
- do leczenia przewlekłej obturacji płuc
- do leczenia astmy oskrzelowej
- do leczenia innych chorób układu oddechowego
- idealny dla dorosłych i dzieci
- zawiera maskę dla dorosłych i dzieci
- zawiera ustnik
- cicha i płynna praca
- niewielkich rozmiarów
- mała waga
- nowoczesny wygląd

#### Dane techniczne:

- zasilanie AC: 220V+/-10%, wyjście DC 12V
- wydajność: max 0,2 ml/min
- max ciśnienie kompresyjne:  $\geq 0,1$ MPa
- max przepływ:  $\geq 3,5$ /min
- poziom hałasu:  $\leq 55$ dB
- wymiary: 145 x 80 x 56 mm
- waga: 0,25 kg

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.