


Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kabina-ugul-do-cwiczen-i-zawieszen-z-przewieszka-i-drabinka-pd-p-1710.html>



Kabina UGUL do ćwiczeń i zawieszeń z przewieszką i drabiną PD

Cena brutto	4 853,00 zł
Cena netto	4 493,52 zł
Czas wysyłki	3 - 4 tygodnie

Opis produktu

UGUL - Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, nazywany jest często kabiną do ćwiczeń i rehabilitacji. Przyrząd ten stosowanym jest w kinezyterapii indywidualnej, a przeprowadzane ćwiczenia mają na celu utrzymanie ruchomości i elastyczności w stawach, zwiększenie siły mięśni oraz poprawa sprawności fizycznej.

Kinezyterapia z zastosowaniem kabiny UGUL ma istotne znaczenie w przypadku pacjentów z poważnymi chorobami i urazami, a także z wrodzonymi dysfunkcjami ruchowymi. W przypadku tych drugich kinezyterapia daje możliwość odzyskania sprawności lub nabycia umiejętności, które pozwolą na większą samodzielność w życiu codziennym.

Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) został zaprojektowany z myślą o zakładach rehabilitacyjnych. Wykonywać można w niej podwieszenia całkowite lub częściowe, wyciąg w pozycji Perschl'a, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia w odciążeniu z oporem i ćwiczenia z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego.

Specjalna konstrukcja kabiny UGUL oraz oprzyrządowanie stanowi idealne stanowisko pracy rehabilitanta. Przy użyciu Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego, stołu do rehabilitacji i odpowiedniego osprzętu rehabilitant może przeprowadzać kinezyterapię indywidualną z kilkoma pacjentami jednocześnie.

Konstrukcję prezentowanej kabiny tworzy osiem prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Atutem sprzętu jest przewieszka, którą montuje się z jednej strony kabiny i drabinę.

Cechy UGUL (Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego):

- stosowana do ćwiczeń i zawieszeń,
- przeznaczona dla pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi i neurologicznymi,
- może być stosowana przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza,
- zbudowana z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach,
- wyposażona w przewieszkę montowaną z jednej strony do kabiny oraz drabinę,
- ramy kraty wykonane z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi,
- produkt solidny i trwały,
- malowany proszkowo na kolor biały,
- możliwość stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

Dane techniczne:

- Szerokość: 400 cm,
- Wysokość: 200 cm,
- Głębokość: 200 cm,
- Waga: 143 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Osprzęt do UGUL: brak , Osprzęt do UGULa - zestaw minimum (53elementy) (+ 1 350,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw podstawowy (69elementów) (+ 1 600,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standardowy (82elementy) (+ 2 150,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standard II (71 elementów) (+ 1 950,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów) (+ 2 550,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw pełny (133elementy) (+ 2 900,00 zł)