

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kabina-ugul-p-111.html>

Kabina UGUL



Cena brutto	3 900,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 611,11 zł
------------	--------------------

Czas wysyłki	3-5 dni
--------------	----------------

Numer katalogowy	SM-T-UGUL
------------------	------------------

Opis produktu

Kabina UGUL – profesjonalne rozwiązanie do kinezyterapii i rehabilitacji

Kabina UGUL, znana również jako klatka UGUL, to nowoczesne urządzenie wykorzystywane w kinezyterapii do rehabilitacji narządów ruchu. Dzięki solidnej, stalowej konstrukcji oraz precyzyjnemu wykonaniu, kabina ta zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

Zastosowanie kabiny UGUL

Kabina do ćwiczeń i zawieszek znajduje szerokie zastosowanie w terapii pacjentów z dysfunkcjami ruchowymi. Jest nieodzownym elementem wyposażenia placówek rehabilitacyjnych, klinik oraz szpitali, umożliwiając wykonywanie szerokiego zakresu ćwiczeń, takich jak:

- ✓ Ćwiczenia w odciążeniu mięśni kończyn dolnych i górnych,
- ✓ Ćwiczenia z oporem wspomagające rozwój siły mięśniowej,
- ✓ Podwieszenia całkowite stosowane w rehabilitacji neurologicznej,
- ✓ Ćwiczenia samowspomagane, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta,
- ✓ Terapia przy użyciu systemu bloczkowo-ciężarkowego, który umożliwia stopniowe obciążanie mięśni.

Kabina UGUL znajduje zastosowanie zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej, co czyni ją niezwykle funkcjonalnym narzędziem w leczeniu i usprawnianiu pacjentów.

Specyfikacja techniczna UGUL

- Wymiary: 203 cm (wysokość) x 200 cm (długość) x 200 cm (szerokość)
- Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7035 (bardzo jasny szary)
- Siatka: pręty boczne o średnicy 6 mm, sufitowe – 7 mm
- Wymiary oczek kratownicy: 10 x 6 cm
- Maksymalne obciążenie: 200 kg
- Waga urządzenia: 160 kg

Dlaczego warto wybrać kabinę UGUL?

- Bezpieczeństwo i stabilność – solidna, stalowa konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność,
- Wszechstronność zastosowania – idealna do kinezyterapii i rehabilitacji ruchowej,
- Ergonomiczny design – precyzyjne wykonanie gwarantuje komfort użytkowania,
- Możliwość dostosowania – kompatybilność z różnymi systemami wyciągów z bloczkami oraz ciężarkami.

Kabina UGUL to niezbędne wyposażenie każdego ośrodka rehabilitacyjnego, pomagające pacjentom w powrocie do sprawności ruchowej. Jeśli szukasz sprzętu najwyższej jakości, spełniającego najwyższe standardy, UGUL będzie idealnym wyborem.

Zainwestuj w profesjonalne rozwiązanie dla zdrowia i rehabilitacji!

Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2, lakierowana proszkowo. Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm.

Zastosowanie Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego UGUL:

Kabiny stosuje się głównie na oddziałach rehabilitacji , w lecznictwie zamkniętym.

- do ćwiczenia w odciążeniu mięśni kończyn górnych i dolnych,
- do ćwiczenia w odciążeniu z oporem kończyn górnych i mięśni kończyn dolnych,
- do ćwiczenia w odciążeniu mięśni głowy i szyi,
- do ćwiczenia oporowych mięśni głowy i szyi,
- do ćwiczenia oporowych wybranych grup mięśniowych w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych,
- do ćwiczenia samowspomaganych kończyn górnych.
- dają możliwość wykonania podwieszenia całkowitego.

Wymiary poszczególnych części / pół kraty UGUL:

- Pole nr 2 i 6: 194 x 97 x 3cm
- Pole nr 3,4,5,7: 197 x 97 x 3cm
- Pole nr 1 i 10: 197 x 100 x 3cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Osprzęt do UGUL: brak , Osprzęt do UGULa - zestaw minimum (53elementy) (+ 1 350,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw podstawowy (69elementów) (+ 1 600,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standardowy (82elementy) (+ 2 150,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standard II (71 elementów) (+ 1 950,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów) (+ 2 550,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw pełny (133elementy) (+ 2 900,00 zł)