

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kabina-ugul-podwojna-p-1711.html>

Kabina UGUL - podwójna



Cena brutto	6 770,00 zł
Cena netto	6 268,52 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-UGUL-KP

Opis produktu

Kabina UGUL Podwójna - Idealne Rozwiązanie do Ćwiczeń Rehabilitacyjnych

Kabina UGUL podwójna to profesjonalne urządzenie przeznaczone do wykonywania różnorodnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, takich jak ćwiczenia samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynne z oporem oraz ćwiczenia z wykorzystaniem systemów wyciągów z bloczkami i ciężarkami. Dzięki swojej uniwersalności, kabina UGUL stanowi niezbędne wyposażenie w gabinetach fizjoterapii, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz klinikach specjalizujących się w leczeniu schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Kluczowe Zalety Kabiny UGUL Podwójnej:

- **Wszechstronność:** Kabina umożliwia prowadzenie różnorodnych terapii, w tym ćwiczeń z oporem, co przyspiesza proces usprawniania pacjentów.
- **Trwałość:** Wykonana z wysokiej jakości kształtowników zamkniętych 30x30x2 mm, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL7035 (bardzo jasny szary), zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w intensywnie użytkowanych warunkach.
- **Bezpieczeństwo:** Okratowanie z prętów o średnicy 6 mm (ściany boczne) i 7 mm (sufit) oraz oczkach o wymiarach 10x6 cm gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
- **Możliwość Rozbudowy:** Kabina może być wyposażona w dodatkowe przyrządy do kinezyterapii, co zwiększa jej funkcjonalność.

Kabina UGUL, dane techniczne:

- **Szerokość:** 400 cm
- **Wysokość:** 200 cm
- **Głębokość:** 200 cm
- **Waga:** 143 kg

Kabina UGUL podwójna to doskonałe rozwiązanie dla fizjoterapeutów i ośrodków rehabilitacyjnych, które poszukują niezawodnego i funkcjonalnego sprzętu do prowadzenia terapii. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, kabina UGUL wspiera efektywne usprawnianie pacjentów z różnymi schorzeniami.

Dlaczego warto wybrać Kabinę UGUL Podwójną?

- **Unikalna Konstrukcja:** Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, kabina UGUL łączy w sobie trwałość, funkcjonalność i ergonomię.
- **Skuteczność Terapii:** Dzięki możliwości wykonywania różnorodnych ćwiczeń, kabina UGUL przyspiesza proces rehabilitacji i poprawia komfort pacjentów.
- **Łatwość Montażu:** Solidna konstrukcja (143 kg).

Jeśli szukasz niezawodnego sprzętu do rehabilitacji, kabina UGUL podwójna to idealny wybór. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zamówić produkt już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Osprzęt do UGUL: brak , Osprzęt do UGULa - zestaw minimum (53elementy) (+ 1 350,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw podstawowy (69elementów) (+ 1 600,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standardowy (82elementy) (+ 2 150,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standard II (71 elementów) (+ 1 950,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów) (+ 2 550,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw pełny (133elementy) (+ 2 900,00 zł)