

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kabina-ugul-z-drewniana-drabinka-p-110.html>



Kabina UGUL z drewnianą drabinką

Cena brutto	4 210,00 zł
Cena netto	3 898,15 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-UGUL-D

Opis produktu

Kabina UGUL z drabinką - profesjonalne rozwiązanie do rehabilitacji

Kabina UGUL to niezastąpione narzędzie w nowoczesnej rehabilitacji. Wyposażona w **drewnianą drabinę**, umożliwia szeroki zakres ćwiczeń terapeutycznych – od **ćwiczeń samowspomaganych**, przez **terapię w odciążeniu**, aż po **ćwiczenia z oporem** z użyciem blochków i ciężarków. Jest wykorzystywana w kinezyterapii do usprawniania pacjentów z problemami **ortopedycznymi i neurologicznymi**.

Specyfikacja kabiny UGUL:

- ✓ **Wymiary:** 200 x 200 x 200 cm (wysokość)
- ✓ **Kolor:** RAL7035 (bardzo jasny szary)
- ✓ **Materiał drabinki:** drewno bukowe

Dlaczego warto wybraćabinę UGUL?

- ✓ Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta
- ✓ Wspomaga proces rehabilitacji i zwiększa efektywność ćwiczeń
- ✓ Solidna konstrukcja zapewniająca trwałość i bezpieczeństwo
- ✓ Idealna do gabinetów fizjoterapeutycznych i ośrodków rehabilitacyjnych

Nasza **kabina do rehabilitacji UGUL** to gwarancja jakości i skuteczności terapii. Sprawdź, jak może pomóc w procesie leczenia!

Zastosowanie Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego UGUL:

Kabinę stosuje się głównie na oddziałach rehabilitacji , w lecznictwie zamkniętym.

-
- do ćwiczenia w odciążeniu mięśni kończyn górnych i dolnych,
 - do ćwiczenia w odciążeniu z oporem kończyn górnych i mięśni kończyn dolnych,
 - do ćwiczenia w odciążeniu mięśni głowy i szyi,
 - do ćwiczenia oporowych mięśni głowy i szyi,
 - do ćwiczenia oporowych wybranych grup mięśniowych w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych,
 - do ćwiczenia samowspomaganych kończyn górnych.
 - dają możliwość wykonania podwieszenia całkowitego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Osprzęt do UGUL: brak , Osprzęt do UGULa - zestaw minimum (53elementy) (+ 1 350,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw podstawowy (69elementów) (+ 1 600,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standardowy (82elementy) (+ 2 150,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standard II (71 elementów) (+ 1 950,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów) (+ 2 550,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw pełny (133elementy) (+ 2 900,00 zł)