

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kaczki-medyczne-stojak-p-3439.html>

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki skośne

Cena brutto	4 526,00 zł
Cena netto	3 679,67 zł
Cena poprzednia	4 780,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WS-01/5
Kod producenta	SM-TMBY-WS

Opis produktu

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki skośne — stal kwasoodporna 0H18N9

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki skośne to specjalistyczny regał szpitalny przeznaczony do przechowywania kaczek medycznych, basenów szpitalnych, misek oraz pokrywek. Kompaktowa szerokość 600 mm sprawia, że model dobrze sprawdza się w brudownikach, oddziałach szpitalnych, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zapleczach sanitarnych, gdzie ważna jest dobra organizacja wyposażenia przy ograniczonej ilości miejsca.

Model ma praktyczny układ **3+2**, czyli **3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki**. Dzięki temu baseny, kaczki medyczne i miski można przechowywać oddzielnie od pokrywek, co ułatwia utrzymanie porządku i szybkie pobieranie potrzebnych elementów przez personel.

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To solidne rozwiązanie do pomieszczeń medycznych i sanitarnych, w których wyposażenie jest intensywnie użytkowane, regularnie czyszczone i narażone na kontakt z wilgocią. Półki prętowe mogą być mocowane **skośnie lub prosto**, zależnie od wybranego wariantu.

Produkt znajduje się w kategorii [regaly na kaczki i baseny](#). Jeżeli kompletujesz wyposażenie oddziału, brudownika lub zaplecza sanitarnego, sprawdź także pozostałe [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Najważniejsze cechy regału 600 mm 3+2

- **układ 3+2** — 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki,
- **szerokość 600 mm** — kompaktowy format do brudownika, oddziału i zaplecza sanitarnego,
- **półki prętowe** — praktyczne przechowywanie basenów, kaczek medycznych, misek i pokrywek,
- **możliwość mocowania półek prosto lub skośnie** — dopasowanie do sposobu pracy personelu,
- **wykonanie ze stali kwasoodpornej 0H18N9** — trwała konstrukcja do placówek medycznych,
- **wymiary 600 x 400 x 1800 mm** — szerokość x głębokość x wysokość,
- **opcja regału na kołach 100 mm K8.6** — wariant dodatkowo płatny,
- **wysokość wersji na kołach: 1915 mm.**

Dane techniczne

Nazwa produktu	Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 półki skośne
Przeznaczenie	kaczki medyczne, baseny szpitalne, miski, pokrywki

Układ półek	3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
Rodzaj półek	półki prętowe
Mocowanie półek	prosto lub skośnie, zgodnie z wybraną opcją
Konfiguracja modelu	600 mm, układ 3+2, półki prętowe skośnie
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary standardowe	600 x 400 x 1800 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Opcja dodatkowa	regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6
Wysokość regału na kołach	1915 mm

Czym wyróżnia się regał 600 mm 3+2?

Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+2 został zaprojektowany do wygodnego przechowywania nie tylko basenów szpitalnych, kacek medycznych i misek, ale również pokrywek. W praktyce oznacza to lepsze uporządkowanie wyposażenia w brudowniku, oddziale lub zapleczu sanitarnym, ponieważ pokrywki mają osobne półki i nie muszą być odkładane razem z basenami czy miskami.

Układ **3 półek na miski i baseny oraz 2 półek na pokrywki** sprawia, że ten model jest bardziej funkcjonalny niż podstawowe regały 600 mm 3+1. To dobry wybór dla placówek, które chcą zachować porządek, szybki dostęp do wyposażenia sanitarnego oraz wyraźny podział miejsca na baseny, kaczki i pokrywki.

Półki skośne czy proste?

Producent przewiduje możliwość mocowania półek **prosto lub skośnie**. Wariant z półkami skośnymi jest praktyczny wtedy, gdy personel często pobiera i odkłada baseny, kaczki medyczne oraz miski. Skośne ustawienie może ułatwiać dostęp do przechowywanych elementów i poprawiać organizację pracy w pomieszczeniu.

Wariant z półkami prostymi będzie odpowiedni tam, gdzie placówka preferuje klasyczne, poziome ustawienie przechowywanego wyposażenia. Dzięki możliwości wyboru sposobu mocowania półek regał można dopasować do układu pomieszczenia i przyzwyczajęń personelu.

Porównanie z innymi regałami na kaczki i baseny

Wariant regału	Najlepsze zastosowanie	Najważniejsza różnica
600 mm 3+2 półki skośne	kompaktowy regał z osobnym miejscem na pokrywki	3 półki na miski i baseny + 2 półki na pokrywki
600 mm 3+1 półki skośne	mniejszy regał o prostszej konfiguracji	układ 3+1 zamiast 3+2
600 mm 3+1 półki proste	kompaktowy regał z poziomymi półkami	półki proste i układ 3+1
800 mm 3+1 półki skośne	szerszy regał do większego zaplecza	większa szerokość, ale inny układ półek
800 mm 3+1 półki proste	szerszy wariant z prostym ustawieniem półek	większy format i układ 3+1
1000 mm 3+1 półki skośne	większe oddziały i pomieszczenia z większą liczbą akcesoriów	najszerszy wariant skośny, ale bez układu 3+2
1000 mm 3+1 półki proste	duże zaplecza sanitarne i większe placówki	najszerszy wariant prosty w układzie 3+1

Pełną serię produktów można porównać w kategorii [regały na kaczki i baseny](#). Przy wyborze warto zwrócić uwagę na

szerokość regału, liczbę półek, sposób ich mocowania oraz to, czy w placówce potrzebne jest osobne miejsce na pokrywki.

Zastosowanie w brudowniku, oddziale i domu opieki

Regał 600 mm 3+2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie baseny szpitalne, kaczki medyczne, miski i pokrywki muszą być przechowywane w uporządkowany sposób. To praktyczne wyposażenie do brudowników, oddziałów szpitalnych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, sanatoriów oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Dzięki osobnym półkom na pokrywki personel może szybciej znaleźć potrzebny element i łatwiej utrzymać stały porządek na regale. Kompaktowa szerokość 600 mm pozwala zastosować model także w mniejszych pomieszczeniach, gdzie większy regał 800 mm lub 1000 mm byłby mniej wygodny.

Stal kwasoodporna 0H18N9 do wyposażenia medycznego

Konstrukcja regału została wykonana ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, gdzie liczy się trwałość, odporność na intensywne użytkowanie oraz łatwe utrzymanie czystości. Stal kwasoodporna dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których wyposażenie jest regularnie myte i użytkowane przez personel medyczny.

Jeżeli wyposażasz większe zaplecze placówki, warto połączyć ten regał z innymi produktami z działu [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), takimi jak regały, stoliki zabiegowe, stoły robocze, kosze, stojaki i wyposażenie pomocnicze do pomieszczeń medycznych oraz technicznych.

Opcja regału na kołach 100 mm K8.6

W standardowej wersji regał ma wysokość **1800 mm**. Dostępna jest również opcja dodatkowo płatna: **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczenie **K8.6**. W przypadku wersji na kołach wysokość regału wynosi **1915 mm**.

Regał na kołach będzie dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy wyposażenie ma być okresowo przesuwane w obrębie brudownika, oddziału lub zaplecza sanitarnego. Wariant bez kół sprawdzi się natomiast w miejscach, w których regał ma stać w jednej, stałej lokalizacji.

FAQ — najczęstsze pytania

Czym ten regał różni się od modelu 600 mm 3+1?

Ten model ma układ **3+2**, czyli 3 półki na miski i baseny oraz 2 półki na pokrywki. Warianty 600 mm 3+1 mają prostszą konfigurację i nie mają takiego samego podziału miejsca na baseny, miski oraz pokrywki.

Czy regał jest przeznaczony do basenów szpitalnych?

Tak. Regał jest przeznaczony do przechowywania basenów szpitalnych, kacek medycznych, misek oraz pokrywek w placówkach medycznych, domach opieki i pomieszczeniach brudownikowych.

Czy półki mogą być mocowane prosto lub skośnie?

Tak. Producent przewiduje możliwość mocowania półek prosto lub skośnie. Wariant skośny ułatwia dostęp do przechowywanych elementów, a wariant prosty sprawdzi się tam, gdzie placówka preferuje klasyczne ustawienie półek.

Z jakiej stali wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. To materiał stosowany w wyposażeniu medycznym i sanitarnym, szczególnie tam, gdzie ważna jest trwałość i łatwe utrzymanie czystości.

Czy regał nadaje się do brudownika?

Tak. Regał dobrze sprawdzi się w brudowniku, oddziale szpitalnym, domu opieki, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, hospicjum lub ośrodku rehabilitacyjnym.

Czy można zamówić regał na kołach?

Tak. Dostępna jest opcja dodatkowo płatna: regał na kołach o średnicy 100 mm, oznaczenie K8.6. Wysokość regału w wersji na kołach wynosi 1915 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wersję regału: Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące