

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kaczki-szpitalne-regal-p-3433.html>

## Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 874,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>3 149,59 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>4 320,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-WS-01/4</b> |
| Kod producenta   | <b>SM-TMBY-WS</b>      |

### Opis produktu

#### Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki – prętowy regał sanitarny ze stali 0H18N9

**Regał na kaczki i baseny 600 mm 3+1 półki** to kompaktowy, prętowy regał sanitarny przeznaczony do uporządkowanego odkładania, ociekania i przechowywania kacek sanitarnych, basenów sanitarnych, misek oraz pokrywek. Model ma **3 skośne półki prętowe na miski i baseny** oraz **1 osobną półkę na pokrywki**, dzięki czemu pomaga zachować porządek w brudowniku, pomieszczeniu sanitarnym, łazience oddziałowej lub zapleczu pielęgniarskim.

Produkt jest przeznaczony do **szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, oddziałów opiekuńczych i placówek medycznych**, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie. Szerokość **600 mm** sprawia, że regał dobrze sprawdzi się także w mniejszych brudownikach i zapleczach sanitarnych, gdzie liczy się funkcjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

#### Regał prętowy na baseny, kaczki, miski i pokrywki

Ten model różni się od ściennych stojaków z haczykami, ponieważ został wyposażony w **skośnie mocowane półki prętowe**. Taka konstrukcja ułatwia odkładanie basenów, misek i kacek po myciu, wspiera ociekanie oraz pomaga ograniczyć przypadkowe ustawianie wyposażenia sanitarnego na blatach, parapetach, podłodze lub zwykłych półkach magazynowych.

Produkt należy do grupy [regaly na kaczki i baseny](#), ale jego główną przewagą jest układ **3+1 półki**, kompaktowy wymiar 600 x 400 x 1800 mm oraz możliwość wyboru wersji na kołach. To praktyczny regał na wyroby sanitarne do placówek, które potrzebują stabilnego rozwiązania z półkami, a nie samego wieszaka na kaczki.

#### 3 półki na miski i baseny oraz osobna półka na pokrywki

Regał został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy personelu medycznego i opiekuńczego. Trzy półki na miski i baseny pozwalają uporządkować większą liczbę elementów, a osobna półka na pokrywki ułatwia ich rozdzielenie i szybkie odnalezienie potrzebnego wyposażenia. Dzięki temu pomieszczenie sanitarne jest bardziej uporządkowane, a personel ma stałe miejsce na odkładanie elementów po myciu.

Skośny układ półek prętowych jest szczególnie przydatny tam, gdzie regał pełni funkcję organizera i miejsca do ociekania. To mocniejsza alternatywa dla zwykłej półki gospodarczej, ponieważ produkt jest dopasowany do przechowywania wyposażenia sanitarnego używanego przy opiece nad pacjentami.

## Model 600 mm do mniejszych brudowników i zapleczy sanitarnych

Szerokość 600 mm sprawia, że regał dobrze pasuje do pomieszczeń, w których nie ma miejsca na duże stojaki ścienne lub szerokie regały magazynowe. Można go wykorzystać w brudowniku szpitalnym, łazience oddziałowej, pomieszczeniu gospodarczym, domu opieki, DPS, ZOL albo hospicjum.

Jeżeli placówka potrzebuje regału na baseny i kaczki, który zajmuje mniej miejsca, a jednocześnie pozwala rozdzielić miski, baseny i pokrywki, ten model 600 mm będzie bardzo praktycznym wyborem. To produkt do uporządkowania wyposażenia sanitarnego bez nadmiernego zajmowania przestrzeni roboczej.

## Stal kwasoodporna 0H18N9 – wykonanie do placówek medycznych

Regał wykonano w całości ze **stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9**. To ważne w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie wyposażenie ma kontakt z wilgocią, środkami myjącymi oraz częstą eksploatacją. Konstrukcja prętowa ułatwia utrzymanie porządku i zapewnia lepszy przepływ powietrza wokół odkładanych elementów.

Przy kompletowaniu zaplecza sanitarnego warto sprawdzić także inne [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#), które ułatwiają organizację pracy w szpitalach, DPS, ZOL, hospicjach i domach opieki.

## Najważniejsze zalety regału na kaczki i baseny 600 mm

- kompaktowa szerokość 600 mm – dobry wybór do mniejszych pomieszczeń sanitarnych,
- 3 półki na miski i baseny sanitarne,
- 1 osobna półka na pokrywki,
- półki prętowe mocowane skośnie,
- wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- przeznaczony do kacek, basenów, misek i pokrywek,
- ułatwia ociekanie i uporządkowane przechowywanie wyposażenia sanitarnego,
- dobry wybór do brudownika, szpitala, DPS, ZOL, hospicjum i domu opieki,
- opcjonalnie dostępna wersja na kołach Ø100 mm,
- po zamontowaniu kół wysokość regału wynosi 1915 mm.

## Regał stojący czy regał na kołach?

W standardowej wersji regał ma wysokość 1800 mm i sprawdzi się jako stałe wyposażenie brudownika lub pomieszczenia sanitarnego. Opcjonalnie można zamówić **regał na kołach o średnicy 100 mm**, oznaczony jako K8.6. Wersja na kołach będzie lepszym wyborem tam, gdzie regał trzeba okresowo przestawiać, przesuwać albo łatwiej sprzątać przestrzeń pod wyposażeniem.

Wysokość regału na kołach wynosi **1915 mm**. To ważna informacja przy planowaniu ustawienia produktu w pomieszczeniu, zwłaszcza jeśli regał ma stać pod półkami, przy ścianie, w wąskim brudowniku albo w zapleczu z ograniczoną przestrzenią.

## Porównanie z innymi regałami na kaczki i baseny

Ten model warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje **regału z półkami prętowymi**, a nie ściennego stojaka z haczykami. Jeżeli potrzebny jest model ścienny z listwami i haczykami, warto porównać go ze [stojakiem sanitarnym SL/74 na kaczki i baseny](#) oraz ze [stojakiem sanitarnym SL/84 840 mm na kaczki i baseny](#).

Do szerszego wyposażenia zaplecza sanitarnego można dobrać również [stojaki do misek i pojemników na odpady](#), [regały magazynowe ze stali kwasoodpornej](#), [wózki medyczne](#) oraz [wózki do przewozu posiłków w szpitalu](#).

## Dane techniczne

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu                | regał prętowy na kaczki, baseny, miski i pokrywki   |
| Przeznaczenie                  | kaczki sanitarne, baseny sanitarne, miski, pokrywki |
| Liczba półek na miski i baseny | 3 półki                                             |
| Półka na pokrywki              | 1 półka                                             |
| Rodzaj półek                   | półki prętowe mocowane skośnie                      |
| Materiał                       | stal kwasoodporna gat. 0H18N9                       |

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Szerokość</b>                 | 600 mm                                  |
| <b>Głębokość</b>                 | 400 mm                                  |
| <b>Wysokość</b>                  | 1800 mm                                 |
| <b>Opcja dodatkowo płatna</b>    | regał na kołach o średnicy 100 mm, K8.6 |
| <b>Wysokość regału na kołach</b> | 1915 mm                                 |

## Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja stali kwasoodpornej

Regał wykonany jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, dlatego może być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce medycznej. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie ciepłej wody oraz delikatnych detergentów przeznaczonych do powierzchni ze stali nierdzewnej. Po umyciu powierzchnie należy osuszyć.

Nie należy stosować środków ściernych, agresywnych rozpuszczalników ani preparatów mogących uszkodzić powierzchnię stali. Preparaty dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producenta.

## Wykaz przykładowych środków do dezynfekcji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej

| Preparat         | Preparat                        | Preparat                     | Preparat                  |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ANIOSYME DD1     | DESCOCID                        | Mikrozyd AF liquid           | Terralin protect do 2%    |
| Aniosyme Synergy | DESPREJ                         | Mikrozyd chusteczki          | Mikrozyd sensitive liquid |
| Anioxyde 1000    | DESCOSEPT                       | VIRUSOLVE+ chusteczki        | Velox Spray Neutral       |
| ALDEWIR          | INCIDIN FOAM, PLUS, ACTIVE, PRO | Sani-Cloth Active chusteczki | Velox Foam Extra          |
| CIDEX            | PERA SAFE                       | Steranios 2%                 | Quatrodes Extra oraz One  |
| DISTEL           | Incidin OxyWipe                 | Surfa Safe                   | -                         |

Podane preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego, z uwzględnieniem czasu działania, stężenia oraz sposobu aplikacji.

## Gdzie sprawdzi się regał na kaczki i baseny 600 mm?

Regał polecany jest do miejsc, w których baseny, kaczki, miski i pokrywki są używane regularnie, a personel potrzebuje stałego miejsca do ich odkładania po myciu. Sprawdzi się w brudownikach szpitalnych, domach opieki, DPS, ZOL, hospicjach, oddziałach opiekuńczych oraz pomieszczeniach sanitarnych placówek medycznych.

To mocny wybór dla placówek, które chcą uporządkować wyposażenie sanitarne na niewielkiej powierzchni i szukają regału ze stali kwasoodpornej z praktycznym układem półek 3+1.

## FAQ – najczęściej zadawane pytania

### Czym wyróżnia się ten regał na kaczki i baseny?

Model ma 3 półki na miski i baseny oraz 1 półkę na pokrywki. Półki są prętowe i mocowane skośnie, co ułatwia odkładanie oraz ociekanie wyposażenia sanitarnego.

### Czy regał nadaje się do szpitala, DPS lub ZOL?

Tak. Regał jest przeznaczony do szpitali, DPS, ZOL, hospicjów, domów opieki, brudowników i innych pomieszczeń sanitarnych placówek medycznych.

---

## Z jakiego materiału wykonano regał?

Regał wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9.

## Jakie są wymiary regału?

Wymiary regału wynoszą 600 x 400 x 1800 mm, czyli 600 mm szerokości, 400 mm głębokości i 1800 mm wysokości.

## Czy regał może być wykonany na kołach?

Tak. Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny jest regał na kołach o średnicy 100 mm. Wersja na kołach ma wysokość 1915 mm.

## Czy ten model jest ścienny?

Nie. To regał prętowy z półkami, przeznaczony do ustawienia w pomieszczeniu. Jeżeli potrzebny jest model ścienny z haczykami, warto porównać go z modelami SL/74 lub SL/84.

- **Instrukcja obsługi (PDF)** – dostępna do pobrania „[TUTAJ](#)”

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz wersję regału:** Standardowa – bez kół, wysokość 1800 mm , Na kołach Ø100 mm – wysokość 1915 mm (+ 350,00 zł )

**Wydłużona gwarancja:** Nie , TAK 24 miesiące