

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kamaszek-plocienny-kc14-do-ugul-p-125.html>



Kamaszek płócienny KC-14M do UGUL/PUR – mankiet na stopę

Cena brutto **85,00 zł**

Cena netto **78,70 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-H-K-KC/14/M**

Opis produktu

Kamaszek płócienny KC-14M to praktyczny **mankiet na stopę** stosowany jako osprzęt do ćwiczeń w systemach **UGUL/PUR**. Ułatwia prowadzenie ćwiczeń w **podwieszeniu**, w **odciążeniu** oraz w pracy z kontrolowanym oporem (w zależności od konfiguracji kabiny i zastosowanych linek/bloczków).

W skrócie: rozmiar uniwersalny, trwałe płótno, zapięcie na **paski** i punkty mocowania do podwieszeń. Idealny do codziennej pracy w gabinecie rehabilitacji.

Do czego służy kamaszek KC-14M?

Kamaszek zakłada się na stopę pacjenta, aby bezpiecznie połączyć kończynę z osprzętem kabiny UGUL/PUR. Dzięki temu można:

- prowadzić ruch w odciążeniu (ułatwienie startu ruchu, kontrola toru),
- wykonywać ćwiczenia w podwieszeniu w różnych pozycjach,
- stosować stopniowany opór (np. przez linki/bloczki – zależnie od stanowiska).

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Szybkie dopasowanie** – rozmiar uniwersalny sprawdza się w pracy z różnymi pacjentami.
- **Wygoda i prostota** – płócienna konstrukcja i zapięcie na paski z rzepami ułatwiają zakładanie.
- **Wszechstronne zastosowanie** – jeden element osprzętu do wielu ćwiczeń kończyny dolnej i stopy.
- **Dobry wybór „na co dzień”** – trwałe materiały do intensywnej pracy w gabinecie.

Wymiary i dane techniczne

Model / oznaczenie	KC-14M (spotykane także: KC/14/M, KC14M)
Typ	kamaszek / mankiet na stopę do UGUL/PUR
Wymiary	ok. 13,5 × 17 cm
Materiał	płótno
Zapięcie	paski (z rzepami)

Kompatybilność: UGUL i PUR

Kamaszek KC-14M jest przeznaczony do pracy w systemach typu **kabina UGUL** oraz w pokrewnych rozwiązaniach **PUR**. Jeśli kompletujesz stanowisko, dobrym uzupełnieniem mogą być elementy takie jak linki czy podwieszki – w zależności od ćwiczeń i konfiguracji.

Jak dobrać wariant do potrzeb?

Wersja płócienna to uniwersalny wybór do codziennych ćwiczeń. Jeżeli szukasz innej konstrukcji, sprawdź także pokrewne warianty KC14:

- [Kamaszek skórzany KC14 – mankiet na stopę](#)
- [Kamaszek skórzany KC14 z paskami parcianymi](#)
- [Kamaszek dziecięcy KC14 – wariant pediatryczny](#)

Osprzęt do stanowiska UGUL/PUR

- [Kabiny UGUL – osprzęt \(kategoria\)](#)
- [Linka KC03 z dwoma bloczkami](#)
- [Podwieszka stóp KC-11](#)

Pielęgnacja i użytkowanie

- Czyszczenie: delikatnie wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem; następnie dokładnie wysuszyć.
- Nie stosować agresywnej chemii, która może osłabiać strukturę materiału.
- Dobór ćwiczeń i obciążenia zawsze dopasuj do pacjenta i zaleceń terapeuty.

Uwaga: produkt jest elementem osprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Sposób użycia i dobór ćwiczeń powinien być zgodny z metodyką pracy oraz zaleceniami specjalisty.