

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kamaszek-skorzany-dzieciacy-kc14-p-2405.html>



Kamaszek skórzany dziecięcy KC14 do UGUL - 2 rzepy, regulacja

Cena brutto **139,50 zł**

Cena netto **129,17 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-KC/14D**

Opis produktu

Kamaszek skórzany dziecięcy KC14 do UGUL - komfortowe i stabilne ćwiczenia stopy

Skrót parametryczny: Kamaszek KC14 to element osprzętu rehabilitacyjnego przeznaczony dla dzieci, wykorzystywany podczas ćwiczeń oporowych w systemach podwieszów UGUL. Wykonany ze skóry naturalnej, z miękką gąbką wszytą wewnątrz dla zwiększenia komfortu ćwiczącego. Regulowane paski na rzepy umożliwiają szybkie dopasowanie i stabilne utrzymanie stopy podczas terapii.

Bezpieczna konstrukcja i komfort użytkowania

Kamaszek został zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach oraz codziennej pracy w gabinecie fizjoterapii. Zewnętrzna warstwa wykonana jest z **naturalnej skóry**, która zapewnia trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Wewnątrz znajduje się **miękka gąbka**, zwiększająca komfort podczas ćwiczeń i ograniczająca punktowy nacisk na stopę dziecka. Podeszwa została wykonana ze **skóry syntetycznej**, co ułatwia utrzymanie higieny i czyszczenie produktu.

Stabilne dopasowanie dzięki regulacji na rzepy

Kamaszek KC14 wyposażony jest w **paski z taśmy nośnej**, zapinane i regulowane na rzepy. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie zakładanie, precyzyjne dopasowanie do wielkości stopy oraz stabilne prowadzenie ćwiczeń w trakcie pracy z oporem w kabinie UGUL. Odpowiednie dopasowanie wspiera powtarzalność ruchu i bezpieczeństwo terapii.

Zastosowanie w rehabilitacji dzieci

Produkt przeznaczony jest do ćwiczeń kończyny dolnej - szczególnie w obrębie stopy i stawu skokowego - z wykorzystaniem systemów podwieszów. Sprawdza się zarówno w profesjonalnych gabinetach rehabilitacyjnych, jak i podczas terapii prowadzonej w domu zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Uzupełnij zestaw do ćwiczeń UGUL

Kompletując wyposażenie do kinezyterapii, zobacz także inne elementy z kategorii [elementy osprzętu UGUL](#). Do prowadzenia ćwiczeń przydatna będzie również [linka do rehabilitacji L-700](#), a jako alternatywę materiałową możesz wybrać [kamaszek płócienny KC14 do UGUL](#).

Najważniejsze cechy produktu

-
- przeznaczenie: rehabilitacja dzieci, ćwiczenia w systemie UGUL,
 - materiał zewnętrzny: naturalna skóra,
 - wypełnienie: miękka gąbka zwiększająca komfort ćwiczeń,
 - podszewka: skóra syntetyczna ułatwiająca utrzymanie czystości,
 - zapięcie: paski z taśmy nośnej regulowane na rzep,
 - stabilizacja stopy podczas ćwiczeń oporowych.