

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kamaszek-skorzany-kc14-do-rehabilitacji-p-124.html>



Kamaszek skórzaný KC14S do UGUL/PUR – mankiet na stopę

Cena brutto **215,00 zł**

Cena netto **199,07 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-KC/14/S**

Opis produktu

Skórzaný kamaszek KC14 do UGUL/PUR – do ćwiczeń stopy w rehabilitacji

Kamaszek skórzaný KC14 to mankiet na stopę przeznaczony do pracy w kinezyterapii – szczególnie w systemach **UGUL** oraz **PUR**. Ułatwia prowadzenie ćwiczeń w podwieszeniu i ćwiczeń oporowych z wykorzystaniem linki/wyciągu, gdy potrzebujesz stabilnego mocowania stopy i powtarzalnych warunków terapii.

Najważniejsze korzyści dla terapii

- **Stabilne dopasowanie** – regulowane **paski skórzané** pozwalają pewnie zamocować stopę do ćwiczeń.
- **Trwałość w gabinecie** – wykonanie z **naturalnej skóry bydlęcej** sprawdza się przy intensywnym użytkowaniu.
- **Wsparcie rehabilitacji kończyny dolnej** – pomocny przy ćwiczeniach stawu skokowego i pracy mięśni stopy.

Materiał i wykonanie

Kamaszek wykonano w całości z **naturalnej skóry bydlęcej**. Konstrukcja jest zaprojektowana do codziennej pracy w gabinecie, a zapięcie na **paski skórzané** umożliwia regulację i dopasowanie do stopy pacjenta (w zakresie typowym dla tego typu osprzętu).

Zastosowanie – kiedy warto wybrać kamaszek KC14

Ten typ mankietu na stopę bywa wykorzystywany m.in. do:

- ćwiczeń w odciążeniu i w podwieszeniu w UGUL/PUR,
- ćwiczeń oporowych z linką lub wyciągiem,
- pracy nad zakresem ruchu w obrębie stopy i **stawu skokowego**,
- aktywacji oraz wzmacniania mięśni kończyny dolnej w kinezyterapii.

Parametry techniczne

- **Model:** KC14
- **Typ:** skórzaný mankiet/kamaszek na stopę do rehabilitacji
- **Materiał:** naturalna skóra bydlęca
- **Zapięcie:** regulowane paski skórzané
- **Przeznaczenie:** osprzęt do kabin UGUL i PUR

-
- **Wymiary:** ok. **135 × 170 mm**

Jak dobrać i bezpiecznie używać

- Dopasuj paski tak, aby stopa była stabilna, ale bez nadmiernego ucisku.
- Dobierz obciążenie/oporowanie zgodnie z planem terapii i zaleceniami fizjoterapeuty.
- Po zakończeniu ćwiczeń skontroluj stan pasków i elementów mocujących przed kolejną sesją.

Pasujące akcesoria

- [Kabiny UGUL – osprzęt](#)
- [Kabiny PUR](#)
- [Linka do ćwiczeń w UGUL](#)