

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kamaszek-skorzany-kc14-z-paskami-parcianymi-p-1713.html>



Kamaszek skórzany KC14 do UGUL – mankiet na stopę z paskami parcianymi

Cena brutto **139,50 zł**

Cena netto **129,17 zł**

Dostępność



Numer katalogowy **SM-KC/14**

Opis produktu

Kamaszek skórzany KC14 do UGUL – komfortowy mankiet na stopę z regulacją

Kamaszek skórzany KC14 to funkcjonalny element osprzętu do ćwiczeń w systemie bloczkowym, przeznaczony do pracy w kabinach **UGUL** oraz podczas treningu kinezyterapeutycznego kończyny dolnej. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń czynnych, czynno-biernych oraz oporowych w obrębie stopy, stawu skokowego, kolana i biodra – zarówno w gabinecie rehabilitacyjnym, jak i na sali ćwiczeń.

Zewnętrzna część kamaszka została wykonana z **naturalnej skóry**, która zapewnia wysoką trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie. Wnętrze wyposażono w **miękką warstwę gąbki**, zwiększającą komfort osoby ćwiczącej i ograniczającą punktowy ucisk podczas pracy z wyciągiem. Podszewka wykonana jest ze **skóry syntetycznej**, co ułatwia utrzymanie czystości oraz poprawia higienę użytkowania w warunkach gabinetowych.

Stabilne dopasowanie do kończyny zapewniają **paski z wytrzymałej taśmy nośnej**, zapinane na **rzep z możliwością płynnej regulacji**. Takie rozwiązanie pozwala szybko dostosować kamaszek do anatomii pacjenta, a jednocześnie utrzymać pewne mocowanie podczas ćwiczeń z linką i obciążeniem stosowanym w [osprzęcie do kabin UGUL](#).

Skrót parametrów (najważniejsze informacje)

Wymiary: 135 mm × 170 mm.

Materiał zewnętrzny: skóra naturalna.

Wnętrze: wszyta gąbka dla większego komfortu.

Podszewka: skóra syntetyczna (łatwiejsza higiena).

Paski: taśma nośna, zapięcie i regulacja na rzep.

Najważniejsze cechy kamaszka KC14

- **Wymiary 135 mm × 170 mm** – kompaktowy rozmiar do ćwiczeń kończyny dolnej.
- **Naturalna skóra zewnętrzna** – wysoka trwałość i odporność na zużycie.
- **Miękka gąbka wewnętrzna** – większy komfort i ochrona przed uciskiem.
- **Podszewka ze skóry syntetycznej** – łatwiejsza higiena i pielęgnacja.
- **Paski z taśmy nośnej na rzep** – szybka regulacja i stabilne dopasowanie.
- **Zastosowanie w UGUL i wyciągu bloczkowym** – ćwiczenia kończyny dolnej w kinezyterapii.

Zastosowanie w rehabilitacji

Kamaszek KC14 współpracuje z typowym osprzętem rehabilitacyjnym, takim jak linki, karabińczyki czy obciążenia, tworząc stabilne i powtarzalne warunki do prowadzenia terapii ruchowej. Sprawdza się w ćwiczeniach wzmacniających, mobilizujących oraz wspomagających powrót funkcji kończyny dolnej po urazach i przeciążeniach.

Aby skompletować pełne stanowisko do ćwiczeń, zobacz również [elementy osprzętu UGUL](#) oraz gotowe [komplety osprzętu do kabin UGUL](#), które umożliwiają kompleksowe prowadzenie terapii podwieszonych.

Dzięki połączeniu trwałych materiałów, miękkiego wnętrza oraz regulowanego systemu mocowania, model KC14 stanowi praktyczne i wygodne rozwiązanie do codziennej pracy rehabilitacyjnej w gabinecie fizjoterapii, szpitalu oraz placówkach rehabilitacyjnych.