

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kamizelka-na-bark-i-ramie-p-1017.html>



Kamizelka na bark i ramię

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	91,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C OB 305

Opis produktu

Kamizelka na bark i ramię stosowana jest w przypadku urazów nie tylko stawu łokciowego i ramennego, ale także barkowo-obojczykowego oraz mostkowo-obojczykowego. Czyni to ten produkt bardzo uniwersalnym. Kamizelka wykonana jest z miękkiego materiału piankowego z perforacją, który jest jednocześnie trwały, ale i przewiewny, wygodny w użytkowaniu.

Kamizelka ta **składa się z materiału wyprofilowanego anatomicznie oraz systemu rzepów pozwalających na obustronne (prawe/lewe) zastosowanie, oznaczonych kolorystycznie.** Taka budowa powoduje, że kamizelkę tę można idealnie dopasować dla pacjenta.

Kamizelka stabilizuje staw barkowy, ramienny oraz łokciowy w pozycji odciążeniowej. Dzięki temu pozwala na zminimalizowanie okresu pourazowego lub pooperacyjnego.

Produkowana jest w pięciu rozmiarach **od S do XXL** dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Rozmiar kamizelki (obwód tułowia)

S - < 70 cm
M - 70 - 80 cm
L - 80 - 90 cm
XL - 90 - 120 cm
XXL - pow. 120 cm

Cechy kamizelki na bark i ramię:

- wykonana z przewiewnej tkaniny piankowej z perforacją
- materiał wyprofilowany anatomicznie
- system rzepów pozwala na obustronne zastosowanie
- stabilizuje staw ramienny, barkowy i łokciowy w odciążonej pozycji
- minimalizuje okres pooperacyjny i rehabilitacji
- trwała, nierozciągliwa
- możliwość idealnego dopasowania do pacjenta
- dostępne 5 rozmiarów (obwodów)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Kamizelka zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- skręcenia i zwichnięcia w obrębie stawu:

- barkowo-obojczykowego
- ramiennego
- łokciowego
- mostkowo-obojczykowego

- złamanie obojczyka, kości ramiennej lub łopatki
- w zespołach bólowych w okresie ostrym i przewlekłym
- w zwyrodnieniach wymagających unieruchomienia i odciążenia kończyny
- w leczeniu zachowawczym
- w okresie pooperacyjnym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kamizelki: L - 80 - 90 cm , M - 70 - 80 cm , S - poniżej 70 cm , XL - 90 - 120 cm , XXL - powyżej 120 cm