

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/karabinczyk-do-rehabilitacji-podwieszanej-p-1714.html>



Karabińczyk sprężynowy do rehabilitacji podwieszanej UGUL/PUR

Cena brutto **5,50 zł**

Cena netto **5,09 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-FX-0014**

Opis produktu

Karabińczyk sprężynowy FX-14 do rehabilitacji podwieszanej to praktyczny łącznik do osprzętu wykorzystywanego w ćwiczeniach w odciążeniu lub podwieszeniu. Sprawdza się jako element wyposażenia **kabiny UGUL** oraz **kabiny PUR** w gabinetach fizjoterapii, rehabilitacji i terapii SI.

Najważniejsze w 10 sekund: karabińczyk sprężynowy do szybkiego, pewnego łączenia linek/podwieszek z osprzętem UGUL/PUR. Kompaktowy i wygodny w codziennej pracy.

Do czego służy?

- łączenie **linek, pasów i podwieszek** z osprzętem w rehabilitacji podwieszanej,
- szybka zmiana konfiguracji stanowiska ćwiczeń (odciążenie, podwieszenie, bloczki),
- zastosowania w terapii ruchowej oraz w wybranych ćwiczeniach w integracji sensorycznej.

Dlaczego warto

- **Sprężynowy klips** – szybkie otwieranie i zamykanie.
- **Pewne mocowanie** akcesoriów przy częstych zmianach ustawień.
- **Powłoka antykorozyjna** (niklowana) – lepsza trwałość w intensywnym użytkowaniu.
- Kompaktowy rozmiar – łatwy do przechowywania i pracy "z ręki".

Skrót parametryczny: Karabińczyk ma ok. **6 cm wysokości** i ok. **3 cm szerokości**. Średnica pręta wynosi **6 mm**. To rozmiar wygodny do typowych linek i podwieszek w osprzęcie UGUL/PUR.

- **Wysokość całkowita:** ok. 6 cm
- **Szerokość całkowita:** ok. 3 cm
- **Średnica pręta:** 6 mm
- **Numer katalogowy (MPN):** SM-FX-0014

Jak dobrać i używać?

1. Dobierz karabińczyk do rodzaju osprzętu (linka/pas/podwieszka) i punktu mocowania w kabinie.
2. Przed ćwiczeniami sprawdź, czy klips domyka się swobodnie i bez zacięć.

3. W przypadku intensywnej eksploatacji regularnie kontroluj stan elementu (zużycie mechanizmu, odkształcenia).

Pasujące produkty

- [Kabiny UGUL – osprzęt \(kategoria\)](#)
- [Elementy osprzętu UGUL \(kategoria\)](#)
- [Mankiet nadkostkowy KC26 do UGUL](#)
- [Mankiet udowy KC27 do UGUL](#)
- [Pętla Glissona z orczykiem](#)
- [KC13 Pas do wyciągu za miednicę](#)

UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) to stanowisko do kinezyterapii i ćwiczeń w podwieszeniu/odciążeniu, powszechnie wykorzystywane w rehabilitacji.