

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kc08-podwieszka-pod-miednice-p-147.html>

Podwieszka pod miednicę KC08 do UGUL i PUR

Cena brutto **59,00 zł**Cena netto **54,63 zł**

Dostępność

Czas wysyłki **24 godziny**Numer katalogowy **KC08**

Opis produktu

Podwieszka pod miednicę KC08 do UGUL i PUR to element osprzętu rehabilitacyjnego przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu, pracy w odciążeniu oraz stabilizacji obręczy miednicznej podczas kinezyterapii. Model ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w kabinach [UGUL](#) i systemach PUR, a dzięki prostej konstrukcji sprawdza się w gabinetach fizjoterapeutycznych, oddziałach rehabilitacyjnych, domach opieki i innych placówkach medycznych.

Podwieszka została wykonana z trwałej **elanobawełny**, odpornej na codzienne użytkowanie w warunkach gabinetowych. Szeroki pas dobrze podpira miednicę, a **stalowe uchwyty do podwieszania** umożliwiają szybkie i stabilne mocowanie do układu linek oraz pozostałych elementów osprzętu. To praktyczne rozwiązanie dla terapeutów, którzy szukają sprawdzonego akcesorium do ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych wolnych i czynnych z oporem.

Zastosowanie podwieszki pod miednicę KC08

Model KC08 (oznaczenie producenta KC-08) wspiera prowadzenie terapii w obrębie miednicy, bioder oraz odcinka lędźwiowego zgodnie z planem fizjoterapeuty. Może być wykorzystywany podczas ćwiczeń poprawiających kontrolę ruchu, stabilizację oraz komfort pracy pacjenta w odciążeniu. Dzięki wymiarowi **73 x 23 cm** podwieszka zapewnia odpowiednią powierzchnię podparcia przy zachowaniu wygodnego użytkowania.

Najważniejsze cechy

- model: **KC08**,
- wymiary pasa: **730 x 230 mm (73 x 23 cm)**,
- materiał: **elanobawełna**,
- zakończenia: **stalowe uchwyty do podwieszania**,
- zastosowanie: ćwiczenia w podwieszeniu, odciążeniu i stabilizacji miednicy,
- kompatybilność: kabiny [UGUL](#) oraz systemy PUR.

Dla kogo będzie odpowiednia?

To dobry wybór dla fizjoterapeutów i placówek, które kompletują lub rozbudowują osprzęt do kabin UGUL. Podwieszka KC-08 sprawdzi się także wtedy, gdy potrzebny jest klasyczny **pas pod miednicę** o standardowym rozmiarze, bez konieczności sięgania po wersję XL lub wariant zmywalny.

Jeżeli szukasz innych wariantów, sprawdź również [wersję zmywalną KC08](#) albo porównaj ten model z produktem [KC13 – pasem do wyciągu za miednicę](#).

