

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kc13-pas-do-wyciagu-za-miednice-p-138.html>



Pas do wyciągu za miednicę KC13 do UGUL i PUR

Cena brutto **98,00 zł**

Cena netto **90,74 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **KC13**

Opis produktu

Pas do wyciągu za miednicę KC13 do UGUL i PUR to element osprzętu rehabilitacyjnego przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu, odciążeniu oraz do wybranych ćwiczeń z oporem w obrębie miednicy. Model stosowany jest w kabinach [UGUL](#) i systemach [PUR](#), wspierając prowadzenie kinezyterapii w gabinetach fizjoterapii, placówkach rehabilitacyjnych oraz w szpitalach.

Pas KC13 pomaga ustabilizować okolice miednicy i uzyskać właściwe podparcie podczas terapii. Dzięki regulacji obwodu oraz paskom do zawieszenia może być dopasowany do potrzeb pacjenta i programu ćwiczeń. Pas wykorzystywany jest podczas terapii wymagającej stabilizacji miednicy w ćwiczeniach prowadzonych w odciążeniu i podwieszeniu.

Zastosowanie pasa KC13

Model KC13 znajduje zastosowanie w ćwiczeniach w podwieszeniu, ćwiczeniach czynnych w odciążeniu oraz w wybranych ćwiczeniach z oporem, zależnie od konfiguracji stanowiska i planu terapeutycznego. Pas do wyciągu za miednicę ułatwia kontrolę ustawienia pacjenta, poprawia stabilizację i zwiększa komfort prowadzenia terapii.

Najważniejsze cechy produktu

- model: **KC13** (spotykany także jako **KC-13** oraz **KC/13**),
- przeznaczenie: **wyciąg za miednicę i stabilizacja miednicy**,
- kompatybilność: systemy **UGUL i PUR**,
- regulowane napięcie na rzep,
- dwa paski do podwieszenia zakończone stalowymi zaczepami,
- zastosowanie w ćwiczeniach w odciążeniu, podwieszeniu i terapii z oporem.

Parametry techniczne

Typowe parametry modelu KC13 obejmują obwód regulowany w zakresie min. ok. 60 cm, maks. ok. 100-105 cm, wysokość pasa około **17-19 cm** oraz długość pasków do zawieszenia około **40 cm**. Zależnie od sposobu prezentacji danych przez producenta lub sklep mogą być podawane wymiary robocze albo całkowite, dlatego warto interpretować je łącznie ze zdjęciami produktu.

Skrót parametryczny: pas miedniczny KC13 do UGUL i PUR, regulacja na rzep, dwa paski do zawieszenia ze stalowymi zaczepami, obwód ok. 60-100/105 cm, wysokość ok. 17-19 cm. Przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu, odciążeniu oraz do terapii z oporem w obrębie miednicy.

Dla kogo będzie odpowiedni?

Pas KC13 będzie odpowiednim wyborem dla fizjoterapeutów, gabinetów rehabilitacyjnych, oddziałów szpitalnych i placówek kompletujących [elementy osprzętu UGUL](#) lub wyposażenie do stanowisk PUR. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest stabilizacja miednicy podczas ćwiczeń prowadzonych w warunkach odciążenia.

Pas miedniczny KC13 do UGUL i PUR - zastosowanie w rehabilitacji

Pas miedniczny KC13 stosowany jest jako element wyposażenia stanowisk do rehabilitacji w podwieszeniu. Ułatwia stabilizację okolicy miednicy podczas ćwiczeń prowadzonych w odciążeniu oraz w wybranych ćwiczeniach z oporem. To praktyczny osprzęt do gabinetów fizjoterapii, oddziałów rehabilitacyjnych i placówek medycznych.

Jeżeli w placówce istotne jest szybkie czyszczenie i dezynfekcja, warto sprawdzić również [zmywalny wariant KC13 ze skaju](#), przeznaczony do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym i rehabilitacyjnym.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Pas KC13 najczęściej wykorzystywany jest jako część większego stanowiska do ćwiczeń w podwieszeniu. Przy kompletowaniu zestawu warto dobrać także inne akcesoria z tej samej grupy produktowej, aby stworzyć spójne wyposażenie do rehabilitacji w systemach UGUL i PUR.

- [podwieszka pod miednicę KC08](#)
- [podwieszka przedramienia i podudzia KC06](#)
- [linka rehabilitacyjna KC05](#)
- [karabińczyk do podwieszek UGUL](#)
- [komplet osprzętu standardowego do UGUL](#)