

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/klucz-magnetyczny-plastikowy-p-2300.html>



Klucz do zamków pasów SalvaFix SVF3551 – plastikowy

Cena brutto **55,00 zł**

Cena netto **50,93 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-TGO-PU-KM-P**

Opis produktu

Plastikowy klucz magnetyczny SalvaFix SVF3551 do zamków pasów



Plastikowy klucz magnetyczny SalvaFix SVF3551 to akcesorium przeznaczone do obsługi zamków magnetycznych stosowanych w systemie pasów unieruchamiających i ograniczających ruchy. Produkt został zaprojektowany z myślą o placówkach medycznych i opiekuńczych, które korzystają z rozwiązań SalvaFix i potrzebują trwałego, wygodnego w użyciu klucza do codziennej pracy.

Ten model wyróżnia się lekką konstrukcją z tworzywa sztucznego, pierścieniem centrującym oraz mocnym magnesem neodymowym. Dzięki temu klucz pomaga szybciej ustawić się nad mechanizmem zamka i sprawniej go odblokować. To szczególnie ważne tam, gdzie liczy się powtarzalność działania, wygoda personelu i łatwa obsługa akcesoriów systemowych.



Do czego służy klucz magnetyczny SalvaFix?

Klucz służy do otwierania zamków magnetycznych stosowanych w pasach systemu SalvaFix. Może być używany jako klucz podstawowy lub zapasowy do obsługi zamków w pasach na nadgarstki, kostki, uda, tułów oraz w wybranych kompletach systemowych wykorzystujących zgodne zamki magnetyczne.


Najlepiej promować tę kartę jako **akcesorium do systemu SalvaFix**, a nie jako ogólny „klucz magnetyczny”. Taki kierunek lepiej odróżnia produkt od podobnych stron i wzmacnia jego dopasowanie do konkretnej grupy zakupowej.

Najważniejsze zalety

- przeznaczony do zamków magnetycznych systemu SalvaFix,
- pierścień centrujący ułatwia prawidłowe ustawienie klucza,
- magnes neodymowy zapewnia mocne i stabilne działanie,
- lekki, plastikowy korpus jest wygodny w codziennym użytkowaniu,
- otwór do zawieszenia ułatwia przechowywanie na smyczy lub breloku,
- dobry jako klucz główny lub zapasowy do placówki.

Kompatybilność

Klucz magnetyczny SalvaFix SVF3551 jest przeznaczony do współpracy z zamkami magnetycznymi używanymi w systemie pasów SalvaFix, w tym m.in. z modelami SVF3500, SVF3505 i SVF3510. Przed zakupem warto zachować zgodność systemową i dobrać również [zamek magnetyczny do pasów SalvaFix](#) oraz odpowiednie pasy lub komplety z tej samej serii.



Dane techniczne

- wysokość klucza: ok. 50 mm,
- zewnętrzna średnica podstawy: ok. 33 mm,
- średnica wewnętrznej podstawy przykładanej do zamka: ok. 30 mm,
- średnica magnesu neodymowego: ok. 13 mm,
- materiał korpusu: tworzywo sztuczne,
- kolor: niebieski / granatowy,
- dodatki: pierścień centrujący, otwór do zawieszenia.

Skrót parametryczny

Plastikowy klucz magnetyczny SalvaFix SVF3551 to akcesorium do zamków magnetycznych używanych w systemie pasów

unieruchamiających. Ma magnes neodymowy, pierścień centrujący i kompaktowe wymiary ułatwiające codzienną obsługę. Produkt sprawdzi się jako klucz podstawowy lub zapasowy do placówki korzystającej z rozwiązań SalvaFix.

Ważna informacja zakupowa

Cena dotyczy wyłącznie samego klucza magnetycznego. Zamek magnetyczny oraz pasy widoczne na zdjęciach nie stanowią elementu zestawu i są dostępne osobno.

Powiązane pasy unieruchamiające i akcesoria SalvaFix

Jeżeli kompletujesz cały system lub chcesz dobrać zgodne elementy, sprawdź także produkty powiązane z serią SalvaFix. Takie linkowanie wzmacnia tematykę kategorii i ułatwia przejście do właściwego wariantu.

- [zamek magnetyczny do pasów SalvaFix](#)
- [pas na rękę z kluczem magnetycznym](#)
- [komplet pasów z kluczem magnetycznym](#)
- [pas unieruchamiający na kostki](#)
- [pas unieruchamiający na nadgarstki](#)
- [pozostałe pasy unieruchamiające](#)