

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kolnierz-ortopedyczny-polsztywny-typu-florida-p-1006.html>



Kołnierz ortopedyczny półsztywny typu Florida

Cena brutto	50,00 zł
Cena netto	46,30 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C KF 106

Opis produktu

Kołnierz ortopedyczny półsztywny typu Florida doskonale sprawdza się nie tylko w przypadku urazów oraz zwyrodnień kręgosłupa szyjnego, ale także po operacjach.

Dzięki wykonaniu z miękkiej, poliuretanowej pianki, która dopasowuje się do kształtu ciała, jest wygodny w noszeniu. Dodatkowe usztywnienie z PCV zapewnia doskonałą stabilizację. Kołnierz **obsztyty jest bawełną**, która jest przyjazna dla skóry pacjenta.

Dzięki przepuszczaniu promieni RTG, nie ma potrzeby ściągania go przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego. Kołnierz ortopedyczny **zapinany jest wygodnie na rzep**, który umożliwia także jego regulację.

Produkowany jest w czterech rozmiarach **od S do XL** dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD SZYI	WYSOKOŚĆ
S	30-35 cm	7,5 cm
M	36-41 cm	8,5 cm
L	42-47 cm	10 cm
XL	48-53 cm	

Cechy kołnierza:

- jednoczęściowy
- wykonany z pianki poliuretanowej
- obsztyty bawełną
- dodatkowe usztywnienie z PCV
- anatomicznie wyprofilowany
- zapinany na rzep

-
- przepuszcza promienie RTG
 - dostępne 4 rozmiary (obwody)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Kołnierz zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa
- ostry i chroniczny syndrom bolesności szyi
- dystorsja kręgów szyjnych
- uszkodzenia krążka międzykręgowego
- stłuczenia
- choroby reumatyczne kręgów szyjnych
- konieczność usztywnienia pooperacyjnego

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kołnierza: S - 30 - 35 cm , M - 36 - 41 cm , L - 42 - 47 cm , XL - 48 - 53 cm

Wysokość kołnierza: 7,5 cm , 8,5 cm , 10 cm