

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/kolnierz-ortopedyczny-stabilizujacy-typu-philadelphia-p-1008.html>



Kołnierz ortopedyczny stabilizujący typu Philadelphia

Cena brutto	68,00 zł
Cena netto	62,96 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-C KPH 103/SM-TGO-C KPH-O

Opis produktu

Kołnierz ortopedyczny stabilizujący typu Philadelphia dostępny jest w dwóch wersjach. **Na pierwszym zdjęciu widoczny jest z otworem tracheostomijnym, a na drugim bez takiego otworu** . Kołnierz ten doskonale **sprawdza się podczas transportu pacjenta jak również po zabiegach operacyjnych**. Wykonany jest z doskonałej jakości materiałów co sprawia, że jest bardzo trwały, ale jednocześnie wygodny w noszeniu. Dzięki dodatkowemu usztywnieniu z PCV zapewnia doskonałą stabilizację. Dzięki przepuszczaniu promieni RTG, nie ma potrzeby ściągania go przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego. Kołnierz ortopedyczny **zapinany jest wygodnie na dwie taśmy z mocnym rzepem**, który umożliwia także jego regulację.

Produkowany jest w 3 rozmiarach **od S do L** dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD SZYI
S	26-33 cm
M	33-40 cm
L	40-48 cm

Cechy kołnierza:

- dwuczęściowy
- wykonany z pianki polietylenowej
- dodatkowe usztywnienie z PCV
- anatomicznie wyprofilowany
- zapinany na dwie taśmy z mocnym rzepem
- przepuszcza promienie RTG

-
- trwały i komfortowy w użytkowaniu
 - polecany po operacjach oraz do transportu pacjenta
 - dostępne 3 rozmiary (obwody)
 - dostępna wersja z otworem tracheostomijnym (na zdjęciu) oraz bez otworu

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Kołnierz zalecany jest m.in. w następujących przypadkach:

- konieczność stabilizacji i odciążenia szyjnego odcinka kręgosłupa
- zespoły bólowe odcinka szyjnego
- artrozy
- do leczenia złamań i skręceń
- zespoły korzeniowe odcinka szyjnego
- niestabilność względna
- stany pooperacyjne i pourazowe

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ kołnierza: bez otworu tracheostomijnego , z otworem tracheostomijnym

Wielkość kołnierza: L - 40 - 48 cm , M - 33 - 40 cm , S - 26 - 33 cm