

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/komoda-kapielowa-noworodkowa-p-2645.html>



Komoda kąpielowa noworodkowa

Cena brutto	4 550,00 zł
Cena netto	4 212,96 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AGATKA-A*/Sz
Kod producenta	AGATKA-A(SZ)-80-PM_-0000-0-N

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu naszą innowacyjną Komodę Kąpielową Noworodkową z wanienką z szufladami o szerokości 80 cm. Ten produkt medyczny został starannie zaprojektowany, aby zapewnić wygodę zarówno dla personelu medycznego, jak i małych pacjentów. Oto cechy, które wyróżniają naszą komodę kąpielową:

- **Solidne wykonanie:** Stelaż komody został wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, które zapewniają wytrzymałość i trwałość. Dodatkowo, stelaż został anodowany lub lakierowany proszkowo, co zapewnia elegancki wygląd i możliwość dopasowania do wybranej palety kolorów zgodnie z paletą RAL.
- **Praktyczne rozwiązania:** Wypełnienie komody wykonane jest z płyty meblowej obustronnie laminowanej, co zapewnia łatwą konserwację i higienę. Szuflady posiadają system cichego domykania, co eliminuje hałas i minimalizuje ryzyko przypadkowego przytrzaśnięcia palców.
- **Wygodna wanienka:** Nasza komoda kąpielowa jest wyposażona w wanienkę z laminatu poliestrowo-szklanego, która zapewnia bezpieczne i komfortowe kąpiele dla noworodków. Materiał ten jest łatwy do czyszczenia i odporny na uszkodzenia.
- **Stabilność i regulacja:** Komoda posiada nóżki o wysokości 100 mm, które umożliwiają jej stabilne ustawienie na różnych powierzchniach. Dodatkowo, nóżki posiadają funkcję poziomowania, co pozwala dostosować komodę do nierówności podłoża.
- **Wymiary i zastosowanie:** Komoda kąpielowa ma wymiary 800x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co sprawia, że jest idealna do stosowania w oddziałach noworodkowych, pediatrycznych oraz żłobkach. Dedykowany projekt zapewnia wygodę zarówno dla małych pacjentów, jak i opiekunów.

Nasza Komoda Kąpielowa Noworodkowa jest wyprodukowana w kraju i spełnia najwyższe standardy jakości. Jest zarejestrowana jako wyrób medyczny i sprzedawana ze stawką 8% VAT. Warto zaznaczyć, że cena nie zawiera baterii.

Wybierając naszą Komodę Kąpielową Noworodkową Wanienkę z Szufladami, otrzymują Państwo nie tylko funkcjonalne narzędzie medyczne, ale również produkt zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie maluchów.

Komoda kąpielowa noworodkowa, dane techniczne:

- Wymiary: 800x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary