

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/koncentrator-tlenu-przenosny-p-1631.html>



Koncentrator tlenu przenośny

Dostępność

WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

Numer katalogowy

SM-TGO-KTD-YU-300

Opis produktu

Koncentrator tlenu Yuwell YU300 - Twoje źródło zdrowego oddechu i pełnej energii!

Czy cenisz swoje zdrowie i komfort życia? Jeśli tak, to prezentowany w naszym sklepie koncentrator tlenu jest urządzeniem stworzonym z myślą o Tobie! To niezastąpione narzędzie do profilaktyki dróg oddechowych i skutecznego leczenia różnych form niedotlenienia, które może zmienić Twoje życie.

Dlaczego warto wybrać Koncentrator Tlenu Yuwell YU300:

Zapobiegaj chorobom dróg oddechowych: Yuwell YU300 to nie tylko urządzenie do leczenia, ale również doskonałe narzędzie profilaktyczne. Pomaga zapobiec rozwojowi chorób dróg oddechowych, takich jak astma czy zapalenie oskrzeli, poprawiając jakość Twojego życia.

Zwiększ wydajność fizyczną i psychiczną: Dzięki nasyceniu organizmu tlenem, poczujesz się pełen energii i gotowy do działania. Zyskasz większą wydajność zarówno w codziennych czynnościach, jak i w aktywnościach sportowych.

Wytrzymała obudowa: Konstrukcja z wytrzymałego tworzywa sztucznego gwarantuje długotrwałą niezawodność urządzenia, co pozwoli Ci cieszyć się korzyściami przez wiele lat.

Łatwe sterowanie: Wszystkie parametry pracy są wyświetlane na czytelnym wyświetlaczu LCD. Za pomocą pilota, dostosuj czas pracy, szybkość podawania tlenu oraz stopień nasycalnego powietrza z łatwością i wygodą.

Lekki i kompaktowy: Dzięki niskiej wadze i kompaktowym wymiarom, Yuwell YU300 jest łatwy do przenoszenia między pomieszczeniami, dzięki czemu możesz korzystać z niego tam, gdzie jest Ci potrzebny.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Urządzenie wyposażono w systemy alarmowe, które informują Cię o wszelkich nieprawidłowościach, zapewniając Ci spokojny sen i bezpieczeństwo.

Długi czas pracy: Maksymalny jednorazowy czas pracy wynosi aż 4 godziny, a urządzenie może pracować nawet przez 15 godzin w ciągu doby, dzięki czemu masz pewność, że zawsze dostępny jest dla Ciebie świeży tlen.

Koncentrator tlenu Yuwell YU300 to inwestycja w Twoje zdrowie i komfort życia. Możesz go stosować zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych, ciesząc się pełnym dostępem do świeżego i nasycanego tlenem powietrza. Wybierz **Koncentrator tlenu przenośny** i oddychaj pełną piersią każdego dnia!

Najważniejsze cechy Koncentratora tlenu Yuwell YU300:

1. **Skuteczna profilaktyka dróg oddechowych:** Zapobiegaj chorobom dróg oddechowych, takim jak astma i zapalenie oskrzeli, dzięki regularnemu stosowaniu urządzenia.
2. **Zwiększenie wydajności fizycznej i psychicznej:** Dostarcza organizmowi tlen, który poprawia energię i wydajność, zarówno w codziennych czynnościach, jak i aktywnościach sportowych.
3. **Trwała konstrukcja:** Wytrzymała obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia długotrwałą niezawodność.
4. **Łatwe sterowanie:** Intuicyjne sterowanie za pomocą pilota oraz czytelny wyświetlacz LCD pozwalają dostosować parametry pracy z wygodą.
5. **Mobilność i kompaktowość:** Lekki i kompaktowy design umożliwia łatwe przenoszenie między pomieszczeniami, zapewniając dostęp do tlenoterapii w dowolnym miejscu.
6. **Bezpieczeństwo:** Wyposażony w systemy alarmowe, zapewniające spokojny sen i poczucie bezpieczeństwa użytkownika.
7. **Długi czas pracy:** Maksymalny jednorazowy czas pracy wynosi 4 godziny, a urządzenie może pracować nawet przez 15 godzin w ciągu doby, zapewniając stały dostęp do świeżego tlenu.

Koncentrator tlenu Yuwell YU300 to inwestycja w zdrowie i komfort życia, idealna zarówno do użytku w domu, jak i w miejscach publicznych. Zapewnia pełny dostęp do nasycanego tlenem powietrza, pomagając w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu oddechowego oraz zwiększając ogólną jakość życia. Wybierz Yuwell YU300 i oddychaj pełną piersią każdego dnia!

Koncentrator posiada możliwość podłączenia do zapalniczki samochodowej, w tym celu należy dokupić zasilacz samochodowy.

Co zawiera zestaw?

- Koncentrator: 1 sztuka;
- Instrukcja obsługi: 1 egzemplarz;
- Pilot zdalnego sterowania: 1 sztuka;
- Zestaw filtrów: 1 filtr wewnętrzny (tkaninowy), 4 filtry zewnętrzne (gąbkowe);
- Butla nawilżacza: 1 sztuka + uszczelka oraz korek do butli: po 1 sztuce;
- Kaniula donosowa do tlenu: 1 sztuka
- Bezpieczniki (T1.6AL250V, $\phi 5 \times 20$): 2 sztuki;
- Przewód sieciowy: 1 sztuka.

Koncentrator tlenu przenośny, dane techniczne:

- Zasilanie AC 220+/-22V,50+/-1Hz
- Pobór mocy 100VA
- Strumień wyjściowy 1-5l/min (1l/min>90%)
- Ciśnienie wyjściowe 45kPa
- Stężenie tlenu 30%-90%
- Poziom hałasu ≤ 40 dB
- Max czas pracy na dobę 15h
- Wymiary 295×175×270mm
- Waga 8kg

Co to są koncentratory tlenu i do czego służą:

Koncentratory tlenu są medycznymi urządzeniami, które służą do produkcji i dostarczania czystego tlenu pacjentom, którzy mają problemy z prawidłowym oddychaniem. Te urządzenia oczyszczają powietrze z otoczenia, usuwając z niego inne gazy, takie jak azot, pozostawiając jedynie czysty tlen do wdychania. Oto dlaczego koncentratory tlenu są niezbędne dla pacjentów i warto je mieć w domu:

Leczenie i kontrola chorób układu oddechowego: Koncentratory tlenu są nieocenione w leczeniu chorób, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, zapalenie oskrzeli czy inne schorzenia układu oddechowego. Dostarczają one pacjentom odpowiednią ilość tlenu, co pomaga poprawić ich stan zdrowia, zmniejszyć duszności i zwiększyć komfort oddychania.

Leczenie niedotlenienia: Niektórzy pacjenci cierpią na niedotlenienie, co oznacza, że nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu do organizmu. Koncentratory tlenu dostarczają dodatkowy tlen, aby wyrównać niedobór i poprawić ogólny stan zdrowia.

Poprawa jakości życia: Dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, takimi jak POChP, koncentratory tlenu mogą znacząco poprawić jakość życia. Dają one możliwość bardziej aktywnego trybu życia, uczestnictwa w codziennych

aktywnościach i unikania częstych hospitalizacji.

Wsparcie w trakcie rehabilitacji: Po operacjach, urazach lub poważnych chorobach, koncentratory tlenu mogą być niezbędne do wsparcia procesu rehabilitacji i przyspieszenia go. Pomagają pacjentom wrócić do normalnego funkcjonowania.

Dostępność w razie nagłych sytuacji: Posiadanie koncentratora tlenu w domu może być kluczowe w przypadku nagłej potrzeby dostępu do tlenu, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych lub podczas incydentów medycznych.

Bezpieczeństwo w podróży: Koncentratory przenośne pozwalają pacjentom na bezpieczne podróżowanie, niezależnie od tego, czy jest to podróż służbowa, wakacje czy wizyta u rodziny. Dzięki nim pacjenci nie muszą rezygnować z podróży ze względu na swoje schorzenia.

Podsumowując, koncentratory tlenu są niezastąpionymi narzędziami w opiece medycznej nad pacjentami z chorobami układu oddechowego i niedotlenieniem. Posiadanie ich w domu daje pacjentom większą niezależność, poprawia jakość życia i może znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia. Warto je mieć, zwłaszcza jeśli są zalecane przez lekarza.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.