

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-8f-5-p-1599.html>



Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia 8F-5

Cena brutto	3 045,00 zł
Cena netto	2 819,44 zł
Cena poprzednia	3 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-KT-8F-5

Opis produktu

Koncentrator tlenu 8F-3A wykonany jest z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną pracę urządzenia. Ten koncentrator tlenu znakomicie **nadaje się do użytku domowego**. Mimo niewielkich rozmiarów zapewnia wysokie stężenie tlenu, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Cechuje się: wysokim stężeniem tlenu, systemem alarmującym o odcięciu dopływu prądu oraz zbyt wysokim lub niskim ciśnieniu, zabezpieczeniem działania kompresora. Dodatkowym atutem są cztery kółka jezdne, dzięki którym możemy ustawić go w dowolnym miejscu.

Cechy koncentratora tlenu:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów,
- system czterech funkcji alarmowych,
- niskie zużycie energii,
- powiadamianie o zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniu
- zabezpieczenie działania kompresora
- niewielkie rozmiary
- niewielka waga
- cicha praca
- doskonale nadaje się do stosowania w warunkach domowych
- cztery kółka jezdne

Dane techniczne:

- Zasilanie: AC 220+/-22V, 50+/-1Hz
- Pobór mocy: 500VA;
- Strumień wyjściowy: 0,5-5l/min;
- Ciśnienie wyjściowe: 40-70kPa;
- Stężenie tlenu: 87%-95,5%
- Poziom hałasu:
- Wymiary 445x372x680mm;
- Waga: 27kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.